LE GUIDE DE CHOIX

	reposer des produits	Nous vous proposons	Série	Vous êtes conformes avec	Pages
		Armoires anti-feu 105 min	790+ - 790+T	EN 14470-1	12, 14
	Armoires de sécurité	Armoires anti-feu 60 min	760+ 3030 - 3030T	FM 6050	22
	avec résistance au feu	Armoires anti-feu 30 min	3030 - 3030T 3030PV - 7030		24 à 27 - 30 à 31
Inflammables		Armoires FM	2	FM 6050 - NFPA - OSHA	38
		Armoires à extincteur	1	CNPP FSE 98-006	37
\wedge	Armoires de sécurité	Armoires de stockage de sécurité	3/5	NF EN ISO 1182	40
		Armoires de sûreté	14.E	R5132-66 - R5132-68	47
	Rayonnages de sécurité	Rayonnages en acier	R	R5132-66 - R5132-68	98
•	5 /5	Bacs de rétention	BR	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998	95 - 97
	Bacs/Palettes de rétention	Palettes/Planchers de rétention	G	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998 – EPA – UFC	96
		Récipients en acier inox	S	FM – CNPP – UL	102
	Récipients de sécurité	Récipients en acier étamé	J	FM – NFPA – OSHA	100
	Armoires de sécurité métalliques	Armoires FM	4	FM 6050 – NFPA – OSHA	45
Corrosifs	·		8.A & 8.B		46 - 47
Corrosiis	Armoires de sécurité	Armoires anti-corrosion		R5132-66 – R5132-68	
	pour produits très corrosifs	Armoires anti-feu 30 min	3030.M	EN 14470-1 - FM	48
	Rayonnages de sécurité	Rayonnages en polyéthylène	R	R5132-66 – R5132-68	98
	Bacs/Palettes de rétention	Bacs de rétention	BR	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998	95 - 97
		Palettes/Planchers de rétention	G	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998 – EPA – UFC	96
	Récipients de sécurité	Récipients en polyéthylène	J	FM	100
T! / N!f-		Armoires ventilées	13	R5132-66 – R5132-68	57
Toxiques / Nocifs	Armoires de sécurité	Armoires de sécurité à ventilation filtrante Labopur	12.X	NF X 15-211* - R5132-66 – R5132-68	78
	Amones de securite	Armoires de sûreté à ventilation filtrante Labopur	14.X	NI A 13-211 - N3132-00 - N3132-00	80
$\langle \langle 1 \rangle$.		Armoires de sécurité 30 min à ventilation filtrante	3030.X	NF X 15-211* - R5132-66 – R5132-68 - EN 14470-1 - FM	82
		Rayonnages en acier	R	R5132-66 – R5132-68	98
	Rayonnages de sécurité	Bacs de rétention	BR	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998	95 - 97
V W	Bacs/Palettes de rétention	Palettes/Planchers de rétention	G	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998 – EPA – UFC	96
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Armoires sous-paillasse	6	2.7. 0.3	60
De familles		Armoires de sûreté multirisques modulables	14		52
différentes		·		D5122.66 D5122.69	
(inflammables,		Armoires de sûreté	14.L	R5132-66 – R5132-68	54
orrosifs, toxiques,		Armoires de sûreté à tiroirs	14.T		55
-		Armoires de sûreté	14.E		51
nocifs)	Armoires de sécurité	Armoires anti-feu 105 min	790+M		8 - 16 - 59
	7 imonos de securio	Armoires multirisques 90, 60 min	11+B	EN 14470-1 R5132-66 – R5132-68	58
		Armoires anti-feu 30 min	3030.M		28 - 56
		Armoires à ventilation filtrante	12		81
		Armoires de sécurité à ventilation filtrante Labopur	12.X	NE V 45 0444 - D5400 00 - D5400 00	82
		Armoires de sûreté à ventilation filtrante Labopur	14.X	NF X 15-211* - R5132-66 – R5132-68	84
~		Armoires de sécurité 30 min à ventilation filtrante	3030.X	NF X 15-211* - R5132-66 - R5132-68 - EN 14470-1 - FM	86
		Armoires de sécurité	16.E		64
Phytosanitaires	Armoires de sécurité	Armoires de sécurite Armoires de sûreté	16.L	R5132-66 – R5132-68	63
^	, amones de securite	Armoires de sûreté en kit	16.K	10.02.00 10.02-00	64
¥.			R		98
	Rayonnages de sécurité	Rayonnages en polyéthylène			98
		Rayonnages en acier R Art. 10 Arrêté du 02/02/1998 – EPA – UFC		Art. 10 Arrêté du 02/02/1998 – EPA – UFC	
	Bacs/Palettes de rétention	Bacs de rétention	BR		95 - 97 96
		Palettes/Planchers de rétention	G	G	
Batteries Lithium-ion	Armoires de sécurité	Armoires anti-feu	790+LI		20
Routeilles ^			7630BG		
Bouteilles de gaz	Armoires de sécurité	Armoires anti-feu	703066	EN 14470-2	32
de gaz	Armoires de sécurité	Armoires anti-feu Armoires anti-feu à documents	AD76+ - AD79+	EN 14470-2 NT Fire 017	32 108 à 110
de gaz Documents	Armoires de sécurité Armoires à documents				
de gaz		Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents	AD76+ - AD79+	NT Fire 017	108 à 110
de gaz Documents papier	Armoires à documents	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30	NT Fire 017	108 à 110 111 - 112
Documents papier Smartphones	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4	NT Fire 017	108 à 110 111 - 112 113
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récup	Armoires à documents	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21	NT Fire 017 NF EN ISO 1182	108 à 110 111 - 112 113 110
Documents papier Smartphones	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1	108 à 110 111 - 112 113 110
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers bérer des déchets liquides Armoires de sécurité	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21	NT Fire 017 NF EN ISO 1182	108 à 110 111 - 112 113 110
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récup Inflammables Vous manipulez des	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers bérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1	108 à 110 111 - 112 113 110
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables,	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs,	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers bérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs,	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers bérer des déchets liquides Armoires de sécurité 5 produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs,	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers bérer des déchets liquides Armoires de sécurité 5 produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récup Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers sérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs,	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers sérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventile	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur r votre armoire	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H H H V	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récup Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers sérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récup Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventiles Systèmes de	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H H H V	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3 I.N.R.S.	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, coxiques, nocifs Vous voulez ventiles Systèmes de ventilation forcée	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires fortes à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030 ARD H H H H V V	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3 I.N.R.S. ATEX	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventiles Systèmes de ventilation forcée	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires fortes à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation ATEX Caisson à recirculation d'air Labopur	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H H V V H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3 I.N.R.S. ATEX NF X 15-211* - I.N.R.S.	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventile	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires fortes à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation ATEX Caisson à recirculation d'air Labopur	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H H V V H	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3 I.N.R.S. ATEX NF X 15-211* - I.N.R.S.	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventiles Systèmes de ventilation forcée Vous recherchez un	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à Flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif Extraction avec filtre à charbon actif 1 équipement Poubelles anti-feu	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation ATEX Caisson à recirculation d'air Labopur Caissons de filtration	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H V V V H V	I.N.R.S. ATEX NF X 15-211*-I.N.R.S. I.N.R.S. CNPP - TNO - IBBC - NVBB - FM	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76 90 91 88 - 89 90 107 - 108
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventiles Systèmes de ventilation forcée	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif Extraction avec filtre à charbon actif équipement Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation Caisson de recirculation d'air Labopur Caissons de filtration Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H H V V V H V P & J A	I.N.R.S. ATEX NF X 15-211*-I.N.R.S. I.N.R.S. CNPP - TNO - IBBC - NVBB - FM EN 1869-1997	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76 90 91 88 - 89 90 107 - 108 104
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventiles Systèmes de ventilation forcée Vous recherchez un	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à Flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif Extraction avec filtre à charbon actif 1 équipement Poubelles anti-feu	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation Caisson à recirculation d'air Labopur Caissons de filtration Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu Cendriers anti-feu	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H V V V H V P & J A C	I.N.R.S. ATEX NF X 15-211*-I.N.R.S. I.N.R.S. CNPP - TNO - IBBC - NVBB - FM EN 1869-1997 R3511-R3512	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76 90 91 88 - 89 90 107 - 108 104 109
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récur Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventiles Systèmes de ventilation forcée Vous recherchez un	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif Extraction avec filtre à charbon actif équipement Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation Caissons de ventilation Caissons de filtration Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu Cendriers anti-feu Combinés douches et laveurs d'yeux	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H V V V H V P & J A C DL	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3 I.N.R.S. ATEX NF X 15-211* - I.N.R.S. I.N.R.S. CNPP - TNO - IBBC - NVBB - FM EN 1869-1997 R3511-R3512 EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221, ATEX	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76 90 91 88 - 89 90 107 - 108 104 109 120 à 122
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récupe Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventile Systèmes de ventilation forcée Vous recherchez un Antifeu	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers pérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif Extraction avec filtre à charbon actif équipement Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation Caissons de ventilation Caissons de filtration Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu Cendriers anti-feu Combinés douches et laveurs d'yeux Douches de sécurité fixes	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H V V V H V P & J A C DL DL	I.N.R.S. ATEX NF X 15-211*- I.N.R.S. I.N.R.S. ATEX NF X 15-211*- I.N.R.S. I.N.R.S. EN 1869-1997 R3511-R3512 EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221, ATEX EN 15154-1, NF X 15-221	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76 90 91 88 - 89 90 107 - 108 104 109 120 à 122 126
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récupe Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventile Systèmes de ventilation forcée Vous recherchez un Antifeu De premier	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers bérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif Extraction avec filtre à charbon actif équipement Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu Cendriers anti-feu	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation Caissons de ventilation Caissons de filtration Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu Cendriers anti-feu Combinés douches et laveurs d'yeux Douches de sécurité fixes Laveurs d'yeux fixes	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H H V V V H V P & J A C DL DL	NT Fire 017 NF EN ISO 1182 EN 14470-1 EN 14470-1 - FM 6050 NF X 15-211 - Classe 2 EN 12469 - ISO 14644-1 classe 3 I.N.R.S. ATEX NF X 15-211* - I.N.R.S. I.N.R.S. CNPP - TNO - IBBC - NVBB - FM EN 1869-1997 R3511-R3512 EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221, ATEX	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76 90 91 88 - 89 90 107 - 108 104 109 120 à 122 126 124 - 125 - 127
Documents papier Smartphones Vous souhaitez récupe Inflammables Vous manipulez des Inflammables, corrosifs, toxiques, nocifs Vous voulez ventile Systèmes de ventilation forcée Vous recherchez un Antifeu De premier	Armoires à documents Armoires sécurisées à casiers Dérer des déchets liquides Armoires de sécurité s produits Sorbonnes à recirculation d'air Hottes à ventilation filtrante Hottes à flux laminaire Hottes PSM Hottes à rejet extérieur r votre armoire Extraction sans filtre à charbon actif Extraction avec filtre à charbon actif équipement Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu Cendriers anti-feu Combinés, douches	Armoires anti-feu à documents Armoires fortes à documents Armoires ignifuges à documents Casiers individuels pour smartphones Armoires anti-feu 105 min à récupération de déchets Armoires anti-feu 30 min à récupération de déchets Sorbonnes à recirculation d'air Labopur PMSF – Poste de manipulation et de stockage Hottes à flux laminaire verticale Hottes PSM Hottes à rejet extérieur Caisson de ventilation Caissons de ventilation Caissons de ventilation Caissons de filtration Poubelles anti-feu Couvertures anti-feu Cendriers anti-feu Combinés douches et laveurs d'yeux Douches de sécurité fixes	AD76+ - AD79+ AD3 & AD4 AD30 21 790+ARD 3030.ARD H H H V V V H V P & J A C DL DL	I.N.R.S. ATEX NF X 15-211*- I.N.R.S. I.N.R.S. ATEX NF X 15-211*- I.N.R.S. I.N.R.S. EN 1869-1997 R3511-R3512 EN 15154-1, EN 15154-2, NF X 15-221, ATEX EN 15154-1, NF X 15-221	108 à 110 111 - 112 113 110 15 26 66 à 74 - 80 77 78 79 76 90 91 88 - 89 90 107 - 108 104 109 120 à 122 126

GUIDE DE CHOIX FILTRES À CHARBON ACTIF

	Filtres concernés	Filtres vapeurs	Référence à partir de 2011	Poids (kg)	Destinés à	Référence avant 2011
	Armoire	s et caissons e	t à filtratio	n		
		Organiques	CDFORG	3		CDF-F20
		Corrosives	0050000		Caisson Série V:	CDF-F35
9	The state of	Polyvalent ⁽¹⁾	CDFCORG	3	CDF-A, CDF-P, CVAT, CMAT,	CDF-F15
•	H 150 x Ø 150 (mm)	Formol	CDFFOR	3	CTAT	-
	H 130 X & 130 (IIIIII)	Ammoniac	CDFAMM	3		-
		Organiques	ORG50	8		ORG50
9.		Polyvalent ⁽¹⁾	CORG51	9	Caisson Série H :	CORG51
Labopur	H 70 v I 200 v D 200 (mm)	Formol	FOR50	8	H50	-
	H 70 x L 390 x P 390 (mm)	Ammoniac	AMM50	8		-
		Organiques	CDFORG	4		CDF-F20
A444 A	The same of the sa	Corrosives	CDFCORG	4		CDF-F35
		Polyvalent ⁽¹⁾	CDFCORG	4	Armoires Série 12 : AF10	CDF-F15
	H 150 x Ø 150 (mm)	Formol	CDFFOR	4		-
	H 130 X & 130 (IIIIII)	Ammoniac	CDFAMM	4		-
		Organiques	ORG50	8		CDF720
4		Corrosives	CORG51	9	Armoires Série 12 :	CDF735
	усови	Polyvalent ⁽¹⁾	CONGST	9	AF1, AF2 (avant février 2002)	CFR - CFR70 - CFR715
1 10	H 70 x L 390 x P 390 (mm)	Formol	FOR50	8	(avant leviler 2002)	-
		Ammoniac	AMM50	8		-
	H 20 x L 390 x P 390 (mm)	Polyvalent ⁽¹⁾	FCR	1	Armoires Série 12 : AF1, AF2 (avant février 2002)	FCR
-		Organiques	ORGFC	10		FC20
	1	Corrosives	CODOLO	10	Armoires Série 12 : AF1, AF2,	FC35
		Polyvalent ⁽¹⁾	CORGFC	10 AF1, AF2, AF2-2, AF4-2 AF4-3, AF4-4		FC15
		Formol	FORFC	10	(avant juillet 2008) H40	-
	H 200 x L 100 x P 400 (mm)	Ammoniac	AMMFC	10		-
9_(i) (i +) (i) +		Organiques	ORG300	16		FC20
1 1		Corrosives	CODC204	45	Armoires Série 12.X :	FC35
0010	-	Polyvalent ⁽¹⁾	CORG301	15	AF1, AF2, AF2-2, AF4-2,	FC15
960	H 70 v I 720 v D 200 ()	Formol	FOR300	16	AF4-3, AF4-4 (après juillet 2008)	-
	H 70 x L 730 x P 380 (mm)	Ammoniac	AMM300	16		-

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 05/2018

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

GUIDE DE CHOIX FILTRES À CHARBON ACTIF

Modèles	Filtres concernés	Filtres à vapeurs	Références à partir de 2011	Poids (Kg)	Destinés à	Référence avant 2011
		Hottes à filtrati		(Ng)		avant 2011
p land		Organiques	ORG50	8		-
	The state of the s	Polyvalent ⁽¹⁾	CORG51	9	<u>Hottes Série H :</u>	-
	11.70 1.000 D.000 ()	Formol	FOR50	8	H70	-
	H 70 x L 390 x P 390 (mm)	Ammoniac	AMM50	8 11	Hattaa Cária II.	-
		Organiques Corrosives	ORG200		Hottes Série H : H200, H201	ORG200 COR200
**		Polyvalent ⁽¹⁾	CORG201	11,5	H210, H211	CORG201
Language of the land of the la	and the same of th	Formol	FOR200	12	PMSF200	-
	H 70 x L 545 x P 380 (mm)	Ammoniac	AMM200	12	H06, H09, H12, H15	-
		Organiques	ORG300 ORG400 ORG1300 ORG2300	16		ORG300 ORG400 ORG1300 ORG2300 COR300
		Corrosives	CORG301 CORG401 CORG1301	15	<u>Hottes Série H :</u> H300, H301, H310, H311, H400, H401, H410, H411, H1300,	COR400 COR1300 COR2300 CORG301
	H 70 x L 730 x P380 (mm)	Polyvalent ⁽¹⁾	CORG2301 FOR300		H1301, H1310, H1301, H1310, H1311, H2300, H2301, H2310, H2311, PMSF400,	CORG401 CORG1301 CORG2301
29 8-046		Formol	FOR400 FOR1300 FOR2300	16	PMSF1300, PMSF2300	- - -
ha.		Ammoniac	AMM300 AMM400 AMM1300 AMM2300	16		- - -
		Organiques	ORG500 ORG1500 ORG2500 ORG3500	22		ORG500 ORG1500 ORG2500 ORG3500
		Corrosives	CORG501 CORG1501	1	Hottes Série H : H500, H501, H510, H511, H1500, H1501,	COR500 COR1500 COR2500 COR3500
.00		Polyvalent ⁽¹⁾	CORG2501 CORG3501		H1510, H1511, H2500, H2501, H2510, H2511, H3500, H3501,	CORG501 CORG1501 CORG2501 CORG3501
	(2x) H 70 x L 545 x P 380 (mm)	Formol	FOR500 FOR1500 FOR2500 FOR3500	24	H3510, H3511, PMSF1500	- - -
		Ammoniac	AMM500 AMM1500 AMM2500 AMM3500	24		-
806 NU Filtair 623/633 MF		Organiques	ORG203	13	Compatible MF3-AS	ORG203
Filtair 936/936-1 MF Filtair XL 1046/1346/1646 MF		Corrosives Polyvalent ⁽¹⁾	CORG203	13	Compatible MF3-BE	CORG203
Filtair XL 9156 MF Midcap 633 MF	H 100 x L 565 x P 405 (mm)	Formol Ammoniac	FOR203 AMM203	13 13	Compatible MF3-F Compatible MF3-K	-
Filtair 814/824/834 HEPA/	11 100 X L 303 X F 403 (IIIIN)	Organiques	ORG303	15	Compatible MF4-AS	ORG303
Carbon Filtair XL 1044/1344 MF Filtair XL 8104/8124 MF Midcap 804 MF Store AVP 804 MF		Corrosives Polyvalent ⁽¹⁾	CORG303	16	Compatible MF4-BE	CORG303
Store AVP 804 Midcap MF Store AVPD 804 MF Store AVPD 804 Midcap MF Store AVPS 804 MF Store AVPS Midcap 804 MF Store AVPSD 804 MF		Formol Ammoniac	FOR303 AMM303	16	Compatible MF4-F Compatible MF4-K	<u>-</u> -
Store AVPSD Midcap 804 MF Store AVVE 804 MF	H 100 x L 755 x P 405 (mm)					
Schoolcap AVPS 802		Polyvalent ⁽¹⁾	CORG53	7	Compatible F2BE	
Store 832	H 404 x L 380 x P 50 (mm)	Organiques	ORG53	6	Compatible F2AS	
Ministore 822		Polyvalent ⁽¹⁾	CORG13	4	Compatible F1BE	
Shelf 812	H 404 x L 191 x P 50 (mm)	Organiques	ORG13	3	Compatible F1AS	

(1) organiques + corrosives. Les filtres à charbon actif polyvalent CORG permettent d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et inorganiques, composés organiques ou solvants.

Nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques pour tous modèles de hottes, sorbonnes à recirculation d'air, armoires de sécurité... en fabrication stand ou fabrication spéciale.

LES ARMOIRES SOUS PAILLASSE PAR PRODUITS

Pour produits inflammables avec résistance au feu







Série 790+ - Modèle 792+E

EN 14470-1 - 105 minutes (également disponible en version 60 minutes)

Série 790+ - Modèle 791+E EN 14470-1 - 105 minutes (également disponible en version 60 minutes)

Série 3030 - Modèle 3032E EN 14470-1& FM - 30 minutes



Série 3030 - Modèle 3031E EN 14470-1& FM - 30 minutes



Série 790+ - Modèle 792T+ EN 14470-1 - 90 minutes (également disponible en version 30 minutes, modèle 7032T)



Série 7030 - Modèle 7031T EN 14470-1 - 30 minutes (également disponible en version 90 minutes, modèle 791T)

Pour produits inflammables



Série 2 - Modèle SB18 FM - 10 minutes



Série 2 - Modèle SB04 FM - 10 minutes



Série 6 - Modèle SV30



Série 6 - Modèle SV50

Pour produits très corrosifs



Série 8.A - Modèles APC31 et APC61 Série 8.B - Modèles APC32 et APC62

Pour produits peu corrosifs



Série 4 - Modèle B18S




© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

Série 6 - Modèle AC30

Pour produits toxiques ou nocifs







Série 14 - Modèle ASDP





Série 14 - Modèle ASP

Série 6 - Modèle TO30

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

LES ARMOIRES SOUS PAILLASSE PAR PRODUITS

Mutli-produits (multirisques)



Série 7.90+M - Modèle 792+M11



Série 3030M - Modèle 3032M11



Série 14 - Modèle AB56



Série 6 - Modèle AS60



Série 6 - Modèle BT60



Série 6 - Modèle BS60



Série 6 - Modèle AB60



Série 6 - Modèle ABS90



Série 6 - Modèle ST60



Série 6 - Modèle ABST120

RAPPEL DES NORMES ET DE LA LÉGISLATION

Norme européenne EN 14470-1 : Concerne les produits inflammables en laboratoire. Les produits inflammables utilisés et manipulés en laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 types de résistances au feu sont définies : 15, 30, 60 et 90 minutes.

EN 14470-1

Norme européenne EN 14470-2 : Concerne le stockage des bouteilles de gaz comprimé en laboratoire. Elle s'applique sur les armoires dont le volume interne total permet d'entreposer des bouteilles de gaz d'une capacité totale inférieure à 220 litres.

EN 14470-2

FM (Factory Mutual): Assurance internationale et organe accréditant le matériel antifeu et conseillant les entreprises. L'agrément FM se traduit notamment par une résistance au feu de 10 minutes pour les armoires de sécurité selon la courbe de température NEPA 251-1969

⟨FM⟩

Spécifications CNPP FSE 98-006 : L'extinction automatique doit répondre à des spécifications de rapidité et d'efficacité précise.

OCNEC .

Norme NF X 15-211 - mai 2009 : Concerne la qualité de ventilation et de filtration ainsi que la qualité du confinement des sorbonnes à recirculation d'air destinées à la manipulation des produits chimiques en laboratoires.

NF x 15-211

Normes européennes EN 15154-1/EN 15154-2 : Ces normes concernent les équipements de premiers secours et plus particulièrement les douches et les laveurs raccordés au réseau d'eau.

EN 15154-1 / 2

Norme française NF X 15-221 : Cette norme s'applique aux douches pour le corps, raccordées au réseau d'eau et utilisées sur les sites industriels et lieux autres que les laboratoires. Les exigences de cette norme reprennent celles de la norme européenne EN 15154-1.

NF x 15-221

NT FIRE 017: Norme suédoise faisant référence sur le marché des armoires à documents et à supports informatiques. 3 types de résistances au feu sont définies: 30, 60 et 90 minutes.

NT Fire 017

Norme européenne EN 1869-1997 : Cette norme stipule que la couverture anti-feu doit être capable de résister à une chaleur d'environ 900°C provoquée par des huiles enflammées de type soja ou colza. La résistance électrique de la couverture ne doit pas être inférieure à 1 Ohm.

EN 1869-1997

Norme européenne NF EN ISO 1182 : Cette norme est une norme d'essai d'incombustibilité des produits de construction (isolants thermiques).

ISO 1182

Article R.5132-66 du Code de la Santé publique (concerne les produits toxiques) : Les produits toxiques doivent être stockés dans un endroit spécifique prévu à cet effet avec fermeture à clef.

Article R.5132-68 du Code de la Santé publique et préconisation de l'INRS (concerne les produits chimiques de familles différentes): Les produits incompatibles entre eux (acides et bases) doivent être stockés dans des armoires différentes ou dans des compartiments séparés.

Maria Agent America

Arrêté du 2 février 1998 Installations classées (concerne les produits polluants) : Tout produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être mis sur rétention.

Addition - Agency - American enternal angles of the language

Article R4227-22 du Code du Travail : Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition. Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente adaptée.

Admir Alexand Artic

Article R4412-17 du Code du Travail : L'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher les concentrations de substances inflammables ou de produits chimiques sur le lieu de travail ainsi que prévenir tout risque de débordements, d'éclaboussures, de déversement de produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

Article R4412-18 du Code du Travail : L'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosion, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux. Il doit également veiller à atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

All Control of the Control

Article R4422-1 du Code du Travail : L'employeur doit prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques.

SGH - Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (concerne uniquement le marquage du récipient du produit chimique lui même, ne concerne pas le marquage apposé sur les armoires de sécurité) : élaboré par l'OIT (Organisation Internationale du Travail), l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) et du SCETMD-ONU (Sous-Comité d'Experts du Transport des Marchandises Dangereuses du Conseil économique et social des Nations Unies – À ne pas confondre avec les normes ISO 7010 et ISO 3864.

SGH-ONU

ISO 7010 / ISO 3864 (concerne le marquage apposé sur les armoires de sécurité): L'ISO 7010 prescrit les signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des accidents, de la lutte contre l'incendie et de l'information sur les risques d'atteinte à la santé. La forme et la couleur de chaque signal de sécurité et la conception des symboles graphiques sont conformes à l'ISO 3864.

ISO 7010 / 3864

Article L511-5 : L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre le du titre V du livre III de la présente partie. La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution.



SÉRIE 790+M) EN 14470-1 EN 1363-1







ARMOIRE SÉCUMAX 90

Armoire multi-produits à ventilation filtrante conforme aux normes les plus exigeantes du marché EN 14470-1: Résistance 90 min au feu et NF X 15-211(1): Filtration des vapeurs



SECUMAX90 4 + 1x E48

INCLUS:

- Testée et homologuée à la norme EN 14470-1 TYPE 90
- (1) Système de ventilation/filtration et capacité de rétention du filtre à charbon actif testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009 (filtre polyvalent⁽¹⁾ inclus)
- Stockage multi-produits
- 4 compartiments séparés
- 4 étagères de rétention et 4 bacs de rétention
- · Fermeture à clef
- · Pictogrammes normalisés

- → RÉSISTANCE de 105min À L'INCENDIE
- → SANTÉ ET ENVIRONNEMENT PRESERVÉS
- **VAPEURS ÉVACUÉES**
- **→** FACILITÉ D'INSTALLATION
- → SÉPARATION DES FAMILLES DE PRODUITS **DANGEREUX**
- → CONFORME AU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE & I.N.R.S.
- **FUITES LOCALISÉES**
- → PRODUITS À L'ABRI DE LA MALVEILLANCE
- → DANGERS IDENTIFIÉS

(1) Le filtre polyvalent (type CORG) est un filtre permettant d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés en laboratoire : acides organiques, acides inorganiques et composés organiques ou solvants. Ce filtre pourra donc servir dans la majorité des cas.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019



ARMOIRES DE SÉCURITÉ EN 14470-1 - EN 14470-2 POUR PRODUITS INFLAMMABLES, EXPLOSIFS ET BOUTEILLES DE GAZ











ARMOIRES DE SÉCURITÉ EN 14470-1 - EN 14470-2 POUR PRODUITS INFLAMMABLES, EXPLOSIFS ET BOUTEILLES DE GAZ

GÉNÉRALITÉ

Pour des raisons de sécurité évidentes, il y a lieu de stocker les produits inflammables et/ou explosifs, ou les bouteilles de gaz dans des armoires de sécurité. Peu importe votre domaine d'activité, que vous entreposiez des produits peu inflammables ou extrêmement inflammables, des gaz peu inflammables ou extrêmement inflammables, ces derniers doivent-être stockés en sécurité afin de retarder les risques d'explosions dus à l'incendie.

NORMALISATION

NORMES EUROPÉENNES EN 14470-1 et EN 14470-2 :

EN 14470-1 EN 14470-2

Champs d'application

EN 14470-1: Entrée en vigueur en octobre 2004, cette norme concerne le stockage des produits inflammables en laboratoire. Elle s'applique sur les armoires dont le volume interne est inférieur ou égal à 1 m³.

EN 14470-2: Entrée en vigueur en avril 2006, cette norme concerne le stockage des bouteilles de gaz comprimé en laboratoire. Elle s'applique sur les armoires dont le volume interne total permet d'entreposer des bouteilles de gaz d'une capacité totale inférieure à 220 litres.

FM 6050 (FACTORY MUTUAL): Assurance internationale et organe accréditant du matériel anti-feu (par le biais de UL) et conseillant les entreprises. L'agrément FM 6050 se traduit par une résistance au feu de 10 minutes pour les armoires de sécurité selon la courbe de température NFPA 251-1969.

Principaux impératifs

1. Protection contre l'incendie :

	EN 14470-1 Stockage de liquides inflammables	EN 14470-2 Stockage de bouteilles de gaz comprimé	Résistance au feu
	Type 15	Type G15	15 minutes au feu
	Type 30	Type G30	30 minutes au feu
	Type 60	Type G60	60 minutes au feu
s présenté 06). Ces e de rétent du bac de	ssais ont été menés par un laboratoire e ion (EN 14470-1 uniquement) :	Type G90 Dies un test de destruction au feu selon l'extérieur accrédité par le COFRAC. Dies 110 % du volume du plus gros récipie	
oucion: Ces e de rétent du bac de é. uction: de l'armoire astruction ic	es dans cette partie catalogue ont sub ssais ont été menés par un laboratoire e ion (EN 14470-1 uniquement) : rétention doit pouvoir contenir au mo e doivent être à fermeture automatique dentique et de même épaisseur. D'autre	oies un test de destruction au feu selon l extérieur accrédité par le COFRAC.	a norme EN 14470-1 (2 nt stocké dans l'armoir nt). Les différentes paroi ur la construction de l'a

EN 14470-2 : présence de bouteilles de gaz comprimé, résistance au feu du modèle (15, 30, 60 ou 90 minutes), maintient des portes fermées lorsque l'armoire n'est pas utilisée.

6. Ventilation:


Les armoires doivent être munies d'orifices d'entrée et de sortie d'air à fermeture automatique en cas d'incendie, permettant de la raccorder à un système de ventilation forcée. Pour une armoire ventilée, le renouvellement d'air doit être au moins égale à 10 fois le volume de l'armoire par heure (120 fois dans le cas de stockage de bouteilles de gaz toxiques), porte(s) fermée(s).

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019









▲ Courbe de test au feu ISO 834-1



▲ Mise en place des différents capteurs

CHOISISSEZ VOTRE ARMOIRE SELON VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ ET SELON LE NIVEAU D'INFLAMMABILITÉ DE VOS PRODUITS :

PE	Niveau	Exemples	Armoires recommandées			
(point éclair) ⁽¹⁾	d'inflammabilité	de produits	en industrie ⁽²⁾	en laboratoire		
Supérieur à 55°C	PEU INFLAMMABLE	Fuel domestique, gazole	Série 3030, 7030, 1, 2	Série 3030, 7030		
Entre 21°C et 55°C	INFLAMMABLE	Essence de térében- thine, white spirit	Série 3030, 7030, 1 , 2 , 3	Série 3030, 7030		
Entre 0°C et 21°C	FACILEMENT INFLAMMABLE	Ethanol, toluène	Série 7.60, 2 , 5	Série 760+		
Inférieur à 0°C	EXTREMEMENT INFLAMMABLE	Acétone, éther	Série 7.90	Série 790+		
Bouteilles o	le gaz type B2, B5, B11,	Série 7630BG	Série 7630BG			

⁽¹⁾ PE (point éclair) : température minimum à laquelle, dans des conditions d'essais spécifiés, un liquide émet suffisamment de gaz capable de s'enflammer momentanément en présence d'une source d'inflammation.
(2) Se reporter à la partie du catalogue concernant nos armoires de sécurité pour produits inflammables et explosifs.

Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Armoires Type 90 minutes (testées 105 minutes)	EN 14470-1	Série 790+
Armoires Type 90 minutes (testées 105 minutes) à tiroirs	EN 14470-1	Série 790+T
Armoires Type 105 minutes à récupération de déchets	EN 14470-1	Série 790+ARD
Armoires multirisques Type 90 minutes (testées 105 minutes)	EN 14470-1	Série 790+M
Armoires Type 105 minutes pour stockage de batteries lithium-ion		Série 790+LI
Armoires Type 60 minutes	EN 14470-1	Série 760+
Armoires Type 30 et 15 minutes	EN 14470-1	Série 3030
Armoires Type 30 minutes	EN 14470-1	Série 3030T
Armoires Type 30 minutes à portes vitrées	EN 14470-1	Série 3030PV
Armoires multirisques Type 30 minutes	EN 14470-1	Série 3030.M
Armoires à bouteilles de gaz	EN 14470-2	Série 7630BG

SÉRIE 790+) EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050



ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM' 2016 POR SECURITÉ POR 105 minutes pour produits inflammables



CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000)
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual International)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004)

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation
- Roulettes de mise en place inclues pour les modèles 791+ et 792+.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - · Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire
- Caillebotis pour bac de rétention
- Tiroir/bac de rétention coulissant
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles)
- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+ et 795+ :
- Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte)

Système de réfrigération

Afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous plus d'informations.



TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

SÉRIE 790+

EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050















▲ Option serrure à code SERCODE (1 par porte)

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour porte				Nombre		Capacité		ie avec	Poids max.	Poids
Reference	pour porte	Description	Туре	de		de stockage	Etagère de	Bac de	par étagère	(kg)
blanche	jaune			porte(s)	HxLxP(mm)	(L)	rétention	rétention	(kg)	(9)
791+E	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	1	1	30	127
791T+	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	-	1	30	155
792+E	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	60	1	1	50	213
792T+	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	60	-	1	50	240
793+E	-	Armoire équipée	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 (2)	115	2	1	30	297
798+E	-	Armoire équipée	comptoir	1	1100 x 635 x 670 (2)	65	2	1	40	182
794+E	794+PJE	Armoire équipée	haute	1	1950 x 635 x 620 (3)	130	3	1	50	287
795+E	795+PJE	Armoire équipée	haute	2	1950 x 1137 x 620 (3)	250	3	1	30	453
795+900E	-	Armoire équipée	haute	2	1950 x 905 x 620 (3)	200	3	1	46	438

ARMOIRES NON-ÉQUIPÉES

Référence	Description	Туре	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
791+	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	420 x 490 x 285	122
792+	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	420 x 1000 x 285	203
793+	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	820 x 1000 x 410	277
798+	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	1	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	820 x 490 x 410	171
794+	Armoire livrée nue, à équiper	haute	1	1950 x 635 x 620 (3)	1620 x 490 x 410	277
795+	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1950 x 1137 x 620 (3)	1620 x 1000 x 410	435
795+900	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1950 x 905 x 620 (3)	1620 x 765 x 410	420

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+	30 x 490 x 285	3
E2	Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+	30 x 1000 x 285	6
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm (1)	30 x 490 x 410	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm	30 x 1000 x 410	6
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm	30 x 765 x 410	6
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 791+	100 x 490 x 285	3
B2	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+	100 x 1000 x 285	6
B48	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm	100 x 480 x 410	5
B35	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm	100 x 1000 x 410	10
B235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm	100 x 765 x 410	10
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+	90 x 480 x 315	3
C2	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+	90 x 990 x 315	6
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	90 x 460 x 390	4
C35	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	90 x 990 x 400	8
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	90 x 755 x 400	8
C1T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 791T+	80 x 430 x 390	8
C2T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir 792T+	80 x 940 x 390	8
T48	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	80 x 420 x 380	6
T35	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	80 x 930 x 380	12
T235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 670 mm	80 x 695 x 380	12
SE48	Surétagère rétention PVC pour E48 (pour modèle E35, 2 pièces par niveau)	30 x 488 x 377	3
SB48	Bac de rétention en PVC pour pour armoire à 1 porte en L : 670 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau	100 x 471 x 409	5
TP48	Toit en pente pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	235 x 640 x 620	10
TP35	Toit en pente pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	235 x 1140 x 620	20
SERCODE	Serrure à code numérique	-	-

⁽¹⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

⁽²⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

⁽³⁾ Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

SÉRIE 790+T) EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 105 minutes pour produits inflammables à tiroirs ergonomiques de rétention



Tiroirs de rétention à fermeture automatique en cas d'incendie (2)













Référence	Description	Туре	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
791T+	Armoire 1 tiroir	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 (1)		155
792T+	Armoire 1 tiroir	sous paillasse	1	630 x 1137 x 570 (1)		240
794+T4	Armoire 1 porte 4 tiroirs	haute	1	1900 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	301
794+T5	Armoire 1 porte 5 tiroirs	haute	1	1900 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	307
794+T6	Armoire 1 porte 6 tiroirs	haute	1	1900 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	313
795+T4	Armoire 2 portes 4 tiroirs	haute	2	1900 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	483
795+T5	Armoire 2 portes 5 tiroirs	haute	2	1900 x 1137 x 620	1620 x 490 x 410	495
795+T6	Armoire 2 portes 6 tiroirs	haute	2	1900 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	507
T48	Tiroir supplémentaire 1 porte (2)	haute	2	80 x 420 x 380	-	6
T35	Tiroir supplémentaire 2 portes (2)	haute	2	80 x 930 x 380	_	12

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm (2) À commander à la fabrication. Quantité maximale par armoire : 6

SÉRIE 790+ARD EN 14470-1 EN 1363-1

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ANTIFEU EN 14470-1 Type 105 minutes à récupération de déchets



ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS PAILLASSE EN 14470-1 - 90 MINUTES

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).

AVANTAGES

- Résistance de 105 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi : parois extérieures en acier 12/10^{eme}, recouvertes de peinture époxy blanche; parois intérieures en mélaminé, coloris blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois empêchant les ponts thermiques.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie thermorégulé à 47°C.

SYSTÈME À RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS LIQUIDES

- Percement en toiture de l'armoire pour passage du tuyau d'évacuation, comprend un système intumescent permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie. Ce percement pourrait engendrer des variations dans la résistance au feu.
- Entonnoir avec grille amovible en HDPE noir permettant la récupération des liquides souillés.
- Jerrycans en HDPE noir, capacité 10 litres (taille du bidon : $265 \times 185 \times 290$).
- Capteur électronique de niveau monté sur velcro pouvant être fixé soit sur le jerrycan lui même, soit sur la paroi de l'armoire.
- Alarme sonore et visuelle à placer, par exemple, sur le dosseret d'une paillasse.

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Bac de rétention	Poids (kg)
791+ARD	Armoire sous paillasse à récupération de déchets à 1 porte	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	420 x 490 x 285	1	160
792+ARD	Armoire sous paillasse à récupération de déchets à 2 portes	630 x 1137 x 570	420 x 1000 x 285	1	230

SÉRIE 790+M) EN 14470-1 EN 1363-1







ARMOIRES MULTIRISQUES - EN 14470-1 - 105 minutes









CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).
- Conformes aux articles R5132-66 et R5132-68 du Code de la Santé Publique (modèles multirisques).

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux recommandations de l'I.N.R.S. .

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - Parois intérieures mélaminé blanc RAL 9010.

- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention.
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE


- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation \varnothing 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permet- tant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+M et 795+M:
 - Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte)

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019





SÉRIE 790+M EN 14470-1 EN 1363-1

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Réf.	Désignation	c	le stocl	apacité kage pa ment (L	r	Dim. extérieurs			Poids (kg)	$\Big $	
1161.	Designation	<u> </u>				H x L x P (mm)	Étagères rétention en acier	Bac rétention en acier	Caillebotis pour bac en acier	(Ng)	
792+M11	Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	2	2	option	221	
793+M11	Armoire comptoir à 2 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	2	2	2	311	
793+M12	Armoire comptoir à 2 portes à 3 compartiments	55	28	28	-	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	1	3	3	317	l
798+M2	Armoire comptoir à 1 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	-	2	2	194]
794+M2	Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1950 x 635 x 620 (3)	2	2	2	304	
794+M3	Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments	30	30	30	-	1950 x 635 x 620 (3)	3	3	option	307]
794+M4	Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments	22	22	22	22	1950 x 635 x 620 (3)	-	4	4	320	l
795+M11	Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments	120	120	-	-	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	6	2	option	477]
795+M12	Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments	120	55	55	-	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	5	3	2	486	
795+M13	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	120	28	28	28	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	6	4	option	489	
795+M22	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	55	55	55	55	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	4	4	4	497	J

⁽¹⁾Les compartiments peuvent-être modifiés et aménagés selon vos demandes.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Réf.	Description	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 792+M11	30 x 490 x 285	3
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+M11	100 x 490 x 285	3
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+M11	90 x 480 x 315	3
E48	Etagère de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	30 x 490 x 410	3
B48	Bac de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	100 x 490 x 410	5
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	90 x 460 x 390	5
T48	Tiroir/bac de rétention coulissant pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	80 x 420 x 380	6
SE48	Surétagère en PVC pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	30 x 485 x 405	2
SB48	Bac de rétention en PVC pour armoires 793+M1x, 798+M2, 794+Mx, 795+Mxx	100 x 485 x 405	3

⁽¹⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

Reportez-vous au tableau d'incompatibilités chimiques et aux précautions d'emploi, afin de valider la configuration de votre armoire selon vos besoins.

⁽²⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm (3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

SÉRIE 790+B)

EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 11/2019

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM 105 MINUTES POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS INFLAMMABLES EMBARQUÉS EN TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS MARITIMES



CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual International).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004).

SÉCURITÉ ACTIVE

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834
- Construction double paroi :

Parois extérieures en acier 12/10°, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010

- · Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Joints de porte thermo-dilatants.
- Étagères de rétention réglables en hauteur (au pas de 6,4 cm) et bac de rétention amovible en partie basse.

- Signalisation par symboles normalisés.
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à 47°C.
- Conduits de ventilation avec système thermo-fusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation diamètre 100 mm pour un raccordement éventuel.
- Kit pour fixation murale pour prévenir des mouvements marins.
- Tapis anti-dérapant, afin d'éviter le glissement éventuel des récipients lors de mouvements marins.
- 3 fixations au sol par vissage.

OPTIONS ET ACCESSOIRES (voir tableau cl-après)

- Renforts d'étagères pour charge admissible de 75 KG uniformément répartis

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 11/2019

SÉRIE 790+B

EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050











▲ Option serrure à code SERCODE (1 par porte)





ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour porte				Nombre	Dimensions	Capacité		ie avec	Poids max.	Poids
		Description	Type	de	extérieures	de stockage	Etagère de	Bac de	par étagère	(kg)
blanche	jaune			porte(s)	HxLxP(mm)	(L)	rétention	rétention	(kg)	(3)
791+BE	-	Armoire équipée	sous table	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	1	1	30	127
792+BE	-	Armoire équipée	sous table	2	630 x 1137 x 570 (1)	60	1	1	50	213
793+BE	-	Armoire équipée	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 (2)	115	2	1	50	297
798+BE	-	Armoire équipée	comptoir	1	1100 x 635 x 670 (2)	65	2	1	30	182
794+BE	794+PJBE	Armoire équipée	haute	1	1950 x 635 x 620 (3)	130	3	1	30	287
795+BE	795+PJBE	Armoire équipée	haute	2	1950 x 1137 x 620 (3)	250	3	1	50	453
795+900BE	-	Armoire équipée	haute	2	1950 x 905 x 620 (3)	200	3	1	40	438

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+B	30 x 490 x 285	3
E2	Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+B	30 x 1000 x 285	6
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm (1)	30 x 490 x 410	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm	30 x 1000 x 410	6
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm	30 x 765 x 410	6
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+B	90 x 480 x 315	3
C2	Caillebotis pour armoire 1 porte type 792+B	90 x 990 x 315	6
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	90 x 460 x 390	4
C35	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	90 x 990 x 400	8
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	90 x 755 x 400	8
T48	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	80 x 420 x 380	6
T35	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	80 x 930 x 380	12
T235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 670 mm	80 x 695 x 380	12
SE48	Surétagère rétention PVC pour E48 (pour modèle E35, 2 pièces par niveau)	30 x 488 x 377	3
SB48	Bac de rétention en PVC pour pour armoire à 1 porte en L : 670 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau	100 x 471 x 409	5
TP48	Toit en pente pour armoire 1 porte	235 x 640 x 620	10
TP35	Toit en pente pour armoire 2 portes	235 x 1140 x 620	20
SERCODE	Serrure à code numérique	-	-

⁽¹⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

⁽²⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm (3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

SÉRIE 790+LI





ARMOIRES DE SÉCURITÉ 105 MINUTES POUR LE STOCKAGE DE BATTERIES LITHIUM-ION



Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, nous avons créé une solution de stockage de sécurité pour les batteries Lithium-ion. En effet les batteries lithium-ion ont la particularité de présenter de nombreux risques dont le plus connu et le plus fréquent est l'emballement thermique qui peut être dû à une élévation de température de l'environnement, un choc, ou encore un problème d'assemblage de la pile.

La conséquence est que la batterie peut ainsi s'embraser dangereusement et provoquer un incendie.

Partant de notre expérience et de notre savoir-faire sur les armoires anti-feu norme européenne EN14470-1, version 90 minutes, nous proposons plusieurs modèles de tailles différentes pouvant répondre aux besoins de stockage les plus variés.

Ces armoires peuvent être équipées selon les besoins, d'étagères perforées (à forte capacité de charge - 100kg par niveau réf. E35LI) et de bacs de rétention (réf. B35) en partie basse de l'armoire pour prévenir d'une éventuelle fuite d'électrolyte de la batterie. Il existe également la possibilité de recharger des batteries stockées via le rack 9 multiprises réf. PRISELI à commander avec l'option percement PACABLI.

La résistance au feu exceptionnelle de nos armoires (105 minutes au test européen) garantit une sécurité maximale. Toutefois, il est possible de sécuriser davantage le stockage en y ajoutant des solutions optionnelles comme :

- L'extincteur de sécurité interne à l'armoire spécial batterie lithium-ion réf. EX100LI
- Ou l'ensemble de sécurité comprenant l'extincteur EX100Ll, une alarme sonore et visuelle, le détecteur de fumée, le boitier de contrôle, le tout sous la référence VIG100.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition de 05/2019

SÉRIE 790+LI



CONFORMITÉ

- Résistance éprouvée de 105 minutes.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Réduit les risques d'incendie et d'explosion.
- Résistance au feu de 105 minutes conformément à la courbe ISO n°834.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi.
- Parois extérieurs en acier 12/10ème, epoxy blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique limitant les ponts thermiques.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Point de fixation pour mise à la terre.



■ Extincteur automatique à ampoule 79°C (EX100LI)

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.

- Étagère bleue perforée avec une charge admissible de 100 Kg (réf. E48LI et E35LI).
- Bac de rétention amovible en partie basse (réf. B48 et B35)
- Extincteur à déclenchement automatique à 79°C par ampoule thermique spéciale lithium réf. EX100LI
- Rack de 9 prises électriques pour rechargement (réf. PRISELI - à commander avec PACABLI)
- Percement pour passage de câble avec passe-câble antifeu (réf. PACABLI)
- Ensemble de sécurité et d'alarme (réf. VIG100 comprenant alarme visuelle et sonore, boitier de contrôle, détecteur de fumée à déclenchement automatique, extincteur EX100LI et PACABLI)

ARMOIRES NUES

Réf.	Désignation Dim. extérieures H x L x P (mm)		Dim. intérieures H x L x P (mm)	Poids à vide hors option
793+LI	Armoire comptoir 2 portes à équiper	1100 x 1137 x 670 ⁽¹⁾	820 x 1000 x 410	297
798+LI	Armoire comptoir 1 porte à équiper	1100 x 635 x 670 ⁽¹⁾	820 x 490 x 410	182
794+LI	Armoire haute 1 porte à équiper	1950 x 635 x 620 (2)	1620 x 490 x 410	287
795+LI	Armoire haute 2 portes à équiper	1950 x 1137 x 620 (2)	1620 x 1000 x 410	453

(1) Profondeur incluant le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Réf.	Désignation	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Poids à vide hors option
795+LIA4	Armoire haute 2 portes pré-équipée avec 1 extincteur EX100LI et 4 étagères E35LI	1950 x 1137 x 620 ⁽²⁾	483
795+LIX4	Armoire haute 2 portes pré-équipée avec VIG 100 et 4 étagères E35LI	1950 x 1137 x 620 ⁽²⁾	488

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Réf.	Options : désignation	Poids (Kg)	Pour quelle(s) armoire(s)
E48LI	Étagère perforée largeur 490 x380 x 25 mm		794+LI, 798+LI
E35LI	Étagère perforée largeur 1000 x380 x 25 mm	7	793+LI, 795+LI
B48	Bac de rétention largeur 490 mm	5	794+LI, 798+LI
B35	Bac de rétention largeur 1000 mm	10	793+LI, 795+LI
EX100LI	Extincteur automatique à ampoule 79°C spécial lithium ø 85 x 155 mm	2	tout modèle
PACABLI	Percement pour passage de câble avec passage câble anti-feu	-	tout modèle
PRISELI	Rack de 9 prises électriques 450 x 50 x 50 mm	0,5	tout modèle
VIG100	Ensemble de sécurité et de contrôle comprenant alarme visuelle et sonore, boîtier de contrôle, détecteur de fumée, extincteur EX100LI	5	tout modèle
CDV-A	Caisson de ventilation en acier pour rejet extérieur	8	tout modèle
KRC	Kit de raccordement ; armoire-caisson	1	tout modèle
H50C	Caisson à recirculation d'air Labopur®	15	tout modèle
CORG51	Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives	9	tout modèle

SÉRIE 760+) EN 14470-1 EN 1363-1

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 60 minutes pour produits inflammables





CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).

AVANTAGES

- Résistance au feu de 60 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation
- Roulettes de mise en place inclues pour les modèles 791+ et 792+.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
- Parois extérieures en acier 12/10^{ème}, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
- Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.

- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation \varnothing 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire
- Caillebotis pour bac de rétention
- Tiroir/bac de rétention coulissant
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles)
- Possibilité de portes de couleur jaune sur les modèles 764+ et 765+
- Serrure à code (1 par porte)

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019







ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour			Nombre	Dimensions	Capacité	Fourn	ie avec	Poids max.	Poids	
porte		Description	Type	de		de stockage	Etagère de	Bac de	par étagère	(kg)
blanche	jaune			porte(s)	HxLxP(mm)	(L)	rétention	rétention	(kg)	(9)
761+E	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	1	1	30	127
761T+	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	30	-	1	30	155
762+E	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	60	1	1	50	213
762T+	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	60	-	1	50	240
763+E	-	Armoire équipée	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 (2)	115	2	1	30	297
768+E	-	Armoire équipée	comptoir	1	1100 x 635 x 670 (2)	65	2	1	40	182
764+E	764+PJE	Armoire équipée	haute	1	1950 x 635 x 620 (3)	130	3	1	50	287
765+E	765+PJE	Armoire équipée	haute	2	1950 x 1137 x 620 (3)	250	3	1	30	453
765+900E	-	Armoire équipée	haute	2	1950 x 905 x 620 (3)	200	3	1	46	438

ARMOIRES NON-ÉQUIPÉES

Référence	Description	Туре	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
761+	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	1	630 x 635 x 520 ⁽¹⁾	420 x 490 x 285	122
762+	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	2	630 x 1137 x 520 ⁽¹⁾	420 x 1000 x 285	203
763+	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	820 x 1000 x 410	277
768+	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	1	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	820 x 490 x 410	171
764+	Armoire livrée nue, à équiper	haute	1	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	1620 x 490 x 410	277
765+	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	1620 x 1000 x 410	435
765+900	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1950 x 905 x 620 (3)	1620 x 765 x 410	420

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 761+	30 x 490 x 285	3
E2	Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 762+	30 x 1000 x 285	6
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm (1)	30 x 490 x 410	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm	30 x 1000 x 410	6
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm	30 x 765 x 410	6
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 761+	100 x 490 x 380	3
B2	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 762+	100 x 1000 x 380	6
B48	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 – P : 670 mm	100 x 480 x 410	5
B35	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 – P 670 mm	100 x 1000 x 410	10
B235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 – P 670 mm	100 x 765 x 410	10
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 761+	90 x 480 x 315	3
C2	Caillebotis pour armoire 1 porte type 762+	90 x 990 x 315	6
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	90 x 460 x 390	4
C35	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	90 x 990 x 400	8
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	90 x 755 x 400	8
C1T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir	80 x 430 x 390	8
C2T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir	80 x 940 x 390	8
T48	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 670 mm	80 x 420 x 380	6
T35	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 670 mm	80 x 930 x 380	12
T235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 670 mm	80 x 695 x 380	12
SE48	Surétagère rétention PVC pour E48 (pour modèle E35, 2 pièces par niveau)	30 x 488 x 377	3
SB48	Bac de rétention en PVC pour pour armoire à 1 porte en L : 670 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau	100 x 471 x 409	5
TP48	Toit en pente pour armoire 1 porte	235 x 640 x 620	10
TP35	Toit en pente pour armoire 2 portes	235 x 1140 x 620	20

⁽¹⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

⁽²⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm (3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

SÉRIE 3030) EN 14470-1 FM 6050

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1 & FM⁽¹⁾ pour produits inflammables





CONFORMITÉ

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- ⁽¹⁾Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalisés.

- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).

07/2019

210

50

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition



SÉRIE 3030 EN 14470-1 FM 6050

Fournie avec Capacité Charge **Dimensions Dimensions** de admissible **Poids** Etagères Bac de Caillebotis Référence Désignation Extérieures Intérieures stockage par étagère(2) (kg) rétention rétention pour bac en HxLxP(mm) HxLxPmm) (kg) (L) en acier en acier acier 3031E 635x605x630 365x495x420 30 30 64 Armoire sous paillasse 1 porte équipée 1 1 3032E Armoire sous paillasse 2 portes équipée 635x1115x630 365x1050x420 60 1 1 50 108 3034E 1580x495x420 130 3 30 117 Armoire haute 1 porte équipée 1980x605x550 1 option 250 3 50 3035E Armoire haute 2 portes équipée 1980x1115x550 1580x1050x420 1 option 210 3033UE 795x980x325 1 50 170 Armoire comptoir 2 portes équipée 1198x1092x537 113 1 option 2 1 170 50 210 3035UE Armoire haute 2 portes équipée 1731X1092X457 1330x980x325 option

1330x750x730

1731X864X864

Armoire haute 2 portes équipée

3036UE

ARMOIRES À ÉQUIPER ET ACCESSOIRES

228

2

1

option

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Capacité de rétention (L)	Poids (kg)
E48	Etagère de rétention pour 3034	30 x 490 x 410	6	3
E35	Etagère de rétention pour 3035	30 x 990 x 410	12	6
E35U	Etagère de rétention pour 3033U et 3035U	30 x 975 x 317	9	4,5
E6U	Etagère de rétention pour 3036U	30 x 747 x 724	16	8
B148	Bac de rétention pour 3031 - 3034	100 x 480 x 410	20	5
B235	Bac de rétention pour 3032 - 3035	100 x 990 x 410	41	10
B35U	Bac de rétention pour 3033U et 3035U	100 x 965 x 317	30	8
B6U	Bac de rétention pour 3036U	100 x 737 x 724	53	14
C148	Caillebotis pour bac de rétention pour 3031 - 3034	90 x 460 x 390	-	4
C235	Caillebotis pour bac de rétention pour 3032 - 3035	90 x 980 x 400	-	8
C35U	Caillebotis pour bac de rétention pour 3033U - 3035U	100 x 965 x 317	-	10
C6U	Caillebotis pour bac de rétention pour 3036U	100 x 737 x 724	-	11
T148	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3031- 3034	80 x 420 x 380	12	6
T235	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3032 - 3035	80 x 930 x 380	28	12
SE148	Surétagère en PVC pour pour armoire 3031 et 3034 Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau	30 x 475 x 405	5	3
SB148	Bac de rétention en PVC pour pour armoire 3031 et 3034 Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau	100 x 475 x 405	19	4

⁽²⁾ Uniformément répartie.

SÉRIE 3030.T) EN 14470-1 FM 6050

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1 & FM pour produits inflammables à tiroirs ergonomiques de rétention





- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.
- Nombreux modèles disponibles.
- Convient pour tous types de produits chimiques communément utilisés en laboratoire et en industrie.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux préconisations de l'I.N.R.S..
- Tiroirs de rétention à fermeture automatique⁽¹⁾ en cas d'incendie



SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaunes RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalisés.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents.

OPTIONS

- Tiroirs supplémentaires.





© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition

Référence	Description	Туре	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
3034T4	Armoire 1 porte 4 tiroirs	haute	1	1980 x 605 x 550	1580 x 495 x 420	141
3034T5	Armoire 1 porte 5 tiroirs	haute	1	1980 x 605 x 550	1580 x 495 x 420	147
3034T6	Armoire 1 porte 6 tiroirs	haute	1	1980 x 605 x 550	1580 x 495 x 420	153
3035T4	Armoire 2 portes 4 tiroirs	haute	2	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	258
3035T5	Armoire 2 portes 5 tiroirs	haute	2	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	270
3035T6	Armoire 2 portes 6 tiroirs	haute	2	1980 x 1115 x 550	1580 x 1050 x 420	287
T148	Tiroir supplémentaire 1 porte (1)	haute	-	80 x 420 x 380	-	6
T235	Tiroir supplémentaire 2 portes (1)	haute	-	80 x 930 x 380	-	12

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis

SÉRIE 3030PV EN 14470-1 FM 6050

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1 & FM[®] à portes vitrées









€ 30 S

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- ⁽¹⁾Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal) - Complément de certification en cours.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.
- Visualisation immédiate des produits stockés dans l'armoire.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Porte(s) vitrée(s) antifeu, épaisseur 17 mm.

- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.

		Dimensions	Capacité de	Fourni	e avec	Charma	
Référence	Désignation	Extérieures stockage Etagères Bac de rétention en acier acier		Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)		
3034PVE	Armoire haute 1 porte vitrée équipée	1980x605x550	130	3	1	30	170
3035PVE	Armoire haute 2 portes vitrées équipée	1980x1115x550	250	3	1	50	255
E48	Etagère de rétention pour 3034PVE	30 x 490 x 410	-	-	-	-	3
E35	Etagère de rétention pour 3035PVE	30 x 990 x 410	-	-	-	-	6
C148	Caillebotis pour bac pour 3034PVE	90 x 460 x 390	-	-	-	-	4
C235	Caillebotis pour bac pour 3035PVE	90 x 980 x 400	-	-	-	-	8
T148	Tiroir/bac coulissant pour 3034PVE	80 x 420 x 380	-	-	-	-	6
T235	Tiroir/bac coulissant pour 3035PVE	80 x 930 x 380	-	-	-	-	12
SE148	Surétagère de rétention en PVC pour 3034PVE pour le modèle 3035PVE prévoir 2 pièces par niveau	30 x 475 x 405	-	-	-	-	3
SB148	Bac de rétention en PVC pour 3034PVE pour le modèle 3035PVE prévoir 2 pièces par niveau	100 x 475 x 405	-	-	-	-	4









ARMOIRES DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES 30 MINUTES - EN 14470-1 & FM"



CONFORMITÉ

Déplacement par

transpalette (à vide)

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- (1)Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.
- Nombreux modèles disponibles.
- Convient pour tout type de produits chimiques communément utilisés en laboratoire et en industrie.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux préconisations de l'I.N.R.S..

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.

- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaunes RAL 1023.

Pieds vérins pour

mise à niveau

- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

APPROVED

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 09/2017







Bac de rétention


SÉRIE 3030.M) EN 14470-1 FM 6050

Étagère de rétention


Bac de rétention avec caillebotis




^3032M11




^3034M2




^3034M3







^3035M11



^3035M12



^3035M13



▲3035M22

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

	B/		Type / capacité de stockage par compartiment (L) ⁽¹⁾			Dim. extérieures	Équipée avec			Charge admissible	Poids
Réf.	Désignation					HxLxP(mm)	Étagères rétention en acier	Bac rétention en acier	Caillebotis pour bac en acier	par étagère ^⑵ (kg)	(kg)
3032M11	Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	635 x 1115 x 630	-	2	2	30	108
3034M2	Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1980 x 605 x 550	4	2	option	30	126
3034M3	Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments	30	30	30	-	1980 x 605 x 550	3	3	option	30	129
3034M4	Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments	22	22	22	22	1980 x 605 x 550	-	4	4	30	142
3035M11	Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments	120	120	-	-	1980 x 1115 x 550	6	2	option	30	232
3035M12	Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments	120	55	-	55	1980 x 1115 x 550	7	3	option	30	241
3035M13	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	120	28	28	28	1980 x 1115 x 550	6	4	option	30	244
3035M22	Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments	55	55	55	55	1980 x 1115 x 550	8	4	option	30	252

⁽¹⁾ Les compartiments peuvent-être modifiés et aménagés selon vos demandes.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E48	Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11)	30 x 490 x 410	3
B148	Bac de rétention	100 x 480 x 410	5
C148	Caillebotis pour bac de rétention	90 x 460 x 390	5
T148	Tiroir/bac de rétention coulissant	80 x 420 x 380	6
SE148	Surétagères en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11)	30 x 485 x 405	2
SB148	Bac de rétention en PVC	100 x 485 x 405	3

⁽²⁾ Uniformément répartie.

SÉRIE 3030 & 7030 EN 14470-1 FM 6050







ARMOIRES DE SÉCURITÉ SOUS-PAILLASSE 30 MINUTES EN 14470-1 & FM⁽¹⁾

- Pour produits inflammables
- Pour produits corrosifs

- Pour produits toxiques / nocifs
- Pour produits multirisques









techniques sans préavis. Édition 07/2019

TRIONYX se réserve le droit de modif





CONFORMITÉ

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- ⁽¹⁾Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C (selon modèle).
- Convient pour tout type de produits chimiques communément utilisés en laboratoire et en industrie.
- Double orifice de ventilation avec grilles pare-flammes.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Bac de rétention en partie basse.
- Caillebotis sur bac de rétention (excepté pour les modèles à porte tiroir).

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants (excepté pour les modèles à porte tiroir).
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points (excepté pour les modèles à porte tiroir, fermeture en 1 point).
- Fermeture avec serrure anti-étincelles (excepté pour les modèles à porte tiroir).
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents

OPTIONS

- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).



Selon les recommandations de l'I.N.R.S. et pour des raisons de sécurité (réaction chimiques entre produits incompatibles), les produits de nature différente doivent être stockés séparément. Une armoire équivaut donc à un type de produits chimiques (inflammables, toxiques, corrosifs...).

SÉRIE 3030 & 7030 EN 14470-1 FM 6050







SYSTÈME À RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS LIQUIDES

Modèles 3031ARD et 3032ARD Uniquement

- Percement en toiture de l'armoire pour passage du tuyau d'évacuation, comprend un système intumescent permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie. Ce percement pourrait engendrer des variations dans la résistance au feu.
- Entonnoir avec grille amovible en HDPE noir permettant la récupération des liquides souillés.
- Jerrycan en HDPE blanc, capacité 12 litres.
- Capteur électronique de niveau monté sur velcro pouvant être fixé soit sur le jerrycan lui même, soit sur la paroi de l'armoire.
- Alarme sonore et visuelle à placer, par exemple, sur le dosseret d'une paillasse.

Vous pouvez également vous reporter à la «Série 790+ARD» pour un complément d'informations concernant les différents éléments du kit (jerrycan, entonnoir, capteur...)

Référence	3031E	3031ARD	7031T	3032E	3032ARD	7032T	3032M11	
Porte(s)	orte(s) 1		1	2		1	2	
Type de porte	Batt	ante	Tiroir	Batta	antes	Tiroir	Battantes	
Compartiment	1		1		1	1	2	
Dimensions H x L x P (mm)		605 x 630 491 x 475	Ext.: 635 x 605 x 630 Int.: 366 x 491 x 475		1115 x 630 1001 x 475	Ext.: 635 x 1115 x 630 Int.: 366 x 1001 x 475	Ext.: 635 x 1115 x 630 Int.: (2x) 366 x 472 x 475	
Capacité de stockage (L)	ou / et Adda		30	30 60		60	56 (2x 28)	
Pour des raisons de sécurité (réaction chimiques entre produits incompatibles), les produits de nature différente doivent être stockés séparément.							re stockés séparément.	
Capacité de rétention (L)	17	20	20	35 41		41	34 (2x17)	
Bac de rétention en acier		1	1	1		1	2	
Caillebotis en acier pour bac de rétention	1 -		-	1	-	-	2	
Charge maximale par étagère ⁽¹⁾ (kg)	30	-	30	50	-	50	30	
Certification		1470-1 6050	EN 14470-1		1470-1 6050	EN 14470-1	EN 14470-1 FM 6050	
Poids (kg)	64	60	64	108	100	108	108	
						HOMOLO	OGUÉE	
Référence	T14	18	T235	SB1		3		
Description	Description Tiroir/bac de rétention coulissant en acier		Tiroir/bac de rétention coulissant en acier	n Bac de rétention en PVC		EN 144	min 170-1	
Pour armoires	3031E, 30	032M11	3032E	3031E, 3031ARD, 3032E ⁽²⁾ , 3032ARD ⁽²⁾ , 3032M11				
Dimensions H x L x P (mm)	80 x 420	x 380	80 x 930 x 380	100 x 47	5 x 405	< FI	/	
0	00		44	0.		APPRO	OVED	

Référence	T148	T235	SB148
Description	Tiroir/bac de rétention coulissant en acier	Tiroir/bac de rétention coulissant en acier	Bac de rétention en PVC
Pour armoires	3031E, 3032M11	3032E	3031E, 3031ARD, 3032E ⁽²⁾ , 3032ARD ⁽²⁾ , 3032M11
Dimensions H x L x P (mm)	80 x 420 x 380	80 x 930 x 380	100 x 475 x 405
Capacité de rétention (L)	20	41	24
Poids (kg)	6	12	4



Reportez-vous au tableau d'incompatibilités chimiques et aux précautions d'emploi, afin de valider la configuration de votre armoire selon vos besoins.

⁽¹⁾ Uniformément répartie (2) Prévoir 2 pièces par niveau

SÉRIE 7630BG) EN 14470-2 EN 1363-1







ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-2 pour bouteilles de gaz

IOMOLOGUÉE







7635BG + RH5BG + EG1

7634BG + RH4BG



Rails et Sangles de maintien - réf. RH4BG / RH5BG (en option)



Pictogramme normalisé



Etagère pour petite bouteille de gaz - réf. EG1 (en option)



Fermeture à clef



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 03/2017

Orifices de ventilation avec thermofusible

Afin d'améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation forcée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



Système de réfrigération

Afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous plus d'informations.



08/2018

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition

SÉRIE 7630BG) EN 14470-2 EN 1363-1







CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-2 (04/2006) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes EN 14470-2, ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu par un laboratoire d'essais français accrédité par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide.

SÉCURITÉ PASSIVE


- Construction en double panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.

- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalisés conforme EN 14470-2.


SÉCURITÉ ACTIVE


- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Joints de porte thermodilatants.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Portes à fermeture à clef.

Tous les modèles sont livrés sans équipement intérieur. Ils sont donc à équiper de rails pour le support des bouteilles de gaz, de rampe d'accès...



7634BG-7635BG





7635BG**^**

7634BG**^**

Référence	Désignation	Dim. Extérieure H x L x P (mm)	Dim. Intérieure H x L x P (mm)	Capacité de stockage en bouteille B50	Equipement recommandé	Poids (kg)
7634BG	Armoire haute 1 porte	2055 x 660 x 665	1753 x 508 x 458	2	1	246
RH4BG	Rails horizontaux avec sangles pour la fixation de 2 bouteilles B50	-	-	-	1	2
7635BG	Armoire haute 2 portes	2055 x 1200 x 665	1753 x 1048 x 458	4	1	447
RH5BG	Rails horizontaux avec sangles pour la fixation de 4 bouteilles B50	-	-	-	1	3
RABG	Rampe d'accès en acier galvanisé pour 7634BG ou 7635BG	38 x 450 x 398	-	-	1	10
EG1	Etagère pour petite bouteille de gaz type B2, B5, B10, B11, B15 ou B20	245 x 245 x 245	-	-	-	3

SÉRIE H

 $C \in$










CAISSON VERTICAL À RECIRCULATION D'AIR labopur®

Bénéficiez de la technologie **labopur**® pour les armoires sous paillasse





(paillasse et armoire non fournies)



⁴H40 + CORGFC

(changement du filtre aisé)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs nocives et toxiques contenues dans votre armoire. Elles sont purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif, puis elles sont rejetées dans l'atmosphère sans danger pour l'environnement.

CONFORMITÉ

- •Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testées et homoloquées à la norme NF X 15-211 mai 2009.
- · Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Technologie labopur®.
- Adaptable pour n'importe quelle armoire, et spécialement pour les armoires sous paillasse.
- · Solution sans génie civil, montage simple et esthétique.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté selon vos besoins.
- Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en fonction des produits stockés, testés à la norme NF X 15-211 mai 2009.
- \bullet Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules > 3 μ m.
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Roulettes à l'arrière pour déplacement aisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10^{ème}
- Peinture époxy blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Ventilateur électrique silencieux : 220-240 volts 20 watt 0,1 A 43 dB(A) (hors flux d'air) débit 86 m^3 /heure Protection IP54.
- Diamètres d'aspiration : Ø 100 mm.


OPTIONS

- Filtre à charbon actif : Les caissons sont livrés sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau ci-dessous en fonction des types de produits que vous stockez.
- · Kit de raccordement.
- Contrôles d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS : Orifice de contrôle frontale du caisson.
- · Orifice permettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés
- · Utilisation d'une pompe manuelle
- Détection de l'efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.

Nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques.

OPTION KIT DE RACCORDEMENT (KRC)

Permet de raccorder facilement un caisson à une armoire de sécurité.





© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2011

- 1 mètre de tuyau souple de Ø 100 mm, réf. KL100.
- 2 colliers de serrage de Ø 100 mm, réf. CDS100.

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
H40	Caisson vertical à recirculation d'air (livré sans filtre)	630 x 270 x 460	18
ORGFC	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	100 x 200 x 400	8
CORGFC	Filtre à charbon actif polyvalent (1) pour vapeurs organiques et corrosives	100 x 200 x 400	9
FORFC	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	100 x 200 x 400	9
CARFC	Élément pour utilisation sans filtre à charbon actif (pour rejet extérieur obligatoire)	100 x 200 x 400	2
PMAF	Pompe manuelle	-	0,4
TROR	10 tubes tests « organiques »	-	0,1
TRAC	10 tubes tests « corrosifs »	-	0,1
TROA	5 tubes tests « organiques » et 5 tubes tests « corrosifs »	-	0,1

U Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : acides organiques et , composés organiques ou solvants.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES ET EXPLOSIFS











ARMOIRES DE SÉCURITÉ pour produits inflammables et explosifs

GÉNÉRALITÉ

Pour des raisons de sécurité évidentes (incendie, explosion, corrosion, intoxication...), tous les produits dangereux, doivent être manipulés et stockés avec la plus grande attention.

Ce catalogue vous proposera des solutions relatives au stockage de vos produits inflammables selon vos impératifs de sécurité. Quelque soit votre domaine d'activité (atelier, laboratoire, magasin de stockage, unité de production, service de l'entreprise...), si vous entreposez des produits peu inflammables à extrêmement inflammables, vous devez les stocker en sécurité. N'hésitez pas à nous appeler pour un conseil rapide et personnalisé.

Qu'est-ce qu'une armoire anti-feu ?

Les armoires anti-feu protègent les produits inflammables - et donc les personnes et les biens - d'un risque d'incendie ou d'une source de chaleur anormalement forte. La protection contre les flammes est assurée par le confinement de l'armoire grâce notamment à la fermeture automatique des portes sur de nombreux modèles, à la présence de joints thermodilatants ou encore à la présence de clapets coupe-feu en entrée et sortie d'aération (norme EN14470-1). Certains modèles sont équipés d'un dispositif d'extinction automatique à l'intérieur afin d'éteindre ou d'éviter le déclenchement d'un feu à l'intérieur même de l'armoire.

NORMALISATION


SPÉCIFICATIONS CNPP FSE 98-006:

L'extinction automatique doit répondre à des spécifications de rapidité et d'efficacité précise.

⟨FM⟩

FM 6050 (FACTORY MUTUAL):

Assurance internationale et organe accréditant du matériel anti-feu (par le biais de UL) et conseillant les entreprises. L'agrément FM 6050 se traduit par une résistance au feu de 10 minutes pour les armoires de sécurité selon la courbe de température NFPA 251-1969.



NF EN ISO 1182:

L'isolation thermique dans les parois d'armoires est ininflammable.

NORME EUROPEENNE EN14470-1:

Concerne les produits inflammables en laboratoire.

Les produits inflammables utilisés et manipulés en laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 types de résistance au feu : 15, 30, 60 et 90 minutes (se reporter à notre catalogue concernant nos armoires testées et homologuées à la norme EN 14470-1).

EN 14470-1

NF EN ISO 1182

CHOISISSEZ VOTRE ARMOIRE SELON VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ ET SELON LE NIVEAU D'INFLAMMABILITÉ DE VOS PRODUITS :

	PE	Niveau	Exemples	Armoires recommandées		
	(point éclair)*	d'inflammabilité	nflammabilité de produits		en laboratoire	
	Supérieur à 55°C	PEU INFLAMMABLE	Fuel domestique, gazole	Série 3030-7030**, 1, 2	Série 3030-7030**	
E	Entre 21°C et 55°C	INFLAMMABLE	Essence de térébenthine, white spirit	Série 3030-7030**, 1 , 2 , 3	Série 3030-7030**	
E	Entre 0°C et 21°C	FACILEMENT INFLAMMABLE	Ethanol, toluène	Série 760+**, 2 , 5	Série 760+**	
	Inférieur à 0°C EXTREMEMENT INFLAMMABLE		Acétone, éther	Série 790+**	Série 790+**	
	Boute	eilles de gaz type B2, B5, B11, B20 e	Série 7630BG**	Série 7630BG**		

^{*}PE (point éclair) : température minimum à laquelle, dans des conditions d'essais spécifiés, un liquide émet suffisamment de gaz capable de s'enflamment momentanément en présence d'une source d'inflammation.

Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Armoires de sécurité à extincteur pour produits inflammables	CNPP	Série 1	
Armoires de sécurité FM pour produits inflammables	FM 6050	Série 2	
Armoires de stockage de sécurité pour produits toxiques, nocifs, inflammables	NF EN ISO 1182	Série 3/5	
Caissons de ventilation et de filtration	I.N.R.S.	Série V	

^{**} se reporter à la partie de notre catalogue concernant nos armoires testées et homologuées aux normes EN 14470-1 et EN 14470-2.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les

SÉRIE 1 CNPP

ARMOIRES DE SÉCURITÉ À EXTINCTEUR pour produits inflammables





Afin d'améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation forcée. Pour plus d'informations, consultez la section ventilation du présent catalogue et n'hésitez pas à nous contacter.

CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications CNPP FSE 98-006.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Important bac de rétention sur les modèles AMS100 et AMS200.
- Extincteur de ${\rm CO_2}$ à déclenchement automatique en cas d'incendie.
- Toit en pente anti-stockage sauvage.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy de série :
 - beige RAL 1013 pour les modèles AMS10 et AMS20,
 - jaune RAL 1023 pour les modèles AMS100 et AMS200.
- Symbole normalisé «Inflammables».
- 3 étagères perforées réglables sur crémaillères (sauf AMS10 et AMS20, une étagère, non réglable en hauteur).
- Bac de rétention intégré en partie basse avec bouchon de vidange.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Équipées d'un extincteur de CO₃ :
 - 120 g pour les modèles AMS10 et AMS20,
 - 500 g pour les modèles AMS100 et AMS200.
- Déclenchement automatique par ampoule thermique entre 65° C et 72° C.
- Orifices de ventilation latéraux haut et bas Ø 100 mm avec grille pare-flammes (sauf AMS10 et AMS20).
- Double portes battantes (sauf AMS10 et AMS20, une porte).
- Portes à fermeture automatique.
- Fermeture à clef.

OPTIONS

- Etagère supplémentaire pour AMS100 et AMS200.
- Extincteur de CO₃ de rechange.
- Armoires également disponibles sans extincteur de CO₂.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration.

Référence	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Fournie avec un extincteur de CO ₂	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (Kg)
AMS10	455 x 500 x 250	260 x 490 x 220	120 g	10	10	1	20	12
AMS20	500 x 700 x 250	260 x 695 x 230	120 g	20	15	1	25	16
AMS100	1500 x 800 x 400	1250 x 780 x 370	500 g	100	112	3	50	70
AMS100SE	1500 X 600 X 400	1250 X 760 X 570	non				30	70
AMS200	1800 x 1000 x 400	1530 x 980 x 370	500 g	200	130	3	75	91
AMS200SE	1000 X 1000 X 400	1530 X 960 X 370	non	200	130	J	75	91
ESAMS1	30 x 780 x 370	Et	Etagère supplémentaire pour AMS100 et AMS100SE					4
ESAMS2	30 x 980 x 370	Et	Etagère supplémentaire pour AMS200 et AMS200SE					5
EX120G	Extincteur de CO ₂ de	de CO ₂ de rechange pour AMS10 et AMS20					-	0,2
EX500G	Extincteur de CO ₂ de	icteur de CO ₂ de rechange pour AMS100 et AMS200					-	0,6

kabrication Arancaise

s preavis. Edition 12

SÉRIE 2) FM - NFPA - OSHA



ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES



CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international).

AVANTAGES

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pareflammes.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration.

Ces armoires, agréées FM, sont recommandées par les compagnies d'assurances.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

SÉRIE 2 FM - NFPA - OSHA





Réf.	Fermeture des portes	Désignation	Dimensions Ext. H x L x P (mm)	Dimensions Int. H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)
MB04	Manuelle	Armoire sous-paillasse	559x432x432	465x345x360	15	6	1	75	26
SB04	Automatique	1 porte	33384328432	40383438300	13	U	'	13	28
MB12	Manuelle	Armoire comptoir	889x591x457	795x510x390	45	10	1	75	47
SB12	Automatique	1 porte	00983918437	10000100000 40 10		10	ļ	75	49
ES12	-	Étagère supplémentaire pour armoire 45L				-	3		
MB18	Manuelle	Armoire sous-paillasse 610x1092x457 515x1005x390 64 20 1					75	58	
SB18	Automatique	2 portes 610x1092x457 515x1005x390 64 20 1				75	60		
ES18	-	Étagère supplémentaire pour armoire 64L				-	4		
MB22	Manuelle	Armoire haute 1651x591x457 1560x500x390 83 10 3				75	86		
SB22	Automatique	1 porte	105135513457	1300X300X390	03	J	13	88	
ES22	-		Étagère s	upplémentaire pour	armoire 83L			-	2
MB30	Manuelle	Armoire comptoir	1118x1092x457	1025x1005x390	113	20	1	75	88
SB30	Automatique	2 portes	1110010920437	1023810038390	113	20	'	13	90
ES30	-		Étagère su	ipplémentaire pour	armoire 113L			-	4
MC45	Manuelle	Armoire haute	1651x1092x457	1560x1005x390	170	20	2	75	121
SC45	Automatique	2 portes	1031810928437	1300x1003x390	170	20	2	75	123
ES45	-		Étagère su	ipplémentaire pour	armoire 170L			-	4
MC60	Manuelle	Armoire haute	1651x864x864	1560x770x780	228	30	2	75	149
SC60	Automatique	2 portes	103130043004	1300X170X700	220	30	2	13	151
ES60	-		Étagère supplémentaire pour armoire 228L						8
MC90**	Manuelle	Armoire haute	Armoire haute 1651x1092x864 1560x1020x780 340 40 2						177
SC90**	Automatique	2 portes	1031310323004	1300310203/00	J 4 U	40	2	75	179
ES90**	-		Étagère su	ipplémentaire pour	armoire 340L			-	10

^{**} Modèles non tenus en stock et non représentés en photos.



Certaines armoires de sécurité FM de la série 2 sont superposables avec celles de la série 4. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Caisson à recirculation d'air labopur H50

Bénéficiez de la technologie **labopur** sur votre armoire de sécurité grâce au caisson **labopur** dont le système de

ventilation/filtration et la capacité

d'adsorption des filtres ont été testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.



SÉRIE 3/5 NF EN ISO 1182







ARMOIRES DE STOCKAGE DE SÉCURITÉ pour produits toxiques, nocifs ou inflammables



CONFORMITÉ

- Plaques isolantes non inflammables, classées A1 selon la norme NF EN ISO 1182, entre les parois.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Capacité de stockage importante.
- Armoires permettant de stocker différentes familles de produits (nocifs, toxiques et inflammables) tout en conservant une homogénéité de vos stockages.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 12/10ème double paroi.
- Isolation en fibre minérale de 20 mm d'épaisseur selon la norme NF EN ISO 1182.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Symboles normalisés "nocif", "toxique" ou "inflammable" (à préciser à la commande).
- Etagères de rétention réglables sur crémaillères.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Ventilation par conduit intérieur latéral avec ouverture en partie haute et basse (Ø 100 mm).
- Sortie de ventilation en toiture avec manchon de raccordement (Ø 100 mm)
- Portes battantes avec gonds renforcés à fermeture manuelle.
- Fermeture deux points.
- Fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire (G03, G04 ou G06).
- Surétagère en PVC (EP03, EP04 ou EP06).
- Bac de rétention en acier (GL03, GL04 ou GL06).
- Bac de rétention en PVC (BP03, BP04 ou BP06).
- Tapis absorbant (JF10D).

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES LA SÉRIE 5

- Bac de rétention en partie basse (hauteur 100 mm).
- Fermeture automatique des portes grâce à un ferme porte hydraulique avec prépondérance des battants.
- Clapet auto-fermant à fusible en sortie de ventillation.

OPTIONS DE LA SÉRIE 5

- Blocage des portes en position ouverte, avec fermeture automatique thermorégulée préréglée à 70°C.
- Étagère supplémentaire (G03, G04 ou G06).
- Surétagère en PVC (EP03, EP04 ou EP06).
- Bac de rétention en PVC (BP03, BP04 ou BP06).
- Tapis absorbant (JF10D).

Afin d'améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation forcée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 05/2016







SÉRIE 3/5 NF EN ISO 1182

SÉRIE 3

Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)
SV50	Armoire sous-paillasse prof. 450 mm	750 ⁽¹⁾ x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50	1	75	62
G803G	Armoire basse prof. 300 mm	895 x 1000 x 300	745 x 950 x 250	70	1	75	58
G804G	Armoire basse prof. 450 mm	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	100	1	75	68
G806G	Armoire basse prof. 600 mm	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135	1	75	82
G1204E	Armoire comptoir prof. 450 mm	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150	3	75	92
G2004B	Armoire haute prof. 450 mm	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	250	5	75	145
G2006B	Armoire haute prof. 600 mm	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300	5	75	166

SÉRIE 5

Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)
S604T	Armoire sous-paillasse prof. 450 mm	750 ⁽¹⁾ x 1000 x 450	650 x 950 x 400	50	1	75	69
S804T	Armoire basse prof. 450 mm	895 x 1000 x 450	745 x 950 x 400	100	1	75	75
S806T	Armoire basse prof. 600 mm	895 x 1000 x 600	745 x 950 x 550	135	1	75	90
S1204T	Armoire comptoir prof. 450 mm	1295 x 1000 x 450	1145 x 950 x 400	150	3	75	99
S2004T	Armoire haute prof. 450 mm	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	250	5	75	152
S2006T	Armoire haute prof. 600 mm	2095 x 1000 x 600	1945 x 950 x 550	300	5	75	174

OPTIONS

Référence	Désignation	Poids (kg)
G03	Étagère supplémentaire pour G803G	3
G04	Étagère supplémentaire pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T	4
G06	Étagère supplémentaire pour G806G-G2006B-S806T-S2006T	5
EP03	Surétagère en PVC pour G803G	6
EP04	Surétagère en PVC pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T	6
EP06	Surétagère en PVC pour G806G-G2006B-S806T-S2006T	6
GL03	Bac de rétention en acier pour G803G	4
GL04	Bac de rétention en acier pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T	5
GL06	Bac de rétention en acier pour G806G-G2006B-S806T-S2006T	6
BP03	Bac de rétention en PVC pour G803G	3
BP04	Bac de rétention en PVC pour SV50-G804G-G1204E-G2004B-S604T-S1204T-S2004T	4
BP06	Bac de rétention en PVC pour G806G-G2006B-S806T-S2006T	5
FTR5	Fermeture thermorégulée pour armoire Série 5 (doit-être impérativement commandée avec l'armoire)	-

SÉRIE V) ISO 3744 CE

CAISSONS DE VENTILATION ET DE FILTRATION



CAISSON DE VENTILATION (CDV-A)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs toxiques qui se créent à l'intérieur de vos armoires de stockage de produits dangereux.

CONFORMITÉ

- Ventilateur électrique conforme aux normes ISO 3744 et aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Adaptable sur tout type d'armoire, montage simple et esthétique.
- Adaptation facile entre l'orifice prévu sur le caisson et l'orifice de ventilation.
- Liaison par tuyau souple Ø 100 mm (en option).
- Témoin lumineux permettant le contrôle de l'alimentation du ventilateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- Ventilateur électrique à volute en acier avec interrupteur marche/arrêt.
 - 220/240 volts 50 Hz 97 W 0,54 A 55,5 dB(A) (hors flux d'air)
 - Débit : 215 m3/h Protection : IP44.
 - Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm / d'évacuation : Ø 100 mm.

OPTION KIT DE RACCORDEMENT (KRC)

Permet de raccorder facilement un caisson à une armoire de sécurité.





- 1 mètre de tuyau souple de Ø 100 mm, réf. KL100.
- 2 colliers de serrage de Ø 100 mm, réf. CDS100.

CDF-P + option KRC

CAISSONS DE FILTRATION (CDF-A, CDF-ACORG ET CDF-P)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs toxiques contenues dans votre armoire. Elles sont purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif, puis elles sont rejetées dans l'atmosphère sans danger pour l'environnement.

CONFORMITÉ

- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Adaptable sur tout type d'armoire.
- Montage simple et esthétique, solution sans génie civil.
- Adaptation facile entre l'orifice prévu sur le caisson et l'orifice de ventilation.
- Liaison par tuyau souple Ø 100 mm (en option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caisson de filtration modèle CDF-A et CDF-ACORG (non représentés)

09/2017

sans préavis. Édition

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques

- Construction en acier 12/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.

Caisson de filtration modèle CDF-P

- Construction en PVC cellulaire, coloris blanc.

Chaque caisson comporte 2 enceintes séparées :

Enceinte de filtration :

- Filtre à charbon actif de type «bougie» (H150 x Ø150 mm), modèle CDFORG pour le caisson CDF-A et modèle CDFCORG pour les caissons CDF-ACORG et CDF-P (à remplacer au minimum une fois par an).
- Filtre fixé au caisson par 3 baïonnettes, étanchéité assurée par un joint

Enceinte de ventilation :

- Ventilateur électrique :
 - 220/240 volts 50 Hz 20 W 0,09 A 43 dB(A) (hors flux d'air).
 - Débit : 86 m3/h Protection : IP20.
 - Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm / d'évacuation : Ø 100 mm.

Référence	Désignation	Dimensions (hors tout) H x L x P (mm)	Équipé d'un filtre à charbon actif	Poids (kg)
CDV-A	Caisson de ventilation en acier	235 x 235 x 250	non	8
CDF-A	Caisson de filtration en acier avec filtre CDFORG	310 x 410 x 282	CDFORG	13
CDF-ACORG	Caisson de filtration en acier avec filtre CDFCORG	310 x 410 x 282	CDFCORG	V
CDF-P	Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre CDFCORG	330 x 462 x 296	CDFCORG	10
KRC	Kit de raccordement pour caisson	-	-	1
KL100	Tuyau souple diam. 100 mm, le mètre	-	-	0,2
CHJ	Manchon de raccordement en acier diam. 100 mm	-	-	0,1
CDS100	Collier de serrage diam. 100 mm	-	-	-
CDFORG	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	H 150 x Ø 150	à remplacer	3
CDFCORG	Filtre à charbon actif «polyvalent» ⁽¹⁾	H 150 x Ø 150	à remplacer au minimum	3
CDFFOR	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	H 150 x Ø 150	une fois par an	3

(1) Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et organiques, composés organiques ou solvants.



ARMOIRES CORROSIFS (ACIDES & BASES)









ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS CORROSIFS (ACIDES ET BASES)

GÉNÉRALITÉS:

Pour des raisons de sécurité, les produits corrosifs (acides et bases) doivent être stockés dans des armoires de sécurité afin d'éviter tout risque de fuite ou de casse d'un flacon. Vous devez également veiller à séparer les Acides des Bases lors de votre stockage. Certaines des armoires proposées, au sein de ce catalogue, sont compartimentées, permettant ainsi le stockage de produits incompatibles entre eux dans la même enceinte.

Ce catalogue, vous propose différentes solutions de stockage pour vos produits corrosifs selon vos impératifs de sécurité. Quelque soit votre domaine d'activité (atelier, laboratoire, magasin de stockage, unité de production...), si vous entreposez des produits peu corrosifs à très corrosifs, vous devez les stocker dans des armoires de sécurité. N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil rapide et personnalisé.

Qu'est ce qu'une armoire anti-corrosion?

Il existe deux grands types d'armoires pour le stockage des produits corrosifs. Le premier type, destiné au stockage des produits peu corrosifs, est constitué d'armoires de sécurité construites en acier. Ces dernières comportent des surprotections en polyéthylène haute densité ou PVC au niveau des étagères et du bac de rétention. Le second type, destiné au stockage des produits très concentrés, et donc très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique, fluorhydrique...) est constitué d'armoires fabriquées en polyéthylène haute densité ou en PVC cellulaire. Ces matières anti-corrosion, offrent une parfaite résistanse aux agressions des vapeurs et liquides corrosifs.

Une ventilation forcée est-elle nécessaire ?

Une ventilation forcée est très importante pour les armoires de sécurité de construction métallique afin de prolonger leur durée de vie. En effet, malgré l'emploi d'acier et de peinture de haute qualité, rien ne peut empêcher les acides de corroder à terme une armoire métallique. De plus, pour le bien être des utilisateurs, il est fortement recommandé de ventiler son armoire, qu'elle soit construite en acier ou en matière anti-corrosion, afin d'évacuer une éventuelle formation de vapeurs dangereuses dans l'armoire. Nous vous invitons donc à consulter nos différentes solutions en terme de ventilation forcée (rejet extérieur, filtration avec filtre à charbon actif...) à la fin de ce catalogue afin de trouver celle adaptée à vos besoins. N'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire.

NORMALISATION:

FM (FACTORY MUTUAL):

Assurance internationale et organe accréditant le matériel de sécurité et conseillant les entreprises.



ARTICLE R.5132-68 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET PROCONISATIONS DE L'INRS (concerne les produits chimiques de familles différentes) :

Les produits incompatibles entre eux (acides et bases) doivent être stockés dans des armoires différentes ou dans des compartiments séparés.



ARRÊTE DU 2 FEVRIER 1998 INSTALLATIONS CLASSEES (concerne les produits polluants) :

Tout produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être mis sur rétention.


NORME EUROPEENNE EN14470-1:

Concerne les produits inflammables en laboratoire. Les produits inflammables utilisés et manipulés en laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 types de résistance au feu: 15, 30, 60 et 90 minutes (se reporter à notre catalogue concernant nos armoires testées et homologuées à la norme EN 14470-1).



NORME NF X 15-211 - mai 2009 :

Concerne la qualité de ventilation et de filtration ainsi que la qualité du confinement des sorbonnes à recirculation d'air destinées à la manipulation des produits chimiques en laboratoires.



Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Armoires de sécurité FM pour produits corrosifs	FM	Série 4
Armoires de sécurité anti-corrosion pour acides et bases	I.N.R.S.	Série 8.A
Armoires de sécurité anti-corrosion pour acides et bases	I.N.R.S.	Série 8.B
Armoires de sécurité EN 14470-1 - 30 minutes pour acides et bases	EN 14470-1	Série 3030.M
Armoires de sécurité ventilée pour acides et bases	I.N.R.S.	Série 11.A

SÉRIE 4) FM - NFPA - OSHA



ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM pour produits corrosifs





◆ B22S

CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual internationnal).

AVANTAGES

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique⁽²⁾ avec prépondérance des battants.
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy bleue.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE).
- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm) avec surprotection en polyéthylène haute densité (HDPE).

- Point de fixation pour mise à la terre.
- Les armoires B24M et B24S sont équipées d'un plan de travail en polyéthylène haute densité (HDPE).

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50mm) avec grille.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration.

Réf.	Fermeture	Dim. Extérieures	Dim. Intérieures	Capacité de	Capacité de	Nombre	Protections	Charge admissible	Poids
IXCI.	des portes	H x L x P (mm)	H x L x P (mm)	stockage (L)	rétention (L)	d'étagères	HDPE	par étagère ⁽³⁾ (kg)	(kg)
B04M	Manuelle	559 x 432 x 432	465 x 345 x 360	15	6	1	2	75	26
B04S	Automatique	559 X 452 X 452	400 X 340 X 300	15	0	ı	2	75	28
B18M	Manuelle	610 x 1092 x 457	515 x 1005 x 390	64	20	1	2	75	58
B18S	Automatique	010 X 1092 X 457	515 X 1005 X 590	04	20	'	2	75	60
ESP18	-	Étagère sup		lémentaire pour	armoire 64 litres			-	4
B22M	Manuelle	1651 x 591 x 457	1560 x 500 x 390	86	10	3	4	75	86
B22S	Automatique	1051 X 551 X 457	1300 X 300 X 390	00	10	J	4	75	88
ESP22	-	Étagère s		plémentaire pour armoire 86 litres				-	2
B24M	Manuelle	910 x 890 x 560	710 x 795 x 455	90	18	1	2	75	92
B24S	Automatique	910 X 090 X 300	7 10 X 733 X 433	90	10	'	۷	75	95
ESP24	-		Étagère supp	lémentaire pour	armoire 90 litres			-	4
B30M	Manuelle	1118 x 1092 x 457	1025 x 1005 x 390	113	20	1	2	75	88
B30S	Automatique	1110 x 1092 x 437	1023 X 1003 X 390	113	20	75	90		
ESP30	-		Étagère suppl	émentaire pour a	armoire 113 litres	1		-	4
B45M	Manuelle	1651 x 1092 x 457	1560 x 1005 x 390	170	20	2	3	75	121
B45S	Automatique	1001 X 1092 X 407	1300 X 1003 X 390	170	20	2	J	75	123
ESP45	-		Étagère supple		-	4			
B60M	Manuelle	1651 x 864 x 864					75	149	
B60S	Automatique	1001 X 004 X 004	1000 X 1/0 X 100	J	15	151			
ESP60	-		Étagère supple	émentaire pour a	armoire 228 litres	;			8

(1) Armoires ne convenant pas au stockage des produits très corrosifs : acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique... et devant être reliées obligatoirement à une ventilation forcée pour une meilleure longévité. Se reporter aux armoires de la Série 8.A et 8.B pour les produits très agressifs et à la Série V pour la ventilation forcée. ⁽²⁾Selon modèles. ⁽³⁾Uniformément répartie.

SÉRIE 8+A)

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ANTICORROSION **POUR ACIDES & BASES**



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 01/2020



CONFORMITÉ

- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X 08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
- Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S.

AVANTAGES

- Spécialement conçues pour le stockage des acides et des bases.
- Construction en PVC cellulaire offrant ainsi une parfaite résistance aux agressions des vapeurs et liquides corrosifs.
- Armoires compartimentées pour la séparation des acides et des bases (sauf pour le modèle APC31, soit acides, soit bases).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en PVC cellulaire blanc.
- Symboles normalisés « Acides », « Bases » et « Toxiques » (uniquement pour le modèle APC106).
- Étagères/bacs de rétention coulissants avec butoir dans chaques compartiments principaux.
- Compartiments indépendants (excepté pour le modèle APC31) pour le stockage des acides, des bases et des produits toxiques (uniquement pour le modèle APC106).
- Chaque caisson est divisé en un compartiment principal et un compartiment secondaire (excepté pour les modèles APC61, APC111 et APC221).


SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas avec manchon \emptyset 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture à clef :
- battantes pour les modèles APC31, APC91 et APC106.
- à glissière pour les modèles APC61, APC111 et APC221.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

Caisson à recirculation d'air labopur H50C

Bénéficiez de la technologie **labopur** sur votre armoire de sécurité grâce au caisson **labopur** dont le système de

NF X 15-211 de mai 2009.



Réf.	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Nbre de cor	mpartiments Secondaire	Nbre d'étagères /bacs de rétention Principal Secondaire		Capacité de stockage	Capacité de rétention	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾	Poids (kg)
	(111111)	Fillicipal	Secondane	Fillicipal	Secondane	(L)	(L)	(kg)	
APC31	670 x 635 x 615	1	1	2	2	40	28	20	30
APC61	670 x 1135 x 615	2 -		4	-	72	44	20	60
APC91	1850 x 635 x 615	2	2	6	6	120	84	20	90
APC111	900 x 1135 x 615	2	-	6	-	100	66	20	110
APC106	1985 x 635 x 615	3	3	5	5	108	70	20	83
APC221	1850 x 1135 x 615	2	-	8	-	144	88	20	155
E8A2	Étagère/bac de rétention	coulissant sup	plémentaire			20	11	20	6

droit de modifier les

SÉRIE 8+B)

ARMOIRES DE SÉCURITÉ ANTICORROSION POUR ACIDES & BASES





CONFORMITÉ

- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X 08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
- Conformes aux préconisations de l'I.N.R.S..

AVANTAGES

- Spécialement conçues pour le stockage des acides et des bases.
- Construction en mélaminé offrant ainsi une excellente résistance aux agressions des vapeurs corrosives (1).
- Armoires compartimentées pour la séparation des acides et des bases (sauf pour le modèle APC32, soit acides, soit bases).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en mélaminé.
- Symboles normalisés «Acides», «Bases» et «Toxiques» (uniquement pour le modèle APC107).
- Étagères/bacs de rétention coulissants avec butoir dans chaques compartiments principaux.
- Compartiments indépendants (excepté pour le modèle APC32) pour le stockage des acides, des bases et des produits toxiques (uniquement pour le modèle APC107).

- Chaque caisson est divisé en un compartiment principal et un compartiment secondaire (excepté pour les modèles APC62, APC112 et APC222).

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas avec manchon \emptyset 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture à clef :
 - battantes pour les modèles APC32, APC92 et APC107.
 - à glissière pour les modèles APC62, APC112 et APC222.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

Caisson à recirculation d'air labopur H50

Bénéficiez de la technologie **labopur** sur votre armoire de sécurité grâce au caisson **labopur** dont le système de ventilation/filtration et la capacité d'adsorption des filtres ont été testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.



Réf.	Dim. Extérieures H x L x P	Nbre de coi	npartiments		étagères rétention	Capacité de stockage	Capacité de rétention	Charge admissible par étagère ⁽²⁾	Poids	
Kei.	(mm)	Principal	Secondaire	Principal	Secondaire	(L)	(L)	(kg)	(kg)	
APC32	670 x 635 x 615	1	1	2	2	40	28	20	30	
APC62	670 x 1135 x 615	2	-	4	-	72	44	20	60	
APC92	1850 x 635 x 615	2	2	6	6	120	84	20	90	
APC112	900 x 1135 x 615	2	-	6	-	100	66	20	110	
APC107	1985 x 635 x 615	3	3	5	5	108	70	20	83	
APC222	1850 x 1135 x 615	2	-	8	-	144	88	20	155	
E8A2	Étagère/bac de rétention	coulissant sur	plémentaire			20	11	20	6	

(1)Le mélaminé reste sensible aux agressions des liquides corrosifs. Il est impératif de stocker les flacons d'acides et de bases dans les bacs en polypropylène prévus à cet effet. D'autre part, en cas de déversement de liquide, il y a lieu de nettoyer le mélaminé dans les meilleurs délais.

10 Uniformément répartie.

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

ARMOIRES DE SÉCURITÉ EN 14470-1 & FM 30 minutes pour acides et bases

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN
- Testées et homologuées à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C (selon modèle).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Joints de porte intumescents

Caissons de ventilation et de filtration

Afin d'améliorer la longévité et la sécurité de votre armoire, nous vous recommandons de la raccorder à un système de ventilation forcée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.





OPTIONS

- Étagère supplémentaire.

- Caillebotis pour bac de rétention.

- Surprotections en PVC.

- Caissons de ventilation ou de filtration.

- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).

APPROVED

Caisson à recirculation d'air **labopur H50C**

Bénéficiez de la technologie **labopur** sur votre armoire de sécurité grâce au caisson **labopur** dont le système de ventilation/filtration et la capacité



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 09/2017

d'adsorption des filtres ont été testés et homologués à la norme NF X 15-211 de mai 2009.

		Dimensions	Dimensions	Capacité		Fourni	e avec		Charge admissible	
Réf.	Désignation	extérieures H x L x P	intérieures H x L x P	de stockage	Étag	ères	Bacs rétention			Poids (kg)
		(mm)	(mm)	(Kg)	Acier	PVC	Acier	PVC	(kg)	(Ng)
3035M11	Armoire haute 2 portes à 2 compartiments	1980x1115x550	(2x) 1561x472x484	240	6	option	2	option	30	232
E48	Étagère supplémentaire pour 7035M11	30x490x410	-	-	-	-	-	-	30	3
C148	Caillebotis pour bac de rétention	100x490x410	-	-	-	-	-	-	30	4
SE148	Surétagère de rétention en PVC	30x475x405	-	-	-	-	-	-	-	3
SB148	Bac de rétention en PVC	100x475x405	-	-	-	-	-	-	-	4



ARMOIRES À PRODUITS TOXIQUES ET ARMOIRES MULTIRISQUES



















ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS TOXIQUES ET ARMOIRES DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES

GÉNÉRALITÉS:

Pour des raisons de sécurité évidentes (incendie, explosion, corrosion, intoxication), les produits dangereux quels qu'ils soient doivent être manipulés et stockés avec la plus grande attention.

Cette partie du catalogue vous propose des solutions relatives au stockage de vos produits dangereux selon vos impératifs de sécurité. Que vous soyez un atelier, un laboratoire, un magasin de stockage, une unité de production, un service de l'entreprise; si vous stockez des produits à risques tels que toxiques, nocifs, inflammables, corrosifs, polluants,... vous devez les stocker en toute sécurité. N'hésitez pas à nous contacter pour un conseil rapide et personnalisé.

Vous trouverez ci-dessous un rappel de la réglementation et des principales préconisations concernant le stockage de ces produits.

NORMALISATION:

Article R.5132-66 (anciennement Art. 5162) du Code de la Santé publique (concerne les produits toxiques) :

Les produits toxiques, très toxiques doivent être stockés dans un endroit spécifique prévu à cet effet avec fermeture à clef.

RESCRIÇE PRANÇASI

Article R.5132-68 (anciennement Art. 5170) du Code de la Santé publique et préconisations de L'I.N.R.S. (concerne les produits chimiques de familles différentes) :

Les produits incompatibles entre eux doivent être stockés dans des armoires ou dans des compartiments séparés.



ARRÊTÉ DU 2 FÉVRIER 1998 INSTALLATIONS CLASSÉES (concerne les produits polluants) :

Tout produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être mis sur rétention.

NORME EUROPÉENNE EN14470-1 (concerne les produits inflammables en laboratoire) :

Les produits inflammables stockés dans le laboratoire doivent être stockés dans une ou plusieurs armoires ayant une résistance minimale de 15mn au feu. 4 classifications au feu sont demmandées : 15, 30, 60 et 90 minutes.

EN 14470-1

CHOISSISSEZ VOTRE ARMOIRE EN FONCTION DE VOS PRODUITS ET DES INCOMPATIBILITÉS ENTRE PRODUITS

	Sc		olifié des inc roduits chi	compatibilit miques	és				adaptée npartiment	ł		Armoire adaptée multi-compartiments		
Produits à stocker	®			Xn Xn	Xi Xi	Série 6	Série 13	Série 14	Série 14E	Série 14L	Série 14T	Série 11B /Série 790	Série 11A	Série 14
	+	-	-	0	+	х		х	х	х	х	Х	х	х
	-	0	-	0	0	х		х	х	х	Х	Х	х	Х
(1)	-	-	+	+	0	х	х	х	х	х	Х	х	х	Х
Nn Xn	0	-	+	+	+	х	х	х	х	х	Х	Х	х	Х
(I)	+	0	0	+	+	Х	х	х	х	х	Х	Х	х	х

- + Produits compatibles entre eux.
- O Produits ne devant être stockés, manipulés, rejetés ensemble que si certaines conditions particulières sont appliquées.
- Produits incompatibles entre eux.

Pour le stockage de vos produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydriques...), nous vous recommandons nos armoires de la Série 11.8 ou nos armoires de la Série 8.A. Pour plus d'informations concernant ces dernières, consultez la partie de notre catalogue consacrée aux armoires pour produits corrosifs.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier

(!)







ARMOIRES DE SÛRETÉ POUR PRODUITS DANGEREUX









Armoires disponibles en 4 coloris de portes différents et en 4 tailles

CONFORMITÉ

- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S..

SÉRIE 14.E)

- Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003, ISO 3864 et ISO 7010, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Permettent le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation.
- Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.
- Fournies avec 4 pictogrammes : «Corrosifs» (x2), «Toxiques» et «Inflammables» (à apposer selon votre utilisation).
- Plan de travail des armoires comptoirs (réf. AZ50 et AZ110) recouverts par un tapis en caoutchouc.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes.
- Porte(s) battante(s) avec angle d'ouverture de 110°.
- Fermeture à clef en 3 points.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier monobloc.
- Peinture époxy :
 - Corps gris RAL 7035; Porte(s) jaune(s) RAL 1023.
 - Corps gris RAL 7035; Porte(s) rouge(s) RAL 3000
 - Corps gris RAL 7035; Porte(s) bleue(s) RAL 5010
 - Corps gris RAL 7035; Porte(s) verte(s) RAL 6011.
- Étagères/bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.
- Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg maximum.
- Pictogrammes normalisés produits «Inflammables», «Corrosifs» et «Toxiques».

OPTIONS

- Étagère supplémentaire (réf. : ESE150 et ESE300).
- Caillebotis galvanisé pour les étagères / bacs de rétention (réf. : CE150 et CE300)
- Percement pour raccordement à un système de ventilation forcée. (réf. AZVENT), fourni avec un manchon Ø 100 mm (à commander impérativement avec l'armoire).

	Référence	pour porte		Décimation	Dim. Extérieures	Capacité de	Capacité de	Nombre d'	Poids
Jaune	Rouge	Bleue	Verte	Désignation	HxLxP(mm)	stockage (L)	rétention (L)	étagère/bac	(kg)
AZ50	AZ50R	AZ50B	AZ50V	Armoire comptoir 1 porte	Ext.: 1000 x 500 x 500	80	20	2	26
AZ30	AZJUIN	AZJUD	AZ30 V	Amone compton i porte	Int.: 890 x 498 x 453	00	20	2	20
AZ110	AZ110R	AZ110B	AZ110V Armoire comptoir 2 portes		Ext.: 1000 x 930 x 500	155	40	2	43
/\Z110	/\Z1101\	7121100	/\Z110V	74mone compton 2 portes	Int.: 890 x 925 x 453	100	70		40
AZ150	AZ150R	AZ150B	AZ150V	Armoire haute 1 porte	Ext.: 1950 x 500 x 500	150	40	4	55
712100	71210011	7121000	712100V	7 il lione fludio i porte	Int.: 1840 x 498 x 453	100	70	, ,	- 55
AZ300	AZ300R	AZ300B	AZ300V	Armoire haute 2 portes	Ext.: 1950 x 930 x 500	300	80	4	90
	1			·	Int.: 1840 x 925 x 453	000	00	· ·	- 00
ESE150	Étagère/ba	ic de rétenti	on pour mo	dèle type AZ50 et AZ150	50 x 488 x 443	-	10	-	3
CE150	Caillebotis	pour étagèr	e/bac pour	modèle type AZ50 et AZ150	50 x 483 x 438	-	-	-	5
ESE300	Étagère/ba	c de rétenti	on pour mo	dèle type AZ110 et AZ300	50 x 915 x 443	-	20	-	6
CE300	Caillebotis	pour étagèr	e/bac pour i	modèle type AZ110 et AZ300	50 x 913 x 438	-	-	-	10
AZVENT	Percement	pour racco	rdement de	ventilation	-	-	-	-	-]

SÉRIE 14









ARMOIRES DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES MODULABLES





CONFORMITÉ

- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Conformes aux recommandations de l'1.N.R.S..
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Séparation par familles de produits dangereux conformément aux prescriptions de l'I.N.R.S. et au Code de la Santé Publique.
- Solution modulable pour le stockage de vos produits dangereux.
- Aménagement des compartiments à la demande.
- Modèles assemblables les uns aux autres (exceptée la AB56); les modèles A1T, A2T, A3T et A4T ne peuvent-être assemblés qu'ensemble).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 10/10ème.
- Peinture polyester blanche RAL 9010.
- Pictogrammes normalisés.
- Étagères de rétention en acier, réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention en acier, amovible au bas de chaque compartiment.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Ventilation haute et basse :
 - · Entrée d'air avec grille au bas des portes,
- Sortie en toiture Ø 100 mm pour raccordement éventuel sauf modèle AB56/AS56SV, sorties à l'arrière de l'armoire.

- Portes battantes à fermeture à clef, sauf modèles type A1T, porte/tiroir sur rails coulissants à fermeture à clef.

OPTIONS

- Équipement PVC pour compartiment "corrosifs" comprenant surétagères de rétention en PVC et bac de rétention en PVC.
- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbant (référence : JF10D).

FABRICATION FRANÇAISE

Armoire ventilée sous paillasse à 2 compartiments AB56°

Équipée de série d'un ventilateur électrique dans le compartiment de droite (230 volts - 50 Hz - 40 Watts - 0,19 A - 54 dB(A), hors flux d'air - débit de150 m3/h - protection IP44 - Sortie Ø 100 mm) ainsi que d'une surétagère et d'un bac de rétention en PVC.



TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

N.B.: Le compartiment équipé du ventilateur ne convient pas pour les stockage des produits inflammables et autres solvants.


*Référence pour modèle sans ventilateur : AB56SV

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 09/2019









48

30 x 545 x 468

7

3

22 x 550 x 465

5

3

25

Poids (kg)

SÉRIE 14



90 x 530 x 460

21

3

0,2

0,6

20 x 530 x 460

5

2

		1						
Référence	AS	ASV	A2P A2PCA	A3P A3PCA	A1T	A2T	A3T	A4T
Porte(s)	1 pleine battante	1 vitrée battante	2 pleines battantes	3 pleines battantes		de 1 à 4 ple	ines à tiroirs	
Compartiment(s)	1	1	2	3	1	2	3	4
Dimensions H x L x P (mm)	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x 560 x 545	1825 x	560 / 1120 /	1680 / 2240	x 545
Cap. stockage (L)	150	150	110 (2 x 55)	90 (3 x 30)	120	240	360	480
Cap. rétention (L)	40	40	70 (2 x 35)	90 (3 x 30)	20	40	60	80
Etagère rétention acier/PVC	3 / option	3 / option	4 / option 4 / 2	3 / option 3 / 1	4 / option	8 / option	12 / option	16 / option
Bac rétention acier/PVC	1 / option	1 / option	2 / option 1 / 1	3 / option 2 / 1	-/-	-/-	-/-	-/-
Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	50	50	50	50	50	50	50	50
Poids (kg)	55	55	85	95	80	160	240	320

50

		11 11		11 11			11 11
Référence	ASDD	ASDV	ASDM11	ASVM11	A2+2P A2+2PCA	ASDM22	ASVM22
Portes	2 pleines battantes	2 vitrées battantes	2 pleines battantes	2 vitrées battantes	4 pleines battantes	2 pleines battantes	2 vitrées battantes
Compartiment(s)	1	1	2	2	4	4	4
Dimensions H x L x P (mm)	1825 x 1100 x 545	1825 x 1100 x 545	1825 x 1100 x 545	1825 x 1100 x 545			
Cap. stockage (L)	300	300	260 (2 x 130)	260 (2 x 130)	220 (4 x 55)	220 (4 x 55)	220 (4 x 55)
Cap. rétention (L)	80	80	92 (2 x 46)	92 (2 x 46)	140 (4 x 35)	140 (4 x 35)	140 (4 x 35)
Etagère rétention acier/PVC	3 / option	3 / option	6 / option	6 / option	8 / option 8 / 2	8/2	8/2
Bac rétention acier/PVC	1 / option	1 / option	2 / options	2 / options	4 3 / 1	3/1	3 / 1
Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	50	50	50	50	50	50	50
Poids (kg)	95	95	115	115	170	130	130
	\Diamond	\Diamond	\Diamond				0
Référence	EE1	EE2	ES1T	ESASDD	SEPVC	SBPVC	EX120G EX500G
Désignation	Etagère de rétention supplémentaire	Etagère de rétention supplémentaire	Etagère de rétention supplémentaire	Etagère de rétention supplémentaire	Surétagère en PVC	Bac de rétention en PVC	Extincteur de CO ₂
Pour armoire	ASP, AS, ASV, A2P, A3P, A2+2P	ASDM11, ASVM11, ASDM22, ASVM22	A1T, A2T, A3T, A4T	ASDP, ASDD, ASDV	,	nce ESP1T), pour les modèles en nent prévoir 2 pièces par niveau	Nous consulter

30 x 420 x 450

5

3

20 x 1090 x 465

10

6

Dimensions

Poids (kg)

HxLxP(mm) Cap. rétention (L)

⁽¹⁾ Uniformément répartie.

SÉRIE 14.L









ARMOIRES DE SÛRETÉ POUR PRODUITS DANGEREUX



CONFORMITÉ

- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S..
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003, ISO 3864 et ISO 7010, et à la Directive Européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Permettent le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur.
- Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.
- Livrées avec 4 pictogrammes normalisés: « inflammables » (x1),
- « toxiques » (x1) et « corrosifs » (x2).

OPTIONS

- Étagère/bac de rétention supplémentaire en acier.
- Surétagère/bac de rétention en PVC.
- Tapis absorbant.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 8/10ème.
- Peinture par poudrage électrostatique grise RAL 7035 (ou jaune RAL 1023 uniquement pour le modèle AL300J).
- Étagère de rétention en acier, hauteur de 50mm, réglables en hauteur sur crémaillère au pas de 25mm.
- Bac de rétention en acier, hauteur de 50mm au bas de l'armoire.
- Pictogrammes normalisés : « inflammables » (x1), « toxiques » (x1) et « corrosifs » (x2).

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas en parties latérales.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.



Nous vous rappelons que ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...). Consultez-nous pour connaître la gamme d'armoires la mieux adaptée à vos besoins.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)		Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagère/ bac	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)
AL55	Armoire comptoir à 1 porte	1000 x 500 x 420	930 x 480 x 390	70	20	2	30	26
AL115	Armoire comptoir à 2 portes	1000 x 920 x 420	930 x 900 x 390	135	40	2	60	40
AL155	Armoire haute à 1 porte	1800 x 500 x 420	1730 x 480 x 390	130	40	4	30	41
AL305	Armoire haute à 2 portes	1800 x 920 x 420	1730 x 900 x 390	240	80	4	60	60
AL305J	Armoire haute à 2 portes jaune	1800 x 920 x 420	1730 x 900 x 390	240	80	4	60	60
ESAL155	Étagère/bac de rétention armoire 1 porte	65 x 480 x 375	-	-	10	-	-	3
ESAL305	Étagère/bac de rétention armoire 2 portes	65 x 900 x 375	-	-	20	-	-	6
SEAL155	Surétagère/bac de rétention PVC armoire 1 porte	-	-	-	10	-	-	2
SEAL305	Surétagère/bac de rétention PVC armoire 2 portes	-	-	-	20	-	-	3
JF10D	Tapis absorbants, petite et grande largeurs (pag			1				

⁽¹⁾ Uniformément répartie.

SÉRIE 14.T









ARMOIRES DE SÛRETÉ À TIROIRS POUR PRODUITS DANGEREUX







Système de blocage des tiroirs



Étagères/bacs sur rails coulisants



Orifices de



Poignée avec errure intégrée



Fixation murale en 2 points

CONFORMITÉ

- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S..
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003, ISO 3864 et ISO 7010, et à la Directive Européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Accès aisé aux produits stockés grace aux étagères/bacs de rétention montés sur rails coulissants.
- Système de blocage des tiroirs en position rentrée lorsqu'un tiroir est déjà sorti.
- Possibilité de fixation murale.
- Livrées avec 4 pictogrammes normalisés : « inflammables » (x1),
- « toxiques » (x1) et « corrosifs » (x2).

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 8/10^{ème}.
- Peinture grise RAL 7035 par poudrage électrostatique.
- 3 étagère/bac de rétention en acier, hauteur de 50mm, montés sur rails coulissants (charge admissible par étagère uniformément répartie : 45 kg).
- Bac de rétention en acier au bas de l'armoire, hauteur de 80mm, monté sur rails coulissants.
- Pictogrammes normalisés : « inflammables » (x1), « toxiques » (x1) et « corrosifs » (x2) à apposer selon vos besoins.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef, poignée intégrée.

OPTIONS

- Etagères/bacs de rétention; surétagère de rétention.
- Tapis absorbant.

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagère/bac	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)
ALT155	Armoire haute à tiroirs à 1 porte	1950 x 500 x 500	1718 x 379 x 430	150	40	4	30	72
ALT305	Armoire haute à tiroirs à 2 portes 1950 x 916 x 500 1718 x 795 x 430 300 85 4							102
SEALT155	Surétagère/bac de rétention PVC ar	moire 1 porte					-	2
SEALT305	Surétagère/bac de rétention PVC ar		-	3				
JF10D	Tapis absorbants, petite et grande		-	1				

⁽¹⁾ Uniformément répartie.

SÉRIE 3030.M) EN 14470-1 FM 6050







ARMOIRES DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES 30 MINUTES - EN 14470-1 & FM^o

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- (1)Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).
- Conformes aux articles R5132-66 et R5132-68 du Code de la Santé Publique.

AVANTAGES

- Résistance au feu de 30 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux recommandations de l'I.N.R.S.


CARACTÈRES TECHNIQUES

Se reporter à la documentation Armoire, de sécurité multirisques 30 minutes - EN 14470-1 & FM de la section « Armoires de sécurité EN 14470-1 et EN 14470-2 pour produits inflammables, explosifs et bouteilles de gaz ».









D.(27.1		et capaci compa		•	Dimensions		Fournie avec	ırnie avec		
Réf.	Désignation				<u>A</u>	H x L x P (mm)	Étagère de rétention	Bac de rétention	Caillebotis pour bac	(kg)	
3032M11	Armoire sous-paillasse 2 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	635 x 1115 x 630	-	2	2	108	
3034M2	Armoire haute 1 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1980 x 605 x 550	4	2	option	126	
3034M3	Armoire haute 1 porte à 3 compartiments	30	30	-	30	1980 x 605 x 550	3	3	option	129	
3034M4	Armoire haute 1 porte à 4 compartiments	22	22	22	22	1980 x 605 x 550	-	4	4	142	
3035M11	Armoire haute 2 portes à 2 compartiments	120	120	-	-	1980 x 1115 x 550	6	2	option	232	
3035M12	Armoire haute 2 portes à 3 compartiments	120	55	-	55	1980 x 1115 x 550	7	3	option	241	
3035M13	Armoire haute 2 portes à 4 compartiments	120	28	28	28	1980 x 1115 x 550	6	4	option	244	
3035M22	Armoire haute 2 portes à 4 compartiments	55	55	55	55	1980 x 1115 x 550	8	4	option	242	

^{*} Les compartiments peuvent-être modifiés et aménagés selon vos demandes.

SÉRIE 13





ARMOIRES DE SÉCURITÉ VENTILÉES À REACTIFS ET À PRODUITS TOXIQUES

CONFORMITÉ

- Conforme aux articles R.5132-66 et R. 5132-68 du Code de la Santé
- Conforme aux recommandations de l'I.N.R.S..
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Ventilateur électrique intégré.
- Importante capacité de stockage.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 10/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symbole normalisé «toxiques» ou «nocifs» (à préciser à la commande).
- 3 étagères de rétention, réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention amovible au bas de l'armoire, hauteur 100 mm.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Ventilateur électrique intégré : 220-240 volts 0,1 A 18 W; débit de 90 m³/h; protection IPX4; niveau sonore de 37,5 Lp dB(A) (3m).
- Double porte battante à fermeture 3 points et verrouillage à clef.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Surétagère de rétention en PVC.
- Tiroir coulissant.
- Coffres à poisons, voir ci-dessous.

COFFRES À POISONS

Peuvent être utilisés comme armoires murales pour stocker vos produits dangereux ou comme coffres à poisons dans les armoires de sécurité MF4.

- Construction en acier 10/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symbole normalisé «toxiques» conforme aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, à la directive 92/58/CEE.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères : 2 pour le modèle MF1; 4 pour le modèle MF2.
- Porte battante à fermeture à clef.
- Possibilité de fixation murale.
- Possibilité d'assembler les modèles entre eux.







MF2 A

▲ MF1

Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nbre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)
MF1	Coffre à poisons 12 L	380 x 470 x 205	370 x 460 x 170	12	-	2	10	10
MF2	Coffre à poisons 19 L	580 x 470 x 205	570 x 460 x 170	19	-	4	10	15
MF4	Armoire avec ventilateur	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	60	3	50	100
MF4SV	Armoire sans ventilateur	1975 x 1000 x 500	1920 x 980 x 480	250	60	3	50	100
ESMF4	Étagère supplémentaire pour MF4/MF4SV	-	-	-	-	-	50	6
SPMF4	Surétagère en PVC pour MF4/MF4SV	-	-	-	-	-	-	5
TCMF4	Tiroir coulissant pour MF4/MF4SV	-	-	-	-	-	50	10



SÉRIE 11+B) EN 14470-1 EN 1363-1 FM 6050









ARMOIRES MULTIRISQUES EN 14470-1

Type 90, 60 minutes



caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

© TRIONYX se réserve le droit de modifier

CONFORMITÉ

- Compartiment pour les produits inflammables testé et homologué à la norme EN 14470-1 (04/2004)et FM 6050.
- Pictogrammes normalisées conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010, EN 14470-1 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Séparation par familles de produits dangereux confomément aux prescriptions de l'INRS et au code de la santé publique (article R.5132-68).
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire indépendant.
- Compartiments pour produits corrosifs construits en PVC cellulaire ou en mélaminé (matériaux anti-corrosion)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Stockage dans 4 compartiments distincts avec ventilation centralisée en toiture Ø 100 mm pour raccordement éventuel :

Compartiment « produits inflammables » EN 14770-1 :

- Construction double paroi : paroi extérieure en d'acier 15/10ème; paroi intérieure en H.P.L. (laminé haute pression).
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois supprimant les ponts
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symboles normalisés «produits inflammables» et «flamme nue interdite».
- Point de fixation pour mise à la terre.
- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler l'intérieur de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Porte à fermeture automatique 2 points et verrouillage automatique par penne autobloquant.
- Fermeture à clef.
- Système de maintien de la porte en position ouverte avec fermeture automatique préréglée à 50°C.
- 3 étagères de rétention réglables en hauteur.
- 1 bac de rétention amovible en partie basse.

Compartiment « acides » :

- Construction en PVC cellulaire blanc ou en mélaminé.
- Signalisation par symbole normalisé « acides ».
- Orifices de ventilation haut et bas.
- Porte battante vitrée à fermeture à clef.
- 2 étagères/bacs de rétention montés sur rails coulissants avec butoir.
- 1 étagère/bac de rétention.

Compartiment « bases » :

- Construction en PVC cellulaire blanc ou en mélaminé.
- Signalisation par symbole normalisé « bases ».
- Orifices de ventilation haut et bas.
- Porte battante vitrée à fermeture à clef.
- 1 étagère/bac de rétention



Compartiment « produits toxiques » :

- Construction en PVC cellulaire blanc ou en mélaminé.
- Signalisation par symbole normalisé « produits toxiques ».
- Orifices de ventilation haut et bas.
- Porte battante vitrée à fermeture à clef.
- 1 étagère/bac de rétention.

N.B.: Tous les compartiments, sauf inflammables, sont divisés en un compartiment principal et un ou deux autres secondaires (H 420 x L 110 x P 540 mm), ces derniers pouvant servir, par exemple, pour stocker des flacons vides. Voir tableau ci-dessous.

OPTIONS

- Etagère supplémentaire et caillebotis.
- Bac de rétention et tablette suplémentaire pour compartiments secondaires

e l'étagére/dat de l'éterition.										
Référ	ence	Résistance	Dimensions			Détails des con	npartiments	principaux		
Compa	rtiment	au feu en	Dimensions	L		Dimensions	Capacité	Capacité	Nombre	Nombre de
Acides/Base	es/Toxiques	minutes du	extérieures	Poids	Dístanstian	intérieures	de	de	d'étagères/	compartiments
Version PVC	Version	compartiment	HxLxP	(kg)	Désignation	HxLxP	stockage	rétention	bacs de	secondaires
cellulaire	mélaminé	inflammables	(mm)			(mm)	(L)	(L)	rétention	
MD0.	MPOD 405			395	Inflammables	1620 x 490 x 410	105	17	4	-
MR9+	MR9B+	105	2205 x 1270 x 615	390	Acides	870 x 467 x 540	55	51	3	2
MDC	MR6B+	60	2205 X 1270 X 615	385	Bases	420 x 467 x 540	25	17	1	1
MR6+	MK0R+	60		380	Toxiques	420 x 467 x 540	25	17	1	1
E	18	-	30 x 490 x 410	3	Étagère de rétention supplémentaire pour le compartiment inflammables					
C1	48	-	90 x 480 x 400	4	4 Caillebotis pour le bac de rétention pour le compartiment inflammables					
E8	A2	-	84 x 457 x 482	6	Étagère/bac de rétention supplémentaire pour les compartiments acides/bases/toxique					

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition

SÉRIE 790+M) EN 14470-1 EN 1363-1







ARMOIRES DE SÉCURITÉ MULTIRISQUES EN 14470-1 105 MINUTES POUR PRODUITS CHIMIQUES DIVERS

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et ISO 7010, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).
- Conformes aux articles R5132-66 et R5132-68 du Code de la Santé Publique.

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux recommandations de l'I.N.R.S.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation

CARACTÈRES TECHNIQUES

Se reporter au paragraphe « compartiment produits inflammables EN 14470-1 » des « armoires Multirisques EN 14470-1 - Série 11.B » page précédente.

Vous pouvez également vous reporter à la section « armoires de sécurité pour produits inflammables et explosifs ».

OPTIONS

- Étagère supplémentaire
- Caillebotis pour bac de rétention
- Tiroir/bac de rétention coulissant
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles)
- Possibilité de portes de couleur jaune sur les modèles 794 et 795





Réf.	Désignation	Type et capacité de stockage par compartiment (L) *			•	Dimensions H x L x P		Fournie avec	;	Poids
Kei.	Designation		<u>kees</u>			(mm)	Étagère de rétention	Bac de rétention	Caillebotis pour bac	(kg)
792+M11	Armoire sous-paillasse 2 portes à 2 compartiments	28	28	-	-	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	2	2	option	221
793+M11	Armoire comptoir 2 portes à 2 compartiments	55	55	-	-	1080 x 1135 x 670 ⁽²⁾	2	2	2	311
793+M12	Armoire comptoir 2 portes à 3 compartiments	55	28	-	28	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	1	3	3	317
798+M2	Armoire comptoir 1 porte à 2 compartiments	28	28	-	-	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	-	2	2	194
794+M2	Armoire haute 1 porte à 2 compartiments	55	55	-	-	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	2	2	2	304
794+M3	Armoire haute 1 porte à 3 compartiments	30	30	-	30	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	3	3	option	307
794+M4	Armoire haute 1 porte à 4 compartiments	22	22	22	22	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	-	4	4	320
795+M11	Armoire haute 2 portes à 2 compartiments	120	120	-	-	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	6	2	option	477
795+M12	Armoire haute 2 portes à 3 compartiments	120	55	-	55	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	5	3	2	486
795+M13	Armoire haute 2 portes à 4 compartiments	120	28	28	28	1950 x 1137 x 620 (3)	6	4	option	489
795+M22	Armoire haute 2 portes à 4 compartiments	55	55	55	55	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	4	4	4	497

⁽¹⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

⁽²⁾ Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

Les compartiments peuvent-être modifiés et aménagés selon vos demandes

SÉRIE 6

NF EN ISO 1182 C€







© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 05/2016

ARMOIRES DE SÉCURITÉ "SOUS PAILLASSE"







CONFORMITÉ

- Plaques isolantes non inflammables classées A1 selon la norme NF EN ISO 1182, entre les parois pour le modèle SV50.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
- Ventilateur conforme aux spécifications CE (en option).

AVANTAGES

- Une armoire pour chaque type de produits stockés conformément aux recommandations de l'1.N.R.S..
- Possibilité de raccorder les différents modèles entre eux (exemple : acides + solvants, se reporter au tableau) sauf pour le modèle SV50.
- Spécialement conçues pour se loger sous les paillasses.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 15/10^{ème} sauf **1** SV50, construction en acier 12/10^{ème} + isolation en fibre minérale de 20 mm.
- Portes en acier 15/10^{ème} double paroi sauf **①** SV50, portes en acier 12/10^{ème} + isolation en fibre minérale de 20 mm.
- Peinture époxy : jaune RAL 1023 (② solvants); bleue RAL 5015 (③ acides); blanche RAL 9010 (① solvants, ② bases et ⑤ toxiques).
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagère de rétention en acier réglable sur crémaillères (les modèles pour 8 acides sont équipés d'une surétagère de rétention en PVC).
- Bac de rétention en acier amovible (hauteur : 100 mm) au bas de l'armoire (les modèles pour 3 acides sont équipés d'un bac de rétention en PVC); bac de rétention en option pour le modèle SV50.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas Ø 100 mm.
- Porte battante à fermeture automatique (sauf **1** SV50, fermeture manuelle)
- Fermeture à clef.
- Pieds vérins pour mise à niveau (sauf 1 SV50).

OPTIONS

Toute armoire (sauf SV50):

- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (réf. : 4 RPV).
- Ventilateur électrique (pour les modèles 3 acides, 4 bases et 5 toxiques): 220-240 volts 18 W 0,1 A 37,5 Lp dB(A) (3 m) débit 90 m3/h protection IPX4 conforme à la norme CEI 62.18 (réf.: M100/4).
- Boîtier de commande avec témoin lumineux et variateur de débit pour ventilateur M100/4 (réf. : BCDE).

SV50 uniquement:

- Kit SECURITE+ comprenant la fermeture automatique des portes et un clapet coupe-feu pour la sortie de ventilation.

RECOMMANDATIONS: Le modèle AC30 ne convient pas pour le stockage des produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...) et doit être impérativement relié à une ventilation forcée pour une meilleure durabilité. Se reporter à notre section du catalogue pour le stockage des produits corrosifs (Série 8.A réf. APC31 et APC61). Pour le stockage de produits inflammables en laboratoire veuillez vous reporter à la section inflammables EN 14470-1.

	' '							
	Référence	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Dim. intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg)	Poids (kg)
0	SV50 (solvants)	750** x 1000 x 450 **Hauteur sans bandeau : 670 mm	650 x 950 x 400	50	42	1	75	62
	GL04	Option bac de rétention	en acier pour SV50					5
	SÉCURITÉ+	Option fermeture auto	omatique des portes + o	clapets coupe-fe	eu sur sortie de	ventilation po	our SV50	
2	SV30 (solvants)	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30
6	AC30 (acides)	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30
4	BA30 (bases)	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30
6	TO30 (toxiques)	670 x 550 x 500	650 x 530 x 470	30	28	1	50	30
6+4	AB60 (acides+bases)	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60
6+2	AS60 (acides+solvants)	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60
4+2	BS60 (bases+solvants)	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60
6 + 6	AT60 (acides+toxiques)	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60
4+6	BT60 (bases+toxiques)	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60
2 + 6	ST60 (solvants+toxiques)	670 x 1100 x 500	(2x) 650 x 530 x 470	60 (2x 30)	56 (2x 28)	2	50	60
6+4+2	ABS90 (acides+bases+solvants)	670 x 1650 x 500	(3x) 650 x 530 x 470	90 (3x 30)	84 (3x 28)	3	50	90
3+4+2+5	ABST120 (acides+bases+solvants+toxiques)	670 x 2200 x 500	(4x) 650 x 530 x 470	120 (4x 30)	112 (4x 28)	4	50	120
	4ROU	4 roulettes dont 2 à bloc	age (hauteur de l'armoire	avec roulette 74	5 mm)		-	1
	M100/4	Ventilateur intégré de 90m3/h - 220 volts monophasé pour modèles €, € ou € uniquement						
	BCDE	Boîtier de commande po	ur ventilateur M100/4 ave	c témoin lumineu	x et variateur de d	débit d'air	-	1

(1) Uniformément répartie.



phytosanitaires







MATÉRIELS DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DANGEREUX

GÉNÉRALITÉS:

RAPPEL DES RÈGLES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE STOCKAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Le stockage des produits phytosanitaires doit-être éloigné des cours et points d'eau, des cultures sensibles, des habitations, des zones de stockages alimentaires (aliments pour bétail, légumes...), des zones de concentration de personnes, des lignes électriques. Il y a lieu de prévoir un accès facile au local pour les camions de livraison et pour l'évacuation des déchets.

La zone de stockage pour les produits phytosanitaires peut se présenter sous la forme d'un bungalow, d'un conteneur ou d'une armoire de sécurité. Ils doivent être aérés ou ventilés et doivent être fermés à clef (article 4 du décret 87-361 du 27 mai 1987). La porte doit s'ouvrir vers l'extérieur, le sol doit être étanche (plancher de rétention, palettes de rétention, bac de rétention...) et l'éclairage doit être suffisant. D'autre part, l'installation électrique doit être conforme à la norme NF C.15.100 et il y a lieu d'apposer sur la porte du bungalow, du conteneur ou de l'armoire, une signalisation comportant notamment les consignes de sécurité, pictogrammes de danger normalisés... (article R. 232-12-14 du Code du Travail et article 10 du décret 87-361 du 27 mai 1987). Enfin, il y a lieu de prévoir un extincteur à incendie à l'extérieur de la zone de stockage (article R. 232-12-17 du Code du Travail) et un équipement de premier secours adapté (article R. 232-1-6 du Code du Travail).

COMMENT RANGER CORRECTEMENT LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES?

- Ranger les produits par famille et séparer les produits incompatibles entre eux (article R5132-68 du Code de la Santé Publique).
- Identifier et lister les produits homologués en stock à jour.
- Conserver les produits dans leur emballage d'origine (article 3 du décret 87-361 du 27 mai 1987).
- · Afficher les informations nécessaires à la prévention figurant sur les fiches de données de sécurité (article R. 521-53 du Code du Travail).
- Entreposer exclusivement du matériel réservé à l'usage phytosanitaire (article 5 du décret 87-361 du 27 mai 1987).
- Disposer d'une matière absorbante en quantité suffisante (exemple : tapis absorbant).
- Mettre en place un caillebotis pour isoler les produits du bac de rétention.
- Equiper le local d'un équipement de premier secours : laveur d'yeux, mallette de premier secours... (R. 232-16 du Code du Travail).
- Afficher les numéros d'urgence à proximité (R. 521-53 du Code du Travail).
- Stocker les emballages vides dans un bac de collecte pour traitement par une société spécialisée.
- Conserver l'équipement de protection individuelle et la réserve de cartouches filtrantes dans un local spécifique (article 8 du décret 87-361 du 27 mai 1987).
- Installer un poste d'eau et une douche de sécurité à proximité mais en dehors de la zone de stockage (article R. 232-1-6 du code du travail).

NORMALISATION:

DÉCRET N° 87-361 DU 27 MAI 1987



Édition 12/2013

le droit de modifier les caractéristiqu

© TRIONYX se

ARTICLE 3: « Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation. »

ARTICLE 4 : « Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservé par l'employeur . »

ARTICLE 5 : « Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires » ... « Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans un local prévu à l'article 4 ci-dessus. »

ARTICLE 8 : « les équipements de protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoire vestiaire individuelle destinée à ce seul usage et situés dans un local autre que celui visé à l'article 4 ci-dessus. »

ARTICLE 10 : «L'employeur doit interdire aux travailleurs de priser, de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel. »

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE



ARTICLE R.5132-66 : « Les substances ou préparations dangereuses » ... « sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. »

ARTICLE R.5132-68 : « Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67 (classées comme nocives, corrosives ou irritantes), détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations. »

Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Armoires de sécurité pour produits phytosanitaires

R.5132-66 - R.5132-68 - Décret n° 87-361

Série 16.L

Armoires de sûreté en kit pour produits phytosanitaires

R.5132-66 - R.5132-68 - Décret n° 87-361

Série 16.K

Armoires de sécurité pour produits phytosanitaires

R.5132-66 - R.5132-68 - Décret n° 87-361

Série 16.E

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les

<







CONFORMITÉ

- Conformes à la législation :

SÉRIE 16.L

- Articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Pictogramme normalisé conforme aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Permet le stockage de vos produits phytosanitaires en toute sécurité et en conformité avec la législation.
- Recommandées pour le stockage des herbicides, fongicides, insecticides et autres produits phytosanitaires.
- Recommandées aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, paysagistes, horticulteurs, coopératives agricoles, espaces verts, collectivités...

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 8/10^{ème}.

- Peinture grise RAL 7035 par poudrage électrostatique.
- Étagère de rétention en acier, hauteur de 50mm, réglables en hauteur sur crémaillère au pas de 25mm (charge admissible par étagère uniformément répartie : 30 ou 60kg).
- Bac de rétention en acier, hauteur de 50mm au bas de l'armoire.
- Pictogramme normalisé complet :comprenant symbole "produits toxiques" et symboles d'équipements de protection individuelle.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation haut et bas en parties latérales.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagère/bac de rétention supplémentaire en acier.
- Surétagère/bac de rétention en PVC.
- Caillebotis en acier pour bac de rétention.
- Tapis absorbant.

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)			Nombre d'étagère/ bac	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)
AL57	Armoire comptoir à 1 porte	1000 x 500 x 420	930 x 480 x 390	70	20	2	30	26
AL117	Armoire comptoir à 2 portes	1000 x 920 x 420	930 x 900 x 390	135	40	2	60	40
AL157	Armoire haute à 1 porte	1800 x 500 x 420	1730 x 480 x 390	130	40	4	30	41
AL307	Armoire haute à 2 portes	1800 x 920 x 420	1730 x 900 x 390	240	80	4	60	60
SEAL155	Surétagère/bac de rétention PVC armoire 1 porte	-	-	-	10	-	-	2
SEAL305	Surétagère/bac de rétention PVC armoire 2 portes	-	-	-	20	-	-	3
JF10D	Tapis absorbants, petite et grande largeurs (paq			1				

SÉRIE 16.K & 16.E)







ARMOIRES POUR PRODUITS PHYTOSANITAIRES

CONFORMITÉ

- Conformes à la législation :
 - · Articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
 - Article 4 du décret n° 87-361 du 27 mai 1987 concernant la protection des travailleurs.
- Pictogramme normalisé conforme aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.



◆ APK302

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 7/10ème, bâti et portes.
- Peinture époxy grise RAL 7035.
- Pictogramme normalisé complet :comprenant symbole "produits toxiques" et symboles d'équipements de protection individuelle.
- 4 étagères/bacs de rétention (hauteur 50 mm) dont 3 réglables en hauteur sur crémaillères.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifice de ventilation haut et bas.
- Portes battantes à fermeture à clef en deux points par crémone.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Tapis absorbant (réf. : JF10D).

N.B.: Armoires livrées en kit à monter soi-même (réf. APK152 et APK302).

AVANTAGES

- Permet le stockage de vos produits phytosanitaires en toute sécurité et en conformité avec la législation.
- Recommandées pour le stockage des herbicides, fongicides, insecticides et autres produits phytosanitaires.
- Recommandées aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, paysagistes, horticulteurs, coopératives agricoles, espaces verts, collectivités...



AC300 ►

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction robuste en acier monobloc :
 - Bâti : construction en acier 8/10ème
 - Portes : construction en acier 7/10ème.
- Peinture époxy verte RAL 6011.
- Pictogramme normalisé complet :comprenant symbole "produits toxiques" et symboles d'équipements de protection individuelle.
- 4 étagères/bacs de rétention (hauteur 50 mm) dont 3 réglables en hauteur sur crémaillères.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifice de ventilation haut et bas.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

OPTIONS

- Etagère/bac de rétention supplémentaire (réf : ESAC150 ou ESAC300 selon modèle).
- Caillebotis galvanisé pour les étagères/bacs de rétention (réf. : CAC150 ou CAC300 selon modèle).
- Tapis absorbant (réf. : JF10D).
- Percement pour raccordement à un système de ventilation forcée (réf.: AZVENT), fourni avec un manchon Ø 100 mm (doit être commandé impérativement avec l'armoire).

© TRIONYX se réserve le droit de modifier

Réf.	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Capacité de rétention (L)	Volume (m³) Ext. / Int.	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)
APK152	Armoire phytosanitaire en kit 1 porte	1800 x 500 x 422	1680 x 475 x 352	40	0,4 / 0,3	50	33
APK302	Armoire phytosanitaire en kit 2 portes	1800 x 916 x 422	1680 x 891 x 352	80	0,7 / 0,5	50	55
AC150	Armoire phytosanitaire à 1 porte	1950 x 500 x 500	1840 x 498 x 453	40	0,5 / 0,4	80	55
ESE150	Étagère supplémentaire pour AC150	50 x 488 x 443	-	10	-	80	3
CE150	Caillebotis pour ESE150	50 x 483 x 438	-	-	-	80	5
AC300	Armoire phytosanitaire à 2 portes	1950 x 930 x 500	1840 x 928 x 453	80	0,9 / 0,8	80	90
ESE300	Étagère supplémentaire pour AC300	50 x 918 x 443	-	20	-	80	6
CE300	Caillebotis pour ESE300	50 x 913 x 438	-	-	-	80	10
AZVENT	Percement pour raccordement à un sy	ent avec l'armoire)	-	-			
JFD10	Option Lot de 10 feuilles absorbantes		-	1			



HOTTES À FILTRATION NF X 15-211 ET À FLUX LAMINAIRES, POSTES DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUES ARMOIRES À FILTRATION ET VENTILATION FORCÉE









SÉRIE H) NF x 15-211 classe 2









caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2017

TRIONYX se réserve le droit de modifier les

SORBONNES À RECIRCULATION D'AIR Labopur® NF X 15-211 - MAI 2009 - CLASSE 2

POURQUOI UTILISER UNE SORBONNE À RECIRCULATION D'AIR?

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, votre santé est mise en danger à cause de l'émanation de vapeurs ou poudres nocives voire toxiques. Afin de vous protéger et de préserver votre environnement direct, il y a lieu de manipuler vos produits dans une sorbonne à recirculation d'air (anciennement enceinte pour toxique à recyclage d'air filtré ou ETRAF) équipée soit d'un filtre moléculaire (ou filtre à charbon actif), soit d'un filtre particulaire (ou filtre HEPA), soit d'un filtre moléculaire et d'un filtre particulaire.

POURQUOI CHOISIR UNE SORBONNE À RECIRCULATION D'AIR LABOPUR®?

Forte de son expérience dans le domaine des armoires de sécurité pour le stockage des produits dangereux depuis plus de 40 ans, la société TRIONYX, le premier fabricant français d'armoires de sécurité pour produits dangereux, met tout son savoir-faire et sa technique dans la fabrication de ses hottes labopur®.

Fabriquées en France, les hottes labopur® disposent d'une fabrication et d'une finition de qualité, contrôlées selon des processus et procédures établis à partir du référentiel de la norme qualité ISO 9001 version 2008.

De plus notre savoir-faire a été testé avec succès par des laboratoires et organismes de contrôles français indépendants conformément à la norme NF X 15.211 dans sa version de mai 2009.



◆ H122Z + BB12 + TR12 + 2 x (CORG201 + SH200 + HEP 200)



▲ H061Z + BB06 + CORG201+ SH200 + HEP200

CERTIFICATION

Les performances des hottes à filtration labopur® ont été évaluées au regard de la norme NF X 15-211 - MAI 2009 par des laboratoires et organismes de contrôles français indépendants pour :

- les tests de filtration.
- · les tests de confinement.
- les tests d'étanchéité et d'intégrité du filtre absolu (filtre HEPA).

Les hottes à filtration LABOPUR® sont fabriquées selon des processus et procédures Qualité définis à partir du référentiel de la norme internationale ISO 9001 version 2008, en sortie de chaîne de fabrication et avant leur expédition, afin de garantir à l'utilisateur un parfait fonctionnement et une parfaite efficacité...

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2017

SÉRIE H) NF x 15-211 classe 2

NORMALISATION

Norme NF X 15-211 - mai 2009 (extraits) :

La norme NF X 15-211 est la réglementation la plus exigeante actuellement en vigueur. Elle garantit à l'utilisateur une sécurité renforcée lui permettant de se concentrer sur ses manipulations.

Les enceintes pour toxiques à recyclage d'air filtré sont classées selon 2 niveaux de sécurité :

- · classe 1 : enceinte à réserve de sécurité
- classe 2 : enceinte sans réserve de sécurité, enceinte la plus utilisée

La norme NF X 15-211 distingue également 3 classifications selon le type de filtration, en fonction des agents chimiques filtrés :

- type P: pour la filtration des particules
- type V: pour la filtration des vapeurs
- type PV: pour la filtration des particules et des vapeurs

Les sorbonnes à recirculation d'air LABOPUR® sont des enceintes de filtration de classe 2 pouvant, selon les modèles, être équipées d'un filtre à particules ou d'un filtre à vapeurs, ou encore, d'un filtre à particules et d'un filtre à vapeurs.

Afin d'être conformes à cette norme, les hottes à filtration LABOPUR® doivent répondre à différents critères (résumé) :

- l'enceinte doit être munie d'un dispositif (de surveillance en continu du système) de ventilation afin de maintenir la vitesse de l'air à une valeur comprise entre 0,4 m/s et 0,6 m/s.
- le système de filtration de l'enceinte doit permettre de ne pas dépasser une concentration de rejet, en aval du/des filtre(s), de 50% de la VLEP (valeur limite d'exportation professionnelle) du toxique, manipulé dans l'enceinte, et cela pendant la durée de fonctionnement de détection.



• les enceintes de classe 2 doivent comporter une alarme sonore ou visuelle déclenchée par une horloge toutes les 60 heures de fonctionnement et un dispositif de prise d'échantillonnage.

indépendant.

• les enceintes de classe 2 ne doivent pas rejeter en aval du filtre plus de 50% de la VME du produit manipulé pendant la durée de fonctionnement de détection.



H092Z + 2(CORG201 + HEP200 + SH200) (Paillasse non incluse)

NF x 15-211







Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Sorbonnes à recirculation d'air pour vapeurs dangereuses	NF X 15-211 - mai 2009	Série H
Sorbonnes à recirculation d'air pour poudres	NF X 15-211 - mai 2009	Série H
Sorbonnes à recirculation d'air pour poudres et vapeurs dangereuses	NF X 15-211 - mai 2009	Série H
Tables roulantes pour sorbonnes		Série H
Hottes à raccordement extérieur		Série H
Postes de Manipulation et de Stockage à Filtration - PMSF	NF X 15-211 - mai 2009	Série H
Hottes à flux laminaire vertical	EN 61010 - EN 61326 - EN 61000	Série H
Postes de sécurité microbiologiques PSM	EN 12469	Série H
Mini-hotte à recirculation d'air	NF X 15-211 - mai 2009	Série H
Armoires de sûreté à ventilation filtrante		Série 12
Armoires de sécurité à ventilation filtrante	NF X 15-211 - mai 2009	Série 12.X
(Système de ventilation /filtration testé et homologué NF X 15-211)	NF X 15-211 - mai 2009	Série 14.X
Armoires de sûreté à ventilation filtrante	EN 14470-1	Série 3030.X
(Système de ventilation /filtration testé et homologué NF X 15-211)	NF X 15-211 - mai 2009	
Caisson à recirculation d'air	NF X 15-211 - mai 2009	Série H
(Système de ventilation /filtration testé et homologué NF X 15-211)		
Caissons de ventilation et de filtration	ISO 3744	Série V
Caissons de ventilation ATEX « à option filtrante »	ATEX Zone II	Série V

SÉRIE H) NF x 15-211 classe 2










SORBONNES À RECIRCULATION D'AIR Labopur® NF X 15-211 - MAI 2009 - CLASSE 2



AVANTAGES

Protection optimale de l'utilisateur :

- Hottes homologuées à la norme NF X 15-211 MAI 2009 par des laboratoires et organismes de contrôles français indépendants.
- Confinement des vapeurs et des poudres dans l'enceinte de manipulation puis éliminations de celles-ci lors de leur passage dans le filtre moléculaire ou dans le filtre HEPA.
- Prise d'échantillonnage en façade permettant un contrôle rapide et fiable de la saturation du filtre.
- Témoin lumineux à l'avant assurant à l'utilisateur le bon fonctionnement du système de ventilation/filtration de la hotte.
- Ventilateurs électriques silencieux répondant aux spécifications CE.
- Fenêtre de contrôle située en façade indiquant immédiatement si le filtre présent et bien adapté aux travaux.

Economies de temps et d'énergie :

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation (pas d'assemblage), à relier uniquement au réseau électrique.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil (si la hotte est équipée d'un filtre).
- Il n'est pas nécessaire de chauffer ou de réfrigérer l'air entrant dans la pièce.

Confort d'utilisation :

- Parois transparentes sur tous les côtés offrant un éclairage optimal du plan de travail et une visualisation immédiate des produits manipulés.
- Passages de mains ergonomiques permettent des manipulations sécurisées et aisées dans l'enceinte.
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation en énergie des appareils.
- -Très faible niveau acoustique des ventilateurs permettant ainsi une

concentration accrue pour les travaux.

- Grande facilité de remplacement du filtre à charbon actif, quelques minutes suffisent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010, bleue 5015, haute résistance contre les produits chimiques.

TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques

- Parois vitrées en PMMA.
- Vitesse moyenne d'air en façade : 0.5 m/s
- Tension : 220-240 volts
- Puissance électrique: 10 W
- Intensité: 0.1 A
- Puissance sonore du ventilateur (hors flux d'air) : 57 dB(A)
- Débit: 170 m3/h

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:

- 4 opercules pour passages alimentation et fluide
- Contrôleur de flux d'air
- Compteur horaire
- Prise d'échantillonnage
- Paroi arrière transparente

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS:

- Bac de rétention amovible sous le plan de travail permettant ainsi de récupérer les liquides en cas de renversements accidentels.
- Pompe manuelle pour déterminer la saturation des filtres : PMAF
- Tubes à réactifs
 - •TROR: Lot de 10 tubes à réactifs « organiques »
 - •TRAC : Lot de 10 tubes à réactifs « corrosifs »
 - •TROA: Lot de 5 tubes à réactifs « organiques » et 5 corrosifs »

droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 03/2017

SÉRIE H) NF x 15-211 classe 2









FILTRES À CHARBON ACTIF ET FILTRES HEPA

FILTRES À CHARBON ACTIF




Le charbon actif se présente sous la forme d'une poudre noire à structure poreuse permettant d'adsorber les molécules émanant des vapeurs de produits dangereux à l'aide de ses micros pores inférieurs à 2 µm.

En fonction des produits chimiques à filtrer, le charbon actif peut recevoir une imprégnation afin d'améliorer sa capacité d'adsorption. Une imprégnation pour un produit chimique donné conduira à une excellente adsorption pour ce produit, mais une mauvaise adsorption pour un autre type de produit chimique.

Nos filtres sont fabriqués à partir des meilleurs charbons actifs. Afin d'offrir les meilleures garanties, la qualité d'adsorption des filtres a été contrôlée et approuvée par un laboratoire d'essais indépendant. Chaque filtre est muni d'un double filtre anti-poussière afin d'assurer une qualité optimale de filtration.

Plusieurs types de filtres vous sont proposés en standard :



[▲] CORG201

• pour les vapeurs organiques type ORG

• pour les vapeurs corrosives et organiques type CORG our les vapeurs de formaldéhydes type


pour les vapeurs Amoniac type AMM

Le filtre CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : acides organiques, acides inorganiques et composés organiques ou solvants. Ce filtre pourra donc servir dans la majorité des cas.

Nous pouvons également vous proposer des filtres spécialisés, imprégrés, par exemple, pour la manipulation de produits chimiques plus spécifiques. Contactez-nous pour toutes vos demandes particulières.

FILTRES HEPA H14 ET SUPPORTS POUR FILTRES HEPA


efficacité de filtration maximales.




Un filtre HEPA (Hight Efficiency Particulate Air), également connu sous le nom de filtre THE (pour Très Haute Efficacité), est un filtre à air à très haute efficacité.

L'efficacité de filtration des filtres HEPA est régie par le norme NF EN 1822 qui définit 5 classes d'efficacité. Un filtre HEPA H14, ayant la plus haute efficacité de filtration, arrêtera 99,97% des particules ayant un diamètre supérieur ou égal à 0,3 μm.

^ SH200 + HEP200



Votre filtre HEPA peut-être complété avec un filtre à charbon actif pour une sécurité et une



Si vous souhaitez n'utiliser votre hotte que pour la filtration des poudres , il y a lieu de prendre un «Kit de raccordement pour utilisation sans filtre à charbon actif» type CAR.

N.B. : Une sorbonne ne pourra vous être livrée que si elle possède un filtre à charbon actif et/ou un filtre HEPA muni d'un «Kit de raccordement pour utilisation sans filtre à charbon actif» type CAR si cela s'avère nécessaire.

▲ CAR200

SÉRIE H) NF x 15-211 classe 2









LES ÉQUIPEMENTS FOURNIS DE SÉRIE



FILTRALARME

Disponible dorénavant de série sur toutes les hottes Labopur avec système de ventilation/filtration, le filtralarme permet grâce à un circuit électronique, de mesurer la vitesse de l'air dans le filtre et ainsi de déceler et de vous avertir du colmatage du filtre ou de toute anomalie du flux d'air par un signal sonore et lumineux. De plus, cette nouvelle génération de contrôleur permet d'afficher également le compteur



CONTRÔLEUR DE FLUX D'AIR

Conformément à la norme NF X 15-211, votre hotte est fournie avec un contrôleur de flux d'air. Ce dernier vous permet de connaître en permanence la vitesse de passage de l'air en façade et vérifier que la hotte travaille en dépression garantissant le passage des vapeurs à travers le filtre.



PAROIS TRANSPARENTES

Nos hottes sont livrées avec des parois transparentes sur toutes les faces vous offrant ainsi un espace de travail lumineux. Pratique pour les démonstrations.



OPERCULES

Chaque hotte est munie de 4 opercules permettant d'introduire aisément vos câbles d'alimentation électrique ou gaz par exemple.



PRISE POUR ÉCHANTILLONAGE

Une prise d'échantillonnage, située en facade de la hotte, vous permet de contrôler rapidement et de façon fiable, la saturation de votre filtre à charbon actif à l'aide de la pompe et de tubes à réactifs



COMPTEUR HORAIRE

Le compteur horaire, fourni de série avec votre hotte, vous indique en permanence la durée totale d'utilisation de votre hotte. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore et lumineux vous invite à contrôler la saturation du filtre à charbon actif.



LIVRET DES PRODUITS **ADSORBÉS**

Conformément à la norme NF X 15-211, votre hotte est livrée avec un livret informatique vous informant sur la capacité d'adsorption des filtres à charbon actif par rapport aux différents produits chimiques.

LES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS



PLAN DE TRAVAIL

Fabriqué en mélaminé, il offre une excellente résistance aux agressions chimiques. Un plan de travail en verre trempé est également disponible en option.



BAC DE RÉTENTION

Sous chaque plan de travail, vous disposez d'un bac de rétention intégré à votre hotte. En cas de fuite ou de renversement accidentel, les liquides manipulés sont ainsi récupérés. Pour nettoyer le bac, il y a lieu de simplement soulever le plan de travail et utiliser un absorbant.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 11/2017



PLAN DE TRAVAIL EN VERRE FEUILLETÉ

Vous souhaitez manipuler des produits très agressifs? Optez pour un plan de travail en verre feulleté à la place du plan HPL fourni de série avec la hotte.



POMPE MANUELLE ET TUBES À RÉACTIFS

Pensez à votre santé. Contrôlez la saturation de votre filtre à char- bon actif à l'aide d'une pompe et tube à réactifs. Nous pouvons vous proposer une large gamme de tubes à réactifs en fonction de vos produits (consultez-nous).



FILTRES À CHARBON ACTIF ET FILTRES HEPA H14

Votre hotte doit-être munie d'un filtre moléculaire à charbon actif et/ ou d'un filtre particulaire HEPA H14 (exceptés les modèles type BHxxx). Nous vous invitons donc à consulter la page intitulée Filtres à charbon actif et filtres HEPA.



ÉCLAIRAGE

Nous vous proposons un éclairage LED qui s'intègre dans l'enceinte, tout en étant extérieur à la zone de manipula-

IP65 - 10W - 4200K - 710lm

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 06/2017










labopur® 600 mm



NF x 15-211 classe 2

SÉRIE H

Hotte sans fond à équiper, voir accessoires	H0	H06	
Dimensions extérieures (LxPxHenmm)	600 x 650	600 x 650 x 950	
Dimensions intérieures (LxPxHenmm)	545 x 50	545 x 505 x 735	
Poids (kg)	23	23	
Nombre de module de filtration/ Moteur	1		
Type de passage de main	2 mains	Trapèze	
Référence	H061D	H061Z	
Pour utilisation liquide uniquement			
Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG200	ORG200 (11 kg)	
Filtre à charbon actif pour vapeurs corrosives	CORG201	CORG201 (12 kg)	
Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	FOR200	FOR200 (12 kg)	
Filtre à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	AMM 200	AMM 200 (12 kg)	
Pour utilisation poudre uniquement			
Filtre Hepa H14	HEP200	HEP200 (2 kg)	
Support de filtre Hepa	SH200	SH200 (4 kg)	
Elément de ventilation (obligatoire)	CAR200	CAR200 (2 kg)	
Pour utilisation poudre + liquide			
Filtre Hepa H14 pour manipulation de poudre	HEP200	HEP200 (2 kg)	
Support de filtre Hepa	SH200	SH200 (4 kg)	
Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG200	ORG200 (11 kg)	
Filtre à charbon actif pour vapeurs corrosives	CORG201	CORG201 (12 kg)	
Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde		FOR200 (12 kg)	
Filtre à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	AMM200	AMM200 (12 kg)	
Accessoires complémentaires			
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	,	BB06 (10 kg)	
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	,	BV06 (15 kg)	
Lumière intégrée extérieure	<u>'</u>	LUMI (1 kg)	
Table tubulaire sur pied		TTF06 (9 kg)	
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)		TTR06 (10 kg)	
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	,	TR06 (28 kg)	
Table/armoire de sécurité	TA06 (3	TA06 (32 kg)	

SÉRIE H

NF x 15-211 classe 2










labopur® 900 mm



Hotte sans fond à équiper, voir accessoires	H09		
Dimensions extérieures (LxPxHenmm)	900 x 750 x 1160		
Dimensions intérieures (LxPxHenmm)	845 x 700 x 935		
Poids (kg)	34		
Nombre de module de filtration/ Moteur	1 2		2
Type de passage de main	2 mains	2 mains	Trapèze
Référence	H091D	H092D	H092Z
Pour utilisation liquide uniquement			
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG200 (11 kg)	2 x ORG200 (22 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	CORG201 (12 kg)	2 x CORG201 (24 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	FOR200 (12 kg)	2 x FOR200 (24 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	AMM 200 (12 kg)	2 x AMM200 (24 kg)	
Pour utilisation poudre uniquement			
Filtre(s) Hepa H14	HEP200 (2 kg)	2 x HEP200 (4 kg)	
Support(s) de filtre Hepa	SH200 (4 kg)	2 x SH200 (8 kg)	
Elément(s) de ventilation (obligatoire)	CAR200 (2 kg)	2 x CAR200 (4 kg)	
Pour utilisation poudre + liquide			
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre	HEP200 (2 kg)	2 x HEP200 (4 kg)	
Support(s) de filtre Hepa	SH200 (4 kg)	2 x SH200 (8 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG200 (11 kg)	2 x ORG200 (22 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	CORG201 (12 kg)	2 x CORG201 (24 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	FOR200 (12 kg)	2 x FOR2	00 (24 kg)
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	AMM200 (12 kg)	2 x AMM2	00 (24 kg)
Accessoires complémentaires			
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB09 (11 kg)		
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV09 (16 kg)		
Lumière intégrée extérieure	LUMI (1 kg)		
Table tubulaire sur pied	TTF09 (12 kg)		
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)	TTR09 (13 kg)		
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	TR09 (37 kg)		
Table/armoire de sécurité	TA09 (43 kg)		

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 06/2017










labopur® 1200 mm

NF x 15-211 classe 2

SÉRIE H



Hotte sans fond à équiper, voir accessoires	H12		
Dimensions extérieures (LxPxHenmm)	1200 x 750 x 1160		
Dimensions intérieures (LxPxHenmm)	1145 x 700 x 935		
Poids (kg)	44		
Nombre de module de filtration/ Moteur	1 2		2
Type de passage de main	2 mains	2 mains	Trapèze
Référence	H121D	H122D	H122Z
Pour utilisation liquide uniquement			
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG200 (11 kg)	2 x ORG200 (22 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	CORG201 (12 kg)	2 x CORG201 (24 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	FOR200 (12 kg)	2 x FOR200 (24 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	AMM 200 (12 kg)	2 x AMM200 (24 kg)	
Pour utilisation poudre uniquement			
Filtre(s) Hepa H14	HEP200 (2 kg)	2 x HEP200 (4 kg)	
Support(s) de filtre Hepa	SH200 (4 kg)	2 x SH200 (8 kg)	
Elément(s) de ventilation (obligatoire)	CAR200 (2 kg)	2 x CAR200 (4 kg)	
Pour utilisation poudre + liquide			
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre	HEP200 (2 kg)	2 x HEP200 (4 kg)	
Support(s) de filtre Hepa	SH200 (4 kg)	2 x SH200 (8 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG200 (11 kg)	2 x ORG200 (22 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	CORG201 (12 kg)	2 x CORG201 (24 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	FOR200 (12 kg)	2 x FOR200 (24 kg)	
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	AMM200 (12 kg)	2 x AMM200 (24 kg)	
Accessoires complémentaires			
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB12 (12 kg)		
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV12 (17 kg)		
Lumière intégrée extérieure	LUMI (1 kg)		
Table tubulaire sur pied	TTF12 (22 kg)		
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)	TTR12 (23 kg)		
Table roulante monobloc avec tablette de rangement	TR12 (51 kg)		
Table/armoire de sécurité	TA12 (54 kg)		

SÉRIE H

NF x 15-211 classe 2










© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 06/2017

labopur® 1500 mm



Hotte sans fond à équiper, voir accessoires	H15						
Dimensions extérieures (LxPxHenmm)	1500 x 750 x 1160						
Dimensions intérieures (LxPxHenmm)			1445 x 700 x 93	35			
Poids (kg)			54				
Nombre de module de filtration/ Moteur		2		3			
Type de passage de main	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze	Grande largeur 1		
Référence	H152D	H152Z	H153D	H153Z	H153G		
Pour utilisation liquide uniquement							
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	2 x ORG2	00 (22 kg)	;	3 x ORG200 (33 I	kg)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	2 x CORG	201 (24 kg)	3	x CORG201 (36	kg)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	2 x FOR2	00 (24 kg)		3 x FOR200 (36 I	(g)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	2 x AMM2	00 (24 kg)	;	3 x AMM200 (36 I	kg)		
Pour utilisation poudre uniquement							
Filtre(s) Hepa H14	2 x HEP2	200 (4 kg)	3 x HEP200 (6 kg)				
Support(s) de filtre Hepa	2 x SH20	00 (8 kg)	3 x SH200 (12 kg)				
Elément(s) de ventilation (obligatoire)	2 x CAR	200 (4 kg)	3 x CAR200 (6 kg)				
Pour utilisation poudre + liquide							
Filtre(s) Hepa H14 pour manipulation de poudre	2 x HEP2	200 (4 kg)	3 x HEP200 (6 kg)				
Support(s) de filtre Hepa	2 x SH2	00 (8 kg)		3 x SH200 (12 kg	g)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs organiques	2 x ORG2	00 (22 kg)	:	3 x ORG200 (33 I	kg)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs corrosives	2 x CORG	201 (24 kg)	3	3 x CORG201 (36 kg)			
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	2 x FOR2	00 (24 kg)		3 x FOR200 (36 I	(g)		
Filtre(s) à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	2 x AMM2	00 (24 kg)	;	3 x AMM200 (36 I	kg)		
Accessoires complémentaires							
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé			BB15 (13 kg)				
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV15 (18 kg)						
Lumière intégrée extérieure	2 x LUMI (1 kg)						
Table roulante monobloc avec tablette de rangement			TR15 (65 kg)				
Table tubulaire roulette (pour déplacement ponctuel)	TTR15 (17 kg)						
Table tubulaire sur pied			TTF15 (16 kg)				
Table/armoire de sécurité			TA15 (61 kg)				

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.











TABLES ROULANTES POUR SORBONNES labopur®

TABLE/ARMOIRE DE SÉCURITÉ ▶

- Construction en acier 15/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- 1 étagère réglable en hauteur.
- 1 bac de rétention amovible en partie basse.
- 2 portes battantes à fermeture automatique et à clef.
- Pictogrammes normalisés.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.

Référence	Dimensions H ⁽¹⁾ x L x P (mm)	Poids (kg)	Stockage (L)	Rétention (L)
TA06	890 x 615 x 630	39	48	13
TA09	890 x 915 x 780	51	120	28
TA12	890 x 1215 x 780	78	156	38
TA15	890 x 1520 x 780	86	192	48





- à blocage
- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- 1 étagère réglable en hauteur (la profondeur de l'étagère est égale au ¾ de la profondeur de la table).
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.

Référence	Dimensions H ⁽¹⁾ x L x P (mm)	Poids (kg)	Stockage (L)
TR06	890 x 615 x 630	34	72
TR09	890 x 917 x 780	50	160
TR12	890 x 1217 x 780	58	208
TR15	890 x 1517 x 780	66	256



TABLE TUBULAIRE ▶

- Construction en acier 15/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- Disponible avec pieds ou roulettes pivotantes dont 2 à blocage.

Référence	Туре	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
TTF06	Sur pieds	815 x 605 x 605	11
TTR06	Sur roulettes	890 x 675 x 685	12
TTF09	Sur pieds	820 x 975 x 840	13
TTR09	Sur roulettes	890 x 975 x 840	14
TTF12	Sur pieds	820 x 1275 x 840	14
TTR12	Sur roulettes	890 x 1275 x 840	15
TTF15	Sur pieds	820 x 1575 x 840	16
TTR15	Sur roulettes	890 x 1575 x 840	17



SÉRIE H









© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

HOTTES À RACCORDEMENT EXTÉRIEUR





▲ BH15Z +BB15 + caisson de ventilation modèle CDV-A + 2 kits de raccordement pour caisson référence KRC

■ BH09D +BB09

UTILISATION

Ces hottes sont destinées à être raccordées à un système de ventilation⁽¹⁾ pour un rejet des vapeurs toxiques et nocives vers l'extérieur du bâtiment (utilisation sans filtre à charbon actif). Il est impératif d'y ajouter un caisson de ventilation - modèle CDV-A (à compléter impérativement de 2 kits de raccordement référence KRC ou à raccorder à un système d'aspiration adapté).

AVANTAGES

- Hottes livrées prêtes à l'utilisation (pas d'assemblage), à relier uniquement au réseau électrique et à un système d'évacuation des vapeurs.
- Parois transparentes sur tous les côtés offrant ainsi un éclairage optimal du plan de travail et une visualisation immédiate des produits manipulés.
- Passages de main ergonomiques permettant des manipulations sécurisées et aisées dans l'enceinte. (à choisir)
- Opercules permettant l'introduction des câbles d'alimentation en énergie des appareils et en fluides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010, haute résistance contre les produits chimiques.
- Parois vitrées en PMMA.
- 4 opercules pour passage alimentation
- Paroi arrière transparente

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- Caisson de ventilation
- Kit de raccordement
- Plan de travail en mélaminé
- Plan de travail en verre trempé
- Bac de rétention amovible
- Éclairage extérieur
- Tables fixes et roulantes

énergie des appareils et en fluides.										
Hotte sans fond à équiper, voir accessoires	ВН	BH06		BH09		BH12		BH15		
Dimensions extérieures (LxPxHenmm)	600 x 65	600 x 650 x 745		900 x 750 x 945		1200 x 750 x 945		1500 x 750 x 945		
Dimensions intérieures (LxPxHenmm)	545 x 505 x 735		845 x 700 x 935		1145 x 7	00 x 935	14	1445 x 700 x 935		
Poids (kg)	23	3	3	4	4	4		54		
Type de passage de main	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze	Grande largeur	
Référence	BH06D	BH06Z	BH09D	BH09Z	BH12D	BH12Z	BH15D	BH15Z	BH15G	
Accessoires complémentaires					•					
Bac de rétention + plan de travail en mélaminé	BB06 (10 kg)	BB09	(11 kg)	BB12	(12 kg)		BB15 (13 kg	1)	
Bac de rétention + plan de travail en verre feuilleté	BV06 (BV06 (15 kg)		BV09 (16 kg)		(17 kg)	BV15 (18 kg)			
Caisson de ventilation	CDV-A (8 kg)									
Kit de raccordement		2 x KRC (2 kg)								
Éclairage extérieur		L	.UD (Lumière	e extérieure	avec déflect	eur - à posti	onner à gau	che)		

Édition 04/2017

SÉRIE H NF x 15-211 classe 2









POSTE DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE À FILTRATION - PMSF

Manipulez et stockez vos produits dangereux au même endroit

L'armoire/table de sécurité est reliée à la sorbonne à recirculation d'air afin de bénéficier du système de ventilation/filtration de cette dernière (kit de raccordement KRPMSF). Les vapeurs contenues dans l'armoire/table sont ainsi extraites, purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif, puis rejetées dans l'atmosphère.

Votre Poste de Manipulation et de Stockage à Filtration - PMSF comprend :

1. UNE SORBONNE À RECIRCULATION D'AIR

Testée et homologuée par des laboratoires indépendants à la nouvelle norme NF X 15-211 – mai 2009 – Classe 2

Selon les dimensions des hottes, vous trouverez différentes configurations en termes de nombre de moteurs et de type de passages de main.

Une référence correspond à chaque configuration.

2. UN FILTRE À CHARBON ACTIF

A déterminer selon les produits manipulés sous la hotte (obligatoire).

- Filtre « ORG200 » pour vapeurs organiques
- Filtre polyvalent « CORG201 » pour vapeurs organiques et corrosives
- Filtre « FOR200 » pour vapeurs de formaldéhyde
- Filtre « AMM200 » pour vapeurs d'ammoniac

Nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques. Nous contacter.

Selon le nombre de moteurs de la hotte, il peut y avoir plusieurs filtres (1 moteur = 1 filtre).

PMSF: H061Z + TA06 + BB06 + CORG201+ SH200 + HEP200 + KRPMSF





PMSF: H061Z + TA06 + BB06 + CORG201+ SH200 + HEP200 + KRPMSF

3. ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

A ajouter à la hotte

Obligatoire : Les hottes sont sans fond, à équiper d'un bac de rétention + plan de travail en mélaminé ou en verre feuilleté. La référence est à déterminer selon la hotte choisie et le plan de travail nécessaire.

Facultatif : Nous proposons également une lumière intégrée exérieure. Selon la configuration choisie, il peut y avoir 1 ou 2 lumières.

4. UNE ARMOIRE/TABLE DE SÉCURITÉ

- Construction en acier 15/10ème
- Peinture époxy blanche RAL 9010
- Fermeture automatique et à clef des portes battantes
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010, NF X 08.003 et à la directive européenne 92/58/CEE.
- 1 étagère réglable en hauteur sur crémaillère
- 1 bac de rétention amovible en partie basse
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage
- Orifices de ventilation haut et bas
- Kit de connexion KRPMSF permettant de raccorder l'armoire à la hotte

La référence de la table/armoire est à déterminer selon la hotte choisie.

Au final, vous devez donc avoir une référence de hotte + une référence de filtre + une ou des référence(s) d'accessoires complémentaires + une référence de table/armoire de sécurité + le kit de raccordement référence KRPMSF.

SÉRIE HN) EN 61010-1 EN 61326-1 EN 61000-6-3

HOTTES À FLUX LAMINAIRE VERTICAL



FLV09 >

PRÉSENTATION

Assurant une protection de premier ordre au produit, les hottes à flux laminaire vertical sont des instruments de choix quand il s'agit de manipuler des échantillons biologiques non pathogènes, des cultures de cellules et tissus, dans l'industrie pharmaceutique, électronique, optique et alimentaire. Le flux d'air est automatiquement maintenu à 0,40 m/s.

CONFORMITÉ

- Directive Européenne 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux.
- Directive Européenne 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive Européenne 93/98/CE relative marquage CE.
- Directive Européenne 92/31/CE et 2004/108/CE relatives à la compatibilité électromagnétique.
- Normes EN 61010-1, EN 61326-1, EN 61000-6-3.

AVANTAGES

- Ventilateur peu bruyant et haute intensité de lumière
- Parois lisses, coins arrondis et aucune soudure ; permettant un nettoyage et une décontamination faciles
- Parois blanches pour une luminosité non éblouissante

- Remplacement facile des filtres
- Lors de courtes périodes entre utilisations, le flux d'air peut être réglé à moyenne vitesse, permettant ainsi d'augmenter la durée de vie des filtres et de réduire le temps pour atteindre les conditions d'une chambre propre en seulement 3 à 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de contrôle à microprocesseur avec affichage numérique pour vitesse du débit d'air
- Préfiltre G14 avec 85% d'efficacité pour particules >0,5µm et filtre HEPA H14 avec 99,999% d'efficacité pour particules
- Système de compensation automatique du flux d'air, pour éviter le colmatage des filtres
- Alarme sonore et visuelle en cas de défaut du flux d'air
- Hotte en tôle d'acier laminée à froid et poudre électrostatique

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

- Plan de travail une pièce, en acier inoxydable 304
- 2 prises de courant (2,5 A)
- Éclairage intégré basse tension et > 800 lux
- Niveau sonore inférieur à 60 dB(A)
- Alimentation: 230 V, 50 Hz - Consommation: 760 Watts - Débit du moteur : 2.150 m3/h

Références	FLV09	FLV12
Dimensions extérieures (H x L x P) en mm	1345 x 1060 x 795	1345 x 1360 x 795
Dimensions intérieures (H x L x P) en mm	620 x 890 x 630	620 x 1195 x 630
Dimensions d'expédition (H x L x P) en mm	1500 x 1150 x 850	1500 x 1450 x 850
Poids net (kg)	165	185
Poids brut (kg)	190	218

Filtre HEPA de rechange – Pré-filtre de rechange – Paroi frontale avec lampe UV intégrée (FLV09 : Longueur de 45 cm, puissance de 15W et longueur d'onde 254 nm - FLV12 : Longueur de 90 cm, puissance de 30W et longueur d'onde 254 nm) - Table support -Robinet gaz - Robinet vide

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

POSTES DE SECURITÉ MICROBIOLOGIQUES - CLASSE II



PRÉSENTATION

Assurant une protection de premier ordre à l'opérateur, à l'environnement et au produit, les postes de sécurité microbiologiques Classe II sont des instruments de choix quand il s'agit de manipuler des micro-organismes dangereux. Le flux d'air est automatiquement maintenu à 0,45m/s.

PSM12 ►

CONFORMITÉ

- Directive Européenne 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux.
- Directive Européenne 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive Européenne 93/98/CE relative marquage CE.
- Directive Européenne 92/31/CE et 2004/108/CE relatives à la compatibilité électromagnétique.
- Certifié EN 12469

AVANTAGES

- Ventilateur peu bruyant et haute intensité de lumière
- Parois lisses, coins arrondis et aucune soudure ; permettant un nettoyage et une décontamination faciles
- Parois blanches pour une luminosité non éblouissante
- Repose-bras ergonomique pour les longues périodes de manipulation

- Compartiment électronique situé en dehors de la zone contaminée
- Remplacement facile des filtres HEPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de contrôle à microprocesseur avec affichage numérique pour vitesse du débit d'air
- Deux filtres HEPA H14 avec 99,999% d'efficacité pour des particules de ≥ 0,3μm
- Système de compensation automatique du flux d'air, pour éviter le colmatage des filtres
- Interrupteur on-off avec verrou
- Alarmes pour : coupure de courant, défaillance du système de contrôle, fenêtre ouverte, vitesse du flux d'air basse et haute, filtres colmatés
- Joint étanche à l'air grâce à un vérin sur la fenêtre
- Poste en tôle d'acier laminée à froid, peinture polyester époxyde 2 mm
- Plan de travail amovible en 3 parties, en acier inoxydable 304
- 2 prises de courant (2,5 A)
- Éclairage intégré basse tension et > 1.000 lux
- Niveau sonore inférieur à 60 dB(A)
- Alimentation : 230 V, 50 Hz
- Consommation : 1.860 Watts

Références	PSM12
Dimensions extérieures (H x L x P) en mm	1400 x 1360 x 795
Dimensions intérieures (H x L x P) en mm	650 x 1190 x 600
Dimensions d'expédition (H x L x P) en mm	1540 x 1450 x 850
Poids net (kg)	220
Poids brut (kg)	257

Autre modèle PSM9 sur demande.

OPTIONS

Filtres HEPA principal de rechange et paroi frontale avec lampe UV intégrée (PSM9 : Longueur de 45 cm, puissance de 15W et longueur d'onde 254 nm - PSM12 : Longueur de 90 cm, puissance de 30W et longueur d'onde 254 nm) – Table support – Robinet gaz – Robinet vide

SÉRIE H) NF x 15-211 Classe 2









© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques

MINI-HOTTE À RECIRCULATION D'AIR labopur®



CONFORMITÉ

- Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testés et homologués à la norme NF X 15-211 - mai 2009.
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Technologie labopur®.
- Se place aisément sur une paillasse ou un établi.
- Confinement des vapeurs dans l'enceinte de manipulation puis élimination de celles-ci lors de leur passage dans le filtre à charbon actif.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté selon vos besoins.
- Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en fonction des produits stockés, testés à la norme NF X 15-211 - mai 2009.
- Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules < 3 μm.
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore indique qu'il y a lieu de contrôler la saturation du filtre à charbon actif.
- Bac de rétention intégré permettant la récupération de liquides en cas de renversements accidentels.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil (si utilisation avec un filtre à charbon actif).
- Hotte livrée prête à l'utilisation (pas d'assemblage), à relier simplement au réseau électrique.
- Pieds réglables pour mise à niveau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10èm
- Peinture époxy blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Ventilateur électrique silencieux : 220-240 volts 10 W 0.1 A 57 dB(A) (hors flux d'air) • débit : 170 m3/heure
- Parois latérales en PMMA, et passages de mains ergonomiques permettant des manipulations sécurisées et aisées dans l'enceinte.
- Facade battante à ouverture totale pour accès complet à l'intérieur de la

OPTIONS

- Filtre à charbon actif : La mini-hotte est livrée sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau ci-dessous en fonction du type de produits que vous manipulez.
- Élément pour utilisation sans filtre à charbon actif.
- Contrôles d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS : Orifice de contrôle sur la face latérale de l'armoire • Orifice admettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés • Utilisation d'une pompe manuelle • Détection de l'efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.

Nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques.

Réf.	Désignation	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Dim. intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
H70	Mini-hotte à recirculation d'air (livrée sans filtre)	605 x 505 x 485	410 x 455 x 445	25
ORG50	Filtre à charbon actif pour vapeur organiques	70 x 390 x 390	-	8
CORG51	Filtre à charbon actif polyvalent(1) pour vapeurs organiques et corrosives	70 x 390 x 390	-	9
FOR50	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	70 x 390 x 390	-	9
PMAF	Pompe manuelle	-	-	0,4
TROR	10 tubes tests « organiques »	-	-	0,1
TRAC	10 tubes tests « corrosifs »	-	-	0,1
TROA	5 tubes tests « organiques » et 5 tests « corrosifs »	-	-	0,1

🕦 Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et organiques, composés organiques ou solvants.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques

SÉRIE 12) (E









ARMOIRE SUR PAILLASSE OU MURALE À VENTILATION FILTRANTE



UTILISATION

Cette armoire destinée au stockage des produits dangereux en laboratoire peut-être soit fixée au mur en 2 points, soit posée sur une paillasse ou un meuble bas.

CONFORMITÉ

- Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testés à la norme NF X 15-211 mai 2009 (sauf modèles AF11).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
- Conformes au code de la santé publique (articles R5132-66 et R5132-68).
- Ventilateurs électriques conformes aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Possibilité de séparation par familles de produits dangereux conformément aux prescriptions de l'I.N.R.S. et au Code de la Santé publique.
- Armoires autonomes assurant votre sécurité.
- Élimination des vapeurs dangereuses.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil.
- Visualisation immédiate des produits stockés.
- Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en fonction des produits stockés testés à la norme NF X 15-211.
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Étagères perforées en acier réglables en hauteur au pas de 50 mm, permettant l'écoulement des liquides en cas de déversement accidentel.
- Bacs de rétention amovibles en PVC pour un nettoyage aisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10 ème; Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Stockage dans 3 compartiments distincts :
- **1 compartiment pour « poisons » :** Porte battante; Fermeture à clef; Pictogramme normalisé « produits toxiques ».
- **2 compartiments pour « produits chimiques » :** Portes vitrées coulissantes en polycarbonate; Fermeture à clef; 2 étagères perforées réglables en hauteur sur crémaillères; 2 bacs de rétention amovibles en partie basse.

Compartiment « ventilation/filtration » : Ventilateur silencieux : 220-240 volts - 50 Hz; débit de 86 m³/heure; Protection IP 54; 20 watts; 0,1 A; niveau sonore de 43 dB(A) (hors flux d'air); fourni avec prise et câble; Fermeture à clef.

OPTIONS

- Filtres à charbon actif : Les armoires sont livrées sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau au bas de la page suivante en fonction du type de produits que vous stockez.
- Piétement.

Cette armoire est également disponible sans système de ventilation/filtration, sans compartiment «poisons» et avec un seul et unique compartiment pour produits chimiques (Référence : AF11).



	Référ	ence		Dimensions		Nombre d'	Nombre	Capacité de	Charge	Poids)
À raccorder Ve		Ventilation filtrante		Désignation	H x L x P (mm)	étagères	de bac de	stockage en fla-	admissible par	(kg)	
ATUCCOTUCT	Polyvalent(1)	Organiques	Formol		TIXEXI (IIIII)	otagoroo	rétention	cons 1L ou 2,5L	étagère ⁽²⁾	(119)	
AF10	AF10 + CDFCORG	AF10 + CDFORG	AF10 + CDFFOR	Armoire avec système de ventilation	Extérieures 850 x 810 x 325 Intérieures (2x) 535 x 385 x 275 (1x) 350 x 300 x 305		2	57 ou 12	20	50	
AF11	-	-	-	Armoire sans système de ventilation	Extérieures 550 x 810 x 325 Intérieures 535 x 790 x 275	1	1	60 ou 10	20	35	

(1) Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et organiques, composés organiques ou solvants. (2) Uniformément répartie.

SÉRIE 12.X) (E









ARMOIRES DE SÉCURITÉ À VENTILATION FILTRANTE



▲AF43C + CORG301

CONFORMITÉ

- Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testés à la norme NF X 15-211 - mai 2009 (sauf modèles AF10 - AF11).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
- Conformes au code de la santé publique (articles R5132-66 et R5132-68).
- Ventilateurs électriques conformes aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Armoires livrées prêtes à l'utilisation.
- Armoires autonomes assurant votre sécurité.
- Élimination des vapeurs dangereuses.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil.
- Visualisation immédiate des produits stockés.
- Étagères perforées permettant l'écoulement des liquides en cas de déversement accidentel.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins.
- Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en fonction des produits stockés testés à la norme NF X 15-211.
- Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules < 3 μm.
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore indique qu'il y a lieu de contrôler la saturation du filtre à charbon actif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compartiment(s) de stockage :

- Construction en acier 15/10ème, portes double paroi (AF1X: bâti en mélaminé).
- Grande(s) porte(s) vitrée(s) en polycarbonate à fermeture à clef.
- Peinture polyester blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Étagères perforées réglables en hauteur.
- Orifices de ventilation.

Compartiment « ventilation/filtration » :

• Ventilateur silencieux : 220-240 volts - 50 Hz; débit de 202 m³/ heure; 0,2 A; 47 watts; niveau sonore de 49 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble.

OPTIONS (voir également le tableau page suivante) Étagères suplémentaires

Filtres à charbon actif :

• Les armoires sont livrées sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau au bas de la page suivante en fonction du type de produits que vous stockez.

Contrôles d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS :

- Orifice de contrôle sur la face latérale de l'armoire
- Orifice admettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés
- Utilisation d'une pompe manuelle
- Détection de l'efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 12/2019

(!)











SÉRIE 12.X) (€









Modèle compatible avec filtre à charbon actif	AF1C	AF2C	AF22C	AF42C	AF43C	AF44C
Modèle « HEPA H14 read compatible avec un HEPA filtre et/ou filtre à charbon a	114 AF1C1	AF2C1	-	-	-	-
	H 1900	1900	1900	1950	1950	1950
Dimensions extérieures (mm)	L 800	800	800	1600	1600	1600
	P 545	545	545	545	545	545
	H 1500	1660	1660	1660	1660	1660
Dimensions intérieures (mm)	L 760	780	(2x) 380	(2x) 780	(1x) 790 + (2x) 380	(4x) 380
	P 500	500	500	500	500	500
Compartiments	1	1	2	2	3	4
Étagères	4	4	8 demi	8	4+8 demi	16 demi
Bac(s) de rétention	1	1	2	2	3	4
avec 4 étage Capacité de stockage (L)	res 140	140	120	280	260	240
avec 5 étage	res 180	180	150	360	330	360
Poids (kg)	115	140	150	280	290	300
Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	ORG300 (16 kg)	ORG300 (16 kg)				
Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs organiques et corrosives	CORG301 (15 kg)	CORG301 (15 kg)				
Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	FOR300 (16 kg)	FOR300 (16 kg)				
Élément pour utilisation avec un filtre HEPA H14 mais sans filtre à charbon act	CAR300 f (3 kg)	CAR300 (3 kg)	CAR300 (3 kg)	CAR300 (3 kg)	CAR300 (3 kg)	CAR300 (3 kg)
Support pour filtre HEPA Filtre à poudre pour HEPA		SH300 HEP300	-	-	-	-

Nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques.

Pompe manuelle	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF	PMAF
10 tubes tests « organiques »	TROR	TROR	TROR	TROR	TROR	TROR
10 tubes tests « corrosifs »	TRAC	TRAC	TRAC	TRAC	TRAC	TRAC
5 tubes tests « organiques » et 5 tubes tests « corrosifs »	TROA	TROA	TROA	TROA	TROA	TROA
Étagère supplémentaire (H25 x L775x P500 mm) pour AF1C-AF1CH-AF2C-AF2CH-AF4-2C-AF4-3C	ESAF2X	ESAF2X	-	ESAF2X	ESAF2X	-
Demi-étagère supplémentaire (H25 x L370 x P500 mm) pour AF2-2C – AF4-3C – AF4-4C	-	-	ESAF2-2X	-	ESAF2-2X	ESAF2-2X

ATTENTION: Le filtre a charbon actif est à remplacer, au minimum, une fois par an.

N.B.: Les filtres ORG300, CORG301 et FOR300 ne conviennent pas pour les armoires référencées AF2, AF4-2, AF4-2, AF4-3, AF4-4 et AF1. Ils ne conviennent que pour les armoires référencées: AF2X, AF2-2X, AF4-2X, AF4-2X, AF4-3X, AF1X1, AF1X1, AF2X1, AF2C, AF2C, AF42C, AF43C, AF4C, AF1C1 et AF2C1.

SÉRIE 14.X) (E









© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 12/2019

ARMOIRES DE SÛRETÉ À VENTILATION FILTRANTE



CONFORMITÉ

- Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testés à la norme NF X 15-211 mai 2009.
- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S..
- Pictogrammes normalisés conforme aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la Directive Européenne 92/58/CEE.
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Disponible en 2 versions : portes pleines ou portes vitrées.
- Armoires autonomes assurant votre sécurité.
- Élimination des vapeurs dangereuses.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins.
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques ou filtre à charbon actif polyvalent⁽¹⁾ à haute efficacité testés à la norme NF X 15-211.
- Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules < 3 μm.
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore indique qu'il y a lieu de contrôler la saturation du filtre à charbon actif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compartiment(s) de stockage :

- Construction en acier 10/10ème
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Pictogrammes normalisés produits "Inflammables", "Corrosifs",
- "Toxiques" ou "Nocifs".
- Étagères de rétention réglables en hauteur sur crémaillère.
- Bacs de rétention amovible en partie basse, hauteur 100 mm.
 Compartiments de stockage indépendants pour les modèles AFP5-2X et AF5-2X.
- Portes battantes à fermeture à clef.
- Ventilation haute et basse :
- entrée d'air avec double grille au bas des portes.
- sortie en toiture Ø 100 mm avec grilles.

Compartiment « ventilation/filtration » :

- Ventilateur silencieux : 220-240 volts 50 Hz; débit de 86 m³/ heure; 0,1 A; 20 watt; niveau sonore de 43 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble électrique Protection IP54.
- Compartiment à équiper d'un filtre moléculaire ORG50 ou CORG51 pour un rejet en intérieur, ou d'un kit pour utilisation sans filtre à charbon actif (CAR50) pour un raccordement vers l'extérieur.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019









OPTIONS

- Étagère supplémentaire.

- Filtres à charbon actif :

Les armoires sont livrées sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau au bas de la page suivante en fonction du type de produits que vous stockez.

SÉRIE 14.X) (€

- **Surétagère et surbac de rétention en PVC** pour les produits à tendance corrosive.

- Contrôle d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS :

- Orifice de contrôle sur la face frontale.
- Orifice admettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés.
- Utilisation d'une pompe manuelle.
- Détection de l'efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.

- **Tapis absorbants** à placer au fond du bac de rétention (fournis en paquets de 10 feuilles référence JF10D).

ARMOIRES (à équiper d'un filtre)

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
AFP3X	Armoire à ventilation filtrante avec porte pleine	Ext. 2135 x 560 x 545 Int. 1795 x 555 x 480	150	41	3	75
AF3X	Armoire à ventilation filtrante avec porte vitrée	Ext. 2135 x 560 x 545 Int. 1795 x 555 x 480	150	41	3	75
AFP5-2X	Armoire à ventilation filtrante avec portes pleines	Ext. 2135 x 1110 x 545 Int. (2x) 1795 x 555 x 480	(2x) 140	(2x) 41	6	130
AF5-2X	Armoire à ventilation filtrante avec portes vitrées	Ext. 2135 x 1110 x 545 Int. (2x) 1795 x 555 x 480	(2x) 140	(2x) 41	6	130

FILTRES À CHARBON ACTIF ET ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Poids (kg)	
CORG51	Filtre à charbon actif « polyvalent »(1)	70 x 390 x 390	-	-	-	9	
ORG50	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	70 x 390 x 390	-	-	-	8	
FOR50	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	70 x 390 x 390	-	-	-	8	
CAR50	Élément pour utilisation sans filtre à charbon actif						
PMAF	Pompe manuelle pour tubes à réactif						
TROR	10 tubes à réactif pour tests « organiques »						
TRAC	10 tubes à réactif pour tests « corrosifs »						
TROA	5 tubes à réactif pour tests « organiques » et 5 tubes à réactif pour tests « corrosifs »						
EE1	Étagère de rétention supplémentaire pour AFP3X et AF3X	22 x 550 x 465	-	5	-	3	
EE2	Étagère de rétention supplémentaire pour AFP5-2X et AF5-2X	30 x 545 x 470		7		3	
SEPVC	Surétagère de rétention en PVC	20 x 530 x 460	-	5	-	4	
SBPVC	Bac de rétention en PVC	100 x 530 x 460	-	24	-	3	
JF10D	Tapis absorbant (paquet de 10 feuilles)						

(1) Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et organiques, composés organiques ou solvants.

SÉRIE 3030.X) EN 14470-1 FM 6050 CE









Édition 04/2017

TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1 & FM[®] À VENTILATION FILTRANTE





CONFORMITÉ

- Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testés à la norme NF X 15-211 - mai 2009.
- Conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé
- Conformes aux recommandations de l'I.N.R.S..
- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- ⁽¹⁾Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual internationnal) - Complément de certification en cours.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et et aux spécifications
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Disponible en 2 versions : portes pleines ou portes vitrées.
- Armoires autonomes assurant votre sécurité.
- Élimination des vapeurs dangereuses.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins.
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques ou filtre à charbon actif polyvalent⁽¹⁾ à haute efficacité testés à la norme NF X 15-211.
- Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules < 3 μm.
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore indique qu'il y a lieu de contrôler la saturation du filtre à charbon actif.
- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».

- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 47°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compartiment(s) de stockage :

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Porte(s) vitrée(s) antifeu, épaisseur 17 mm.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.
- Compartiments de stockage indépendants pour les modèles AFV35 et AF35.

Compartiment « ventilation/filtration » :

- Ventilateur silencieux : 220-240 volts 50 Hz; débit de 86 m³/ heure; 0,1 A; 20 watt; niveau sonore de 43 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble électrique
- Compartiment à équiper d'un filtre moléculaire ORG50 ou CORG51 pour un rejet en intérieur, ou d'un kit pour utilisation sans filtre à charbon actif (CAR50) pour un raccordement vers l'extérieur.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2017

SÉRIE 3030.X) EN 14470-1 FM 6050 CE









OPTIONS

- Étagère supplémentaire, caillebotis pour bac de rétention, tiroir/bac de rétention coulissant.
- Filtres à charbon actif :

Les armoires sont livrées sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau au bas de la page suivante en fonction du type de produits que vous stockez.

- **Surétagère et surbac de rétention en PVC** pour les produits à tendance corrosive.

- Contrôle d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS :

- Orifice de contrôle sur la face frontale.
- Orifice admettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés.
- Utilisation d'une pompe manuelle.
- Détection de l'efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.
- **Tapis absorbants** à placer au fond du bac de rétention (fournis en paquets de 10 feuilles référence JF10D).

ARMOIRES (à équiper d'un filtre)

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
AF34	Armoire à ventilation filtrante avec porte pleine	Ext. 2210 x 605 x 550 Int. 1581 x 491 x 419	130	20	3	132
AFV34	Armoire à ventilation filtrante avec porte vitrée	Ext. 2210 x 605 x 550 Int. 1581 x 491 x 419	130	20	3	132
AF35	Armoire à ventilation filtrante avec portes pleines	Ext. 2210 x 1115 x 550 Int. (2x) 1581 x 490 x 419	(2x) 120	(2x) 20	6	247
AFV35	Armoire à ventilation filtrante avec portes vitrées	Ext. 2210 x 1115 x 550 Int. (2x) 1581 x 490 x 419	(2x) 120	(2x) 20	6	247

FILTRES À CHARBON ACTIF ET ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
CORG51	Filtre à charbon actif « polyvalent » ⁽¹⁾	70 x 390 x 390	-	-	-	9
ORG50	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	70 x 390 x 390	-	-	-	8
FOR50	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	70 x 390 x 390	-	-	-	8
CAR50	Élément pour utilisation sans filtre à charbon actif					
PMAF	Pompe manuelle pour tubes à réactif					
TROR	10 tubes à réactif pour tests « organiques »					
TRAC	10 tubes à réactif pour tests « corrosifs »					
TROA	5 tubes à réactif	pour tests « organiques » et 5	tubes à réactif pou	ır tests « corrosifs »	•	0,1
E48	Étagère de rétention supplémentaire	30 x 490 x 410	-	6	-	3
SE148	Surétagère de rétention en PVC	30 x 475 x 405	-	5	-	3
SB148	Bac de rétention en PVC	100 x 475 x 405	-	19	-	4
JF10D	Tapis absorbant (paquet de 10 feuilles)					

⁽¹⁾ Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et organiques, composés organiques ou solvants.

SÉRIE H) (E









CAISSON À RECIRCULATION D'AIR labopur®

Bénéficiez de la technologie **labopur**® quelle que soit votre armoire.





*H50C+ CORG51 (pour le changement de filtre)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs nocives et toxiques contenues dans votre armoire. Elles sont purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif, puis elles sont rejetées dans l'atmosphère sans danger pour l'environnement.

CONFORMITÉ

- Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testées et homologuées à la norme NF X 15-211 mai 2009.
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- · Technologie labopur®.
- Adaptable pour n'importe quelle armoire, 3 possibilités de raccordement.
- · Solution sans génie civil, montage simple et esthétique.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté selon vos besoins.
- Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en fonction des produits stockés, testés à la norme NF X 15-211 - mai 2009.
- Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules > 3 μm
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore indique qu'il y a lieu de contrôler la saturation du filtre à charbon actif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.

- Ventilateur électrique silencieux : 220-240 volts 20 watt 0,1 A 43 dB(A) (hors flux d'air) débit 86 m³/heure Protection IP54.
- Diamètres d'aspiration : Ø 100 mm.


OPTIONS

- Filtre à charbon actif : Les caissons sont livrés sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau ci-dessous en fonction des types de produits que vous stockez.
- · Kit de raccordement.
- Contrôles d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS : Orifice de contrôle sur la face latérale de l'armoire Orifice permettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés Utilisation d'une pompe manuelle Détection de l'efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.

Nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques.

OPTION KIT DE RACCORDEMENT (KRC)

Permet de raccorder facilement un caisson à une armoire de sécurité.





04/2017

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition

- 1 mètre de tuyau souple de Ø 100 mm, réf. KL100.
- 2 colliers de serrage de Ø 100 mm, réf. CDS100.

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
H50C	Caisson à recirculation d'air (livré sans filtre)	310 x 510 x 485	15
ORG50	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	70 x 390 x 390	8
CORG51	Filtre à charbon actif polyvalent (1) pour vapeurs organiques et corrosives	70 x 390 x 390	9
FOR50	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	70 x 390 x 390	9
CAR50	Élément pour utilisation sans filtre à charbon actif (pour rejet extérieur obligatoire)	70 x 390 x 390	2
PMAF	Pompe manuelle	-	0,4
TROR	10 tubes tests « organiques »	-	0,1
TRAC	10 tubes tests « corrosifs »	-	0,1
TROA	5 tubes tests « organiques » et 5 tubes tests « corrosifs »	-	0,1

⁽¹⁾ Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : acides organiques et , composés organiques ou solvants.

Édition 03/2017

SÉRIE H) (E






CAISSON VERTICAL À RECIRCULATION D'AIR labopur®

Bénéficiez de la technologie **labopur**® pour les armoires sous paillasse



(paillasse et armoire non fournies)



*H40 + CORGFC (changement du filtre aisé)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs nocives et toxiques contenues dans votre armoire. Elles sont purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif, puis elles sont rejetées dans l'atmosphère sans danger pour l'environnement.

CONFORMITÉ

- •Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testées et homologuées à la norme NF X 15-211 mai 2009.
- · Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Technologie labopur®.
- Adaptable pour n'importe quelle armoire, et spécialement pour les armoires sous paillasse.
- Solution sans génie civil, montage simple et esthétique.
- \bullet Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté selon vos besoins.
- Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en fonction des produits stockés, testés à la norme NF X 15-211 mai 2009.
- Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules > 3 µm.
- Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- · Roulettes à l'arrière pour déplacement aisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Ventilateur électrique silencieux : 220-240 volts 20 watt 0,1 A 43 dB(A) (hors flux d'air) débit 86 m³/heure Protection IP54.
- Diamètres d'aspiration : Ø 100 mm.

OPTIONS

- Filtre à charbon actif : Les caissons sont livrés sans filtre à charbon actif. Vous devez en sélectionner un dans le tableau ci-dessous en fonction des types de produits que vous stockez.
- Kit de raccordement.
- Contrôles d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS : Orifice de contrôle frontale du caisson.
- Orifice permettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés
- Utilisation d'une pompe manuelle
- Détection de l'efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.

Nous vous rappelons que nous pouvons vous proposer des filtres pour des applications spécifiques.

OPTION KIT DE RACCORDEMENT (KRC)

Permet de raccorder facilement un caisson à une armoire de sécurité.

 1 manchon de Ø 100 mm, réf. CHJ, à fixer sur la sortie de ventilation de votre armoire.

- 1 mètre de tuyau souple de Ø 100 mm, réf. KL100.
- 2 colliers de serrage de Ø 100 mm, réf. CDS100.

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
H40	Caisson vertical à recirculation d'air (livré sans filtre)	630 x 270 x 460	18
ORGFC	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	100 x 200 x 400	8
CORGFC	Filtre à charbon actif polyvalent (1) pour vapeurs organiques et corrosives	100 x 200 x 400	9
FORFC	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	100 x 200 x 400	9
CARFC	Élément pour utilisation sans filtre à charbon actif (pour rejet extérieur obligatoire)	100 x 200 x 400	2
PMAF	Pompe manuelle	-	0,4
TROR	10 tubes tests « organiques »	-	0,1
TRAC	10 tubes tests « corrosifs »	-	0,1
TROA	5 tubes tests « organiques » et 5 tubes tests « corrosifs »	-	0,1

⁽¹⁾ Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisés : acides organiques et , composés organiques ou solvants.

SÉRIE V) ISO 3744 (E

CAISSONS DE VENTILATION ET DE FILTRATION



CAISSON DE VENTILATION (CDV-A)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs toxiques qui se créent à l'intérieur de vos armoires de stockage de produits dangereux.

CONFORMITÉ

- Ventilateur électrique conforme aux normes ISO 3744 et aux spécifications CE.

AVANTAGES


- Adaptable sur tout type d'armoire, montage simple et esthétique.
- Adaptation facile entre l'orifice prévu sur le caisson et l'orifice de ventilation.
- Liaison par tuyau souple Ø 100 mm (en option).
- Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux permettant le contrôle de l'alimentation du ventilateur.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- Ventilateur électrique à volute en acier avec interrupteur marche/arrêt.
 - 220/240 volts 50 Hz 97 W 0,54 A 55,5 dB(A) (hors flux d'air)
 - · Débit : 215 m3/h Protection : IP44.
 - Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm / d'évacuation : Ø 100 mm.

OPTION KIT DE RACCORDEMENT (KRC)

Permet de raccorder facilement un caisson à une armoire de sécurité.





- 2 colliers de serrage de Ø 100 mm, réf. CDS100.



CAISSONS DE FILTRATION (CDF-A, CDF-ACORG ET CDF-P)

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur électrique permet l'extraction des vapeurs toxiques contenues dans votre armoire. Elles sont purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif, puis elles sont rejetées dans l'atmosphère sans danger pour l'environnement.

CONFORMITÉ

- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

AVANTAGES

- Adaptable sur tout type d'armoire.
- Montage simple et esthétique, solution sans génie civil.
- Adaptation facile entre l'orifice prévu sur le caisson et l'orifice de ventilation.
- Liaison par tuyau souple Ø 100 mm (en option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caisson de filtration modèle CDF-A et CDF-ACORG (non

préavis. Édition

TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques

- Construction en acier 12/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.

Caisson de filtration modèle CDF-P

- Construction en PVC cellulaire, coloris blanc.

Chaque caisson comporte 2 enceintes séparées :

Enceinte de filtration :

- Filtre à charbon actif de type «bougie» (H150 x Ø150 mm), modèle CDFORG pour le caisson CDF-A et modèle CDFCORG pour les caissons CDF-ACORG et CDF-P (à remplacer au minimum une fois par an).
- Filtre fixé au caisson par 3 baïonnettes, étanchéité assurée par un joint caoutchouc.

Enceinte de ventilation :

- Ventilateur électrique :
 - 220/240 volts 50 Hz 20 W 0,09 A 43 dB(A) (hors flux d'air).
- Débit : 86 m3/h Protection : IP20.
- Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm / d'évacuation : Ø 100 mm.

Référence	Désignation	Dimensions (hors tout) H x L x P (mm)	Équipé d'un filtre à charbon actif	Poids (kg)
CDV-A	Caisson de ventilation en acier	235 x 260 x 245	non	8
CDF-A	Caisson de filtration en acier avec filtre CDFORG	310 x 410 x 282	CDFORG	13
CDF-ACORG	Caisson de filtration en acier avec filtre CDFCORG	310 x 410 x 282	CDFCORG	13
CDF-P	Caisson de filtration en PVC cellulaire avec filtre CDFCORG	330 x 462 x 296	CDFCORG	10
KRC	Kit de raccordement pour caisson	-	-	1
KL100	Tuyau souple diam. 100 mm, le mètre	-	-	0,2
CHJ	Manchon de raccordement en acier diam. 100 mm	-	-	0,1
CDS100	Collier de serrage diam. 100 mm	-	-	-
CDFORG	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	H 150 x Ø 150	à remplacer	3
CDFCORG	Filtre à charbon actif «polyvalent» ⁽¹⁾	H 150 x Ø 150	au minimum	3
CDFFOR	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol	H 150 x Ø 150	une fois par an	3

(1) Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et organiques, composés organiques ou solvants.







CONFORMITÉ

- Version avec volute ATEX : Ventilateur électrique avec volute ATEX certifiée ATEX CE II 3/G.
- Version avec moteur ATEX : Ventilateur électrique avec moteur ATEX certifié ATEX CE II 2/G EEx e IIB T4.
- Version avec moteur et volute ATEX : Ventilateur électrique avec Volute ATEX certifiée CE II 3/G et Moteur ATEX certifié CE II 3/G EEx c IIBT3.

AVANTAGES

- Adaptable sur tout type d'armoire de sécurité.
- Montage simple, rapide et esthétique.
- Adaptation aisée entre la sortie de ventilation de l'armoire et l'entrée du caisson.
- Liaison par simple tuyau souple Ø 100 mm (en option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 12/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.

- Ventilateur électrique avec volute ATEX :

- 220-240 volts 50 Hz 12 W 0,17 A 47 dB(A) (hors flux d'air).
- Débit : 80 m3/h Protection IP55.
- Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm / d'évacuation : Ø 100 mm.

- Ventilateur électrique à moteur ATEX :

- 220-240 volts 50 Hz 120 W 1,07 A 65 dB(A) (hors flux d'air).
- Débit : 190 m3/h Protection ATEX II 2/G EEx e IIB T4.
- Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm / d'évacuation : Ø 100 mm.

- Ventilateur électrique à volute et moteur ATEX :

- 380 volts triphasés 50 Hz -180 W 0,82/0,47 A 65 db (A) (hors flux d'air).
- Débit : 200 m3/h Protection : Volute ATEX CE II 3/G Moteur ATEX CE II 3/G EEx c IIB T3.
- Diamètre d'aspiration : Ø 100 mm / d'évacuation : Ø 100 mm.
- · Prise triphasée 16 A.

OPTION FILTRES À CHARBON ACTIF

Nos caissons de ventilation ATEX peuvent être équipés d'un filtre à charbon actif. Vous devez le sélectionner dans le tableau en bas de page en fonction du type de produits que vous stockez dans votre armoire. La capacité d'adsorption des filtres à charbon a été actif testée et homologuée à la norme NF X 15-211 - mai



- 2 types de filtre à charbon actif vous sont proposés :
 - Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques (type CDFORG).
 - Filtre à charbon actif polyvalent(1) pour vapeurs organiques et corrosives (type CDFCORG).

OPTION KIT DE RACCORDEMENT (KRC)

Permet de raccorder facilement un caisson à une armoire de sécurité.

- 1 manchon de Ø 100 mm, réf. CHJ, à fixer sur la sortie de ventilation de votre armoire.



- 1 mètre de tuyau souple de Ø 100 mm, réf. KL100.
- 2 colliers de serrage de Ø 100 mm, réf. CDS100.

Référence	Désignation	Type ATEX	Voltage	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
CVAT	Caisson de ventilation à option filtrante avec volute ATEX	Volute	220 v mono		14
CMAT	Caisson de ventilation à option filtrante avec moteur ATEX	Moteur	220 v mono	315 x 650 x 284	18
CTAT	Caisson de ventilation à option filtrante avec volute et moteur ATEX	Volute et Moteur	380 v triphasé		18
KRC	Kit de raccordement pour caisson	-	-	-	1
● KL100	Tuyau souple diam. 100 mm, le mètre	-	-	-	0,2
④ CHJ	Manchon de raccordement en acier diam. 100 mm	-	-	-	0,1
CDS100	Collier de serrage diam. 100 mm	-	-	-	0,01
CDFORG	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	à ron		inalina	3
CDFCORG	Filtre à charbon actif «polyvalent» ⁽¹⁾	à remplacer au minimum une fois par an			3
CDFFOR	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol		une iois par a	II	3

ACCESSOIRES DE VENTILATION




Référence	Désignation	Poids (kg)
❷ R100	Raccord de gaine diam. 100 mm	0,5
❸ RT188	Croix en PVC diam. 100 mm	0,5
⑤ CT90	Coude à 90° en PVC diam. 100 mm	0,5
6 V125	Volet de réglage en PVC à commande manuelle diam. 125 mm	1
⊘ BT188	T en PVC diam. 100 mm (également disponible en Y, nous consulter)	0,5
❸ ELE75	Réducteur diam. 100/75 mm	0,5
3 ELE39	Réducteur diam. 125/100 mm	0,5

(1) Le filtre à charbon actif polyvalent CORG permet d'adsorber la très grande majorité des produits couramment utilisé : acides organiques et organiques, composés organiques ou solvants.

Et après...

QUE FAITES-VOUS DE VOTRE FILTRE USAGÉ?

Afin de vous aider à préserver l'environnement, **TRIONYX** vous propose une solution pour le recyclage de vos filtres :



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 03/2017

COMMANDEZ VOTRE PASSE RECYFILTRE

avec votre nouveau filtre



ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE ET LA RÉTENTION DES PRODUITS DANGEREUX





















ÉQUIPEMENT POUR LA RÉTENTION DES PRODUITS DANGEREUX

GÉNÉRALITÉS:

Tout produit chimique stocké doit être placé au-dessus d'une rétention.

Les réglementations diffèrent selon les sites industriels ou collectivités, mais également selon la nature des produits entreposés.

RÉGI EMENTATION :

Article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (Arrêté du 19 juillet 2011, article 2 et Arrêté du 11 mai 2015, article 45)



l. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C », 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis.

Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes aux prescriptions applicables à l'installation en matières de rejets ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement « ainsi que des liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, » n'est autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

III. Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquiéfiés dont la température d'ébullition à pression atmosphérique est supérieure à 0°C) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux installations relevant des rubriques 1435 et 2510 qui font déjà l'objet de dispositions spécifiques.

IV. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

RÉCIPIENTS DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS:

Pour des raisons évidentes de sécurité (risques d'incendie, d'explosion, d'intoxication, de corrosion...), les liquides dangereux doivent être stockés et manipulés dans des récipients de sécurité adaptés.

Le transport de matières dangereuses est soumis à une réglementation particulière. Seuls les récipients agréés UN garantissent un niveau de sécurité optimal pour le transport des liquides dangereux.

Les récipients de sécurité se démarquent par rapport aux récipients de sûreté, par le fait d'être composés d'éléments de sécurité :

- Grilles pare-flammes : empêchant la propagation des flammes au liquide contenu dans le récipient lui même;
- Soupape de surpression : empêchant l'explosion du récipient à cause d'une pression trop importante dans celui-ci.
- Pictogrammes normalisés : permettant d'indiquer le type de produit stocké dans le récipient et d'écarter tout risque de mélange de produits incompatibles.

Des fiches de sécurité doivent également être présentes à proximité des postes de travail permettant aux secours d'agir avec efficacité.

NORMALISATION:

UN (UNITED NATION):

Les récipients portant la mention UN sont homologués pour le transport, par route, des matières dangereuses.



sans préavis. Édition 07/2019

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques

FM (FACTORY MUTUAL):

Assurance internationale et organe accréditant le matériel de sécurité et conseillant les entreprises.

\sim

CNPP (CENTRE NATIONAL DE PREVENTION ET DE PROTECTION):

Organisme de référence réalisant des essais et contrôles des matériels de sécurité.

Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Bacs de rétention	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998	Série BR
Rayonnages de sécurité	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998	Série R
Planchers et palettes de rétention	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998	Série G
Flacons de sûreté		Série M
Récipients double usage	U.N.	Série K
Récipients de sécurité en acier étamé / HDPE	FM - OSHA - NFPA	Série J
Récipients de sécurité en acier inox	FM - CNPP - U.N.	Série S
Armoire à fûts	Art. 10 Arrêté du 02/02/1998	Série 14.F











BACS DE RÉTENTION



AVANTAGES

- Se placent sur une paillasse ou sur un établi.

SÉRIE BR

- Les fuites et les éventuels écoulements des liquides et poudres sont circonscris au fond du bac.
- Rebords assurant le maintien des récipients entreposés.
- Visualisation rapide des produits.
- Stockage rapide et en sécurité des récipients lors des manipulations courantes.
- Nettoyage facile.
- Les fuites sont localisées rapidement.

OPTION

- Tapis absorbant (réf : JF10D).

BACS DE RÉTENTION ACIER

(réf. E48, E35, B148 et B235)

Pour **PRODUITS TOXIQUES, NOCIFS, POLLUANTS...**

- Construction robuste en acier 15/10^{ème}.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Caillebotis à positionner dans le bac en option (modèles C148 et C235).

BACS DE RÉTENTION PVC

(réf. SEPVC et SBPVC)

Pour **PRODUITS CORROSIFS**

- Haute résistance chimique aux produits corrosifs.
- Construction en PVC 20/10^{ème.}

BACS DE RÉTENTION HDPE

(réf. BR5 and BR10)

Pour **PRODUITS CORROSIFS**

- Construction en polyéthylène haute densité (HDPE), coloris blanc.
- Caillebotis amovible, coloris noir.

BAC DE RÉTENTION EN POLYPROPYLÈNE

(réf. E8A2)

Pour **PRODUITS CORROSIFS**

- Haute résistance chimique aux produits corrosifs.
- Construction en polypropylène 24/10ème.

		Dimensions	Capacité de stockage		Capacité	Poids	
Référence	Désignation	H x L x P (mm)	Flacons 1 L	Flacons 2,5 L	de rétention (L)	(kg)	
SEPVC	Bac de rétention en PVC	20 x 530 x 460	19	10	5	2	
SBPVC	Bac de rétention en PVC	90 x 530 x 460	19	10	24	3	
E8A2	Bac de rétention en polypropylène	85 x 455 x 480	18	9	11	5	
E48	Bac de rétention en acier	30 x 490 x 410	16	9	6	3	
E35	Bac de rétention en acier	30 x 1000 x 410	36	20	12	6	
B148	Bac de rétention en acier	100 x 480 x 410	16	9	20	5	
C148	Caillebotis en acier pour bac de rétention B148	90 x 480 x 400	16	9	Un caillebotis mis en place dans le bac de rétention diminue le volume total de rétention de 3 litres	4	
B235	Bac de rétention en acier	100 x 1000 x 410	36	2	41	10	
C235	Caillebotis en acier pour bac de rétention B235	90 x 990 x 400	36	2	Un caillebotis mis en place dans le bac de rétention diminue le volume total de rétention de 6 litres	8	

SÉRIE G











PLANCHERS ET PALETTES DE RÉTENTION













nettoyage aisé



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2017

CONFORMITÉ

- Conformes à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.
- Conformes aux spécifications EPA, SPCC, UL Environment, NFPA1 et OSHA (selon modèles).

AVANTAGES

- Haute résistance aux produits chimiques.
- Nettoyage aisé à grande eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en polyéthylène recyclé à 100%.
- Caillebotis amovible en polyéthylène recyclé à 100%.
- Stockage de 2 à 8 fûts de 60, 100 ou 200 litres.
- Passage de fourches pour manutention à vide par transpalette (uniquement sur les modèles 28234 et 28254).

OPTIONS

- Rampe d'accès pour planchers de rétention 28923 et AK28905 (Réf.
- : AK28906).
- Clips permettant de joindre 2 planchers de rétention 28923 et AK28905 (Réf.: 28926).
- Tapis absorbant (Réf. : JF10D).

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Charge admissible (kg)	Capacité de rétention (L)	Conformité ⁽¹⁾	Poids (kg)
28234	Palette de rétention 2 fûts (en ligne)	457 x 1245 x 635	1134	250	EPA, SPCC, U, O, UL	20
28703	Palette de rétention 3 fûts (en ligne)	295 x 1854 x 635	1701	284	EPA, SPCC, U, O, UL	26
28704	Palette de rétention 4 fûts (en ligne)	229 x 2464 x 635	2268	284	EPA, SPCC, U, O, UL	35
28254	Palette de rétention 4 fûts (en carré)	260 x 1245 x 1245	2268	276	EPA, SPCC, U, O, UL	32
28923	Plancher de rétention 4 fûts (en carré)	140 x 1245 x 1245	2268	185	-	28
AK28905	Plancher de rétention 8 fûts (en ligne)	140 x 2464 x 1245	4536	371	EPA, SPCC, U, O, UL	55
AK28906	Rampe d'accès pour planchers	159 x 1219 x 838	455	-	-	19
28926	Jeu de clip de jointure	-	-	-	-	0,1











BACS ET PALETTES DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE



SÉRIE BR





- Haute résistance chimique.
- Facile à nettoyer.

BACS DE RÉTENTION

- Construit en polyéthylène noir.
- Caillebotis amovible avec surface antidérapante de couleur jaune.

PALETTE DE RÉTENTION POUR CUVE DE 1000 L

- Construite en polyéthylène 100% recyclable de couleur jaune.
- Caillebotis amovible de couleur noire.
- Passages de fourches pour faciliter le déplacement (à vide).





PALETTE DE RÉTENTION COUVERTE EN POLYÉTHYLÈNE POUR 2 FÛTS DE 200 L

- Construite en polyéthylène jaune.
- Porte coulissante en polyéthylène noir.
- Caillebotis amovible de couleur noire.
- Livré en kit avec éléments de raccordement en acier inoxydable.
- Passages de fourches pour faciliter le déplacement (à vide).
- Peut être verrouillé avec un cadenas en U (U avec une hauteur de 80 mm conseillé).

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Charge admissible (kg)	Capacité de rétention (L)	Poids (kg)
BR20	Bac de rétention - 20 L - sans caillebotis	155 x 600 x 400	50	20	2
BRC20	Bac de rétention - 20 L - avec caillebotis	155 X 600 X 400	50	20	3
BR30	Bac de rétention - 30 L - sans caillebotis	155 x 805 x 405	50	30	3
BRC30	Bac de rétention - 30 L - avec caillebotis	155 X 605 X 405	50	30	4,5
BR40	Bac de rétention - 40 L - sans caillebotis	155 x 800 x 600	100	40	3,5
BRC40	Bac de rétention - 40 L - avec caillebotis	133 x 000 x 000		10	6,5
BR60	Bac de rétention - 60 L - sans caillebotis	175 x 1000 x 600	200	60	5
BRC60	Bac de rétention - 60 L - avec caillebotis	175 X 1000 X 600	200	00	9
BR100	Bac de rétention - 100 L - sans caillebotis	175 x 1200 x 800	200	100	7
BRC100	Bac de rétention - 100 L - avec caillebotis	175 X 1200 X 600	200	100	14,5
BR250	Palette de rétention en polyéthylène couverte pour 2 fûts de 200 litres	2110 x 1565 x 995	650	250	101
BR1000	Palette de rétention pour cuve de 1000 litres	1000 x 1450 x 1450	2000	1100	105

Édition 05/2016

SÉRIE R











© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 05/2016

RAYONNAGES DE SÉCURITÉ







CONFORMITÉ

- Conformes à l'article 10 du 2 février 1998 concernant le stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.

AVANTAGES

- Pour le stockage des produits corrosifs, toxiques, nocifs ou polluants.
- Permet de stocker les produits par catégories, par affinités ou par
- Les fuites éventuelles sont localisées rapidement à leur niveau.
- Bacs de rétention avec rebords assurant un bon maintien des bidons entreposés.
- Visualisation rapide des produits.

RAYONNAGE EN POLYÉTHYLÈNE HDPE

Pour PRODUITS À TENDANCE CORROSIVE

- Haute résistance chimique aux produits corrosifs.
- 5 niveaux de stockage.
- Charge admissible par niveau : 60 kg uniformément répartis.
- Support en polyéthylène haute densité (HDPE).
- Signalisation par symbole normalisé conforme aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

- Bacs de rétention PVC amovibles :

- · Hauteur 30 mm,
- Extraction aisée pour nettoyage.

RAYONNAGES EN ACIER

Pour PRODUITS TOXIQUES, NOCIFS, POLLUANTS...

- 4 ou 5 niveaux de stockage réglables en hauteur (au pas de 6,25 cm).
- Charge admissible par niveau : 250 kg uniformément répartis.
- Construction robuste en acier, peinture époxy jaune RAL 1004.
- Bacs de rétention amovibles en acier :
 - Peinture époxy grise RAL 7035,
 - · Hauteur de 50 mm.
- 2 profondeurs au choix : 390 ou 590 mm

OPTIONS

- Tapis absorbant (réf : JF10D).
- Niveau supplémentaire pour les modèles acier.

Rayonnages en acier : 2 profondeurs au choix 390 ou 590 mm

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Capacité de rétention (L)	Nombre de niveaux	Poids (kg)
RRP2	Rayonnage en polyéthylène	1820 x 900 x 450	120	60	5	35
RRA40	Rayonnage en acier	2000 x 1030 x 390	180	90	5	50
RRA404	Rayonnage en acier, élément de départ prof. 390 mm	2000 x 1030 x 390	144	72	4	45
RRA404ES	Élément suivant profondeur 390 mm	2000 x 1000 x 390	144	72	4	43
RRA60	Rayonnage en acier	2000 x 1030 x 590	270	135	5	75
RRA604	Rayonnage en acier, élément de départ prof. 590 mm	2000 x 1030 x 590	216	108	4	65
RRA604ES	Élément suivant profondeur 590 mm	2000 x 1000 x 590	216	108	4	63
BAC400	Niveau supplémentaire pour RRA40, RRA404, RRA404ES	50 x 940 x 390	36	18	-	10
BAC600	Niveau supplémentaire pour RRA60, RRA604, RRA604ES	50 x 940 x 590	54	27	-	13
JF10D	Option Lot de 10 feuilles absorbantes	-	-	-	-	1

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019











SÉRIE M



1619R 4

AVANTAGES

- Absence de fuites lorsque le flacon se renverse.
- Ouverture du clapet possible seulement sous la pression du doigt.
- Fermeture automatique.
- Dosage précis.
- Double ouverture et fermeture étanche par ressort et joint torique.
- Bouchon obturateur avec son joint "nitrile-caoutchouc".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en aluminium : Al 99,5.
- Bague filetée : Al Mg Si Pb.
- Clapet en plastique : PPN.
- Anneau d'étanchéité en nitrile-caoutchouc.
- Joints toriques :
 - soit en VITON (bouchon rouge),
 - soit en EPDM (bouchon jaune).
- Ressort : X5 Cr Ni Mo 4401.

Référence	Joint torique	Capacité (I)	Dimensions H x Ø (mm)	Poids (kg)
1619R	VITON	0,4	222 x 65	0,122
1633R	(rouge)	1	280 x 80	0,183
1619J	EPDM	0,4	222 x 65	0,122
1633J	(jaune)	1	280 x 80	0.183

SÉRIEK) UL

1633R 4













CONFORMITÉ

- Agréé UN.

AVANTAGES

- Construction très robuste.
- Poignée de transport intégrée.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction double paroi :
 - Paroi extérieure métallique recouverte de peinture époxy bleu (RAL 5010) résistante pour une meilleure protection contre les chocs et le feu,
 - Paroi intérieure étanche en polyéthylène et résistante aux agressions des produits chimiques.
- Bouchon de fermeture en polyéthylène avec joint fileté Ø 2".
- Capacité: 12 litres.

OPTION

- Entonnoir tout inox (filetage 2") avec grille pare-flammes et couvercle.

Référence	Désignation	Dimensions H x Ø (mm)	Poids (kg)	
51061B	Bidon RAL 5010	345 x 240	1,8	
51000	Entonnoir inox	125 x 140 ⁽¹⁾	0,7	





SÉRIE J

FM-OSHA-NFPA-UL-TÜV

RÉCIPIENTS DE SÉCURITÉ







© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2017



10811 + 11202Y

CONFORMITÉ

- Tous les bidons sont agréés FM, NFPA, OSHA et UL.
- Les bidons de Type I sont agréés ULC et TÜV.
- Les bidons de Type UNO sont agréés UN et DOT pour le transport des liquides inflammables.
- Pictogramme normalisé conforme aux normes ISO 3864 et NF.X 08.003, et à la directive 92/58/CEE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier étamé.
- Poignée ergonomique et résistante.
- Double filtre pare-flammes.
- Fermeture automatique du bouchon avec ressort de rappel.
- Le tarage du ressort fait office de soupape de surpression.
- Corps renforcé et fond surélevé résistants aux chocs.
- Peinture par poudrage électrostatique résistante aux solvants.




Récipients de sécurité Type I

Réf.	Capacité de stockage	Dimensions H x Ø (mm)	Poids (kg)	Conformité
10111	0,9	210 x 117	0,8	FM, UL, ULC, TÜV
10311	3,8	279 x 241	1,8	FM, UL, ULC, TÜV
10511	7,5	349 x 241	2,5	FM, UL, ULC, TÜV
10611	9,5	292 x 298	3	FM, UL, ULC, TÜV
10811	19	429 x 298	3,5	FM, UL, ULC, TÜV

Récipients de sécurité Type laboratoire

- Vidange du récipient à l'aide d'un robinet en partie basse.





© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 05/2016

SÉRIE J

FM-OSHA-NFPA-UL-TÜV









14561

Récipients de sécurité Type I en HDPE

- Fabrication en polyéthylène haute densité (HDPE), clapet de fermeture en acier inox.
- Fermeture automatique munie d'une soupape de surpression.
- Grille pare-flammes.

Réf.	Capacité de stockage	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)	Conformité
14065	1,9	241 x 194 x 117	1	FM
14561	19	406 x 324 x 324	4	FM

Récipients de sécurité pour produits corrosifs

- Construction en polyéthylène haute densité (HDPE).
- Système de fermeture en acier inoxydable avec joint téflon.
- Ouverture par poignée à ressort avec blocage (modèle 12762 et 12765).

Réf.	Capacité de stockage	Dimensions H x Ø (mm)	Poids (kg)	Conformité
12161	3,8	324 x 194 x 117	1	FM
12762	7,6	375 x 305	2,5	FM
12260	9,5	387 x 273	3	FM
12765	19	508 x 305	5	FM



12765



10118



14018

Récipients humecteurs

- Pour imbiber sans risque les chiffons, papiers, ...
- Système de pompe à ressort permettant au liquide de remonter vers la coupelle d'immersion faisant également office de pare-flammes.

_					
Réf.	Capacité de stockage	Matériaux	Dimensions H x Ø (mm)	Poids (kg)	Conformité
10118	1	Acier étamé	165 x 184 x 184	1,3	FM - TÜV
10218	2	Acier étamé	203 x 184	1,5	FM - TÜV
10318	4	Acier étamé	279 x 184	2	FM - TÜV
14018	1	Polyéthylène	229 x 142	1	FM - TÜV

Récipients de trempage

- Pour nettoyer sans risque des petites pièces.
- Dispositif d'immersion à ressort faisant également office de pare-flammes.

	Réf.	Capacité de stockage	Dimensions H x Ø (mm)	Poids (kg)	Conformité	
,	10291	2	83 x 228	2	FM	_

10291

Robinets pour récipients





Réf.	Désignation	Conformité
08540	Robinet de sécurité en laiton avec tamis pare-flammes filetage ¾" pour bidon de laboratoire	FM
08902	Robinet de sécurité en laiton avec tamis pare-flammes – filetage ¾" NPT	FM



SÉRIES TÜV-UN (9)







© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2018

RÉCIPIENTS DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS INFLAMMABLES



CONFORMITÉ

- Conformes aux réglementations TÜV (N° Z1A 06 06 12906 049).
- Homologation UN (selon modèle).

AVANTAGES

- Protègent d'une manière sûre lors des manipulations de liquides inflammables et autres produits dangereux au laboratoire et dans
- Récipients de qualité avec une grande durée de vie.
- Pour un transvasement sécurisé et le dosage de petites quantités de liquides inflammables sur le lieu de travail.
- Résistants aux produits chimiques grâce à l'utilisation d'aciers inoxydables de haute qualité et de joints en PTFE.
- Récipients spéciaux pour un transport sécurisé de substances dangereuses compatibles avec tous les moyens de transport (selon modèle).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection antiexplosion: pare-flammes, soupapes de sécurité. -Bec doseur pour un dosage précis.
- Fermeture automatique.
- Fabriqués en acier inoxydable.
- Joints en PTFE (Polytétrafluoréthylène)-Teflon.
- Poignée en acier inoxydable(sauf bidon de sécurité à bec).

RÉCIPIENTS POUR LE TRANSPORT

- Equipés d'un dispositif pare-flamme et d'un bouchon fileté, sans soupape de compensation.
- Numéro d'Homologation inscrit sur chaque récipient.

Bidons de sécurité de 1 à 5 litres

- Poignée ergonomique en aluminium et peinture époxy orange, modèle UN avec poignée en acier inoxydable.
- Anneau plastique anti-choc orange.
- Capacité de stockage de 1, 2 et 5 litres.

- Partie supérieure conique permettant l'évacuation complète du contenu.
- Filetage: 11/4"
- Finition: poli avec bec verseur, mat pour version UN.



Réf.	Remplissage et vidange	Cap.	Dimensions H x Ø (mm)		Poids (kg)
S01BV	Avec bec verseur de précision poli	1	238	238 111	
S02BV	Avec bec verseur de précision poli	2	296	131	0,8
S05BV	Avec bec verseur de précision poli	5	401	165	1,2
S01BT	Avec homologation UN 1A1/X2.0/400//D/BAM8603-D/R, avec bouchon fileté mat	1	235	111	0,7
S02BT	Avec homologation UN 1A1/X2.0/400//D/BAM8604-D/R, avec bouchon fileté mat	2	275	131	0,8
S05BT	Avec homologation UN 1A1/X2.0/400//D/BAM8605-D/R, avec bouchon fileté mat	5	400	165	1,2

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2018

SÉRIES TÜV-UN ®







Jerricans de sécurité de 5 à 20 litres

- La forme rectangulaire permet d'économiser de l'espace pour le stockage dans les armoires de sécurité.
- Capacité de 5, 10 et 20 litres.
- Finition poli

- Modèle avec bec verseur pour un stockage horizontal et transvasement avec soupape de compensation séparée(réf. S20JV)
- Poignée en acier inoxydable.
- Filetage: 11/2"





Réf.	Remplissage et vidange	Cap.	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)
S05JV	Avec bec verseur de précision	5	310 x 200 x 130	1,6
S10JV	Avec bec verseur de précision	10	380 x 280 x 130	2,5
S20JVS	Avec bec verseur de précision et aération séparée	20	470 x 345 x 175	3,7
S05JT	Avec homologation UN 3A1/X1.6/300//D/BAM9930-D/R avec bouchon fileté	5	310 x 200 x 130	1,7
S10JT	Avec homologation UN 3A1/X1.6/300//D/BAM9931-D/R avec bouchon fileté	10	380 x 280 x 130	2,5
S20JTS	Avec homologation UN 3A1/X2.0/300//D/BAM5377-D/R avec bouchon fileté, aération séparée	20	470 x 345 x 175	3,7

Fût de sécurité de 10 à 50 litres

- Pour un stockage sécurisé de quantités importantes
- Les modèles de 25l et 50l peuvent s'empiler.

- Joints en PTFE
- Jauges de niveau en PFA (Perfluoroalkoxy)









S10FVSJ



S10FVS



S10FT

Réf.	Remplissage et vidange	Cap.	Dimer H x Ø	Dimensions H x Ø (mm)	
S10FVS	Avec bec verseur 3/4" et aération séparée	10	330	260	2,5
S25FVS	Avec bec verseur 3/4" et aération séparée	25	540	315	6,5
S50FVS	Avec bec verseur 3/4" et aération séparée	50	600	365	12,2
S10FVSJ	Avec bec verseur, aération séparée, et jauge de niveau	10	330	260	2,8
S25FVSJ	Avec bec verseur, aération séparée, et jauge de niveau	25	540	315	7,5
S50FVSJ	Avec bec verseur, aération séparée, et jauge de niveau	50	600	365	12,9
S10FF	Avec bouchon fileté 1½"	10	330	260	2,2
S25FF	Avec bouchon fileté 1 ^½ "	25	540	315	6,4
S50FF	Avec bouchon fileté 1½"	50	600	365	12,1
S10FT	Avec bouchon fileté 1 ^{1/2} avec homologation UN 1A1/X2/400//D/BAM12888-D/R	10	330	260	2,3
S25FT	Avec bouchon fileté 1 ^{1/2} avec homologation UN 1A1/X1.6/400//D/BAM9985-D/R	25	530	300	6,4

Récipients humecteurs de 1 à 5 litres

- Système de pompe à ressort permettant au liquide de remonter vers la coupelle d'immersion, cette dernière faisant également office de pare-flammes.
- Coupe de trempage pour imbiber sans risque les chiffons, papiers...



Réf.	Désignation	Cap.	Cap. Dimensions (L) H x Ø (mm)		Poids (kg)
S01BH	Récipient avec coupe de trempage et pompe 1 ^{1/4} "	1	270	120	0,9
S02BH	Récipient avec coupe de trempage et pompe 1 ^½		330	131	1
S05BH	Récipient avec coupe de trempage et pompe 1 ^{¼"}	5	267	260	2



Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation



ARMOIRES À DOCUMENTS ET ÉQUIPEMENTS ANTIFEU















ARMOIRES FORTES À DOCUMENTS

GÉNÉRALITÉS

Les armoires fortes à documents permettent de ranger tous vos documents papier à l'abri de la malveillance tout en les protégeant d'un début d'incendie grâce à un isolant thermique les équipant et retardant ainsi la pénétration du feu dans l'armoire.

NORMALISATION

NT FIRE 017:

Norme suédoise faisant référence sur le marché des armoires à documents et à supports informatiques. 3 types de résistances au feu sont définies : 30, 60 et 90 minutes.

NT Fire 017

EN

NORME EUROPÉENNE NF EN ISO 1182 :

Cette norme est une norme d'essai d'incombustibilité des produits de construction (isolants thermiques).





ÉQUIPEMENTS ANTIFEU

GÉNÉRALITÉS

Pour la protection des personnes et des biens, il est nécessaire d'équiper ses locaux de matériels antifeu.

Les cendriers et poubelles de sécurité permettront de circonscrire un éventuel début d'incendie en le cantonnant et l'étouffant au sein même du cendrier ou de la poubelle, et ce dès sa naissance.

Les couvertures antifeu permettront quant à elles, d'étouffer un début d'incendie, aussi bien sur une personne ou sur un bien, mais elles pourront également servir de bouclier thermique en cas d'incendie grave.

NORMALISATION

NORME EUROPÉENNE EN 1869-1997:

Cette norme stipule que la couverture doit être capable de résister à une chaleur d'environ de 900°C provoquée par des huiles enflammées de type soja ou colza. La résistance électrique de la couverture ne doit pas être inférieure à 1 Ohm. EN

FM (FACTORY MUTUAL):

Assurance internationale et organe accréditant le matériel de sécurité et conseillant les entreprises.



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/2017

Dans cette partie du catalogue, vous trouverez :

Poubelles de sécurité antifeu « Sécuriflamm »	CNPP - TNO - IBBC - NVBB	Série P
Poubelles antifeu à pédale	FM - UL - TÜV	Série J
Couvertures antifeu	EN 1869 -1997	Série A
Cendriers de sécurité antifeu « Smokers »	FM - ADA	Série C
Armoires sécurisées à casiers individuels pour smartphones	Art. 511-5	Série 21
Armoires fortes à documents	NF EN ISO 1182	Série AD4
Armoires fortes à documents	NF EN ISO 1182	Série AD3
Armoires antifeu à documents - 1/2 heure	NT Fire 017 - 30	Série AD30
Armoires ignifuges à documents - 1 heure	NT Fire 017 - 60	Série AD76+
Armoires ignifuges à documents - 1 heure 30	NT Fire 017 - 90	Série AD79+

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans

SÉRIE P) CNPP - TNO - IBBC - NVBB

POUBELLES DE SÉCURITÉ SÉCURIFLAMM



▲ 18GP

CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications CNPP FSE 8414-D, agrées TNO et IBBC n° B 89.623 ANPI et NVBB N° NT 108.

AVANTAGES

- En cas d'incendie à l'intérieur de la poubelle, le couvercle étouffoir, par sa forme entonnoir, empêche les gaz chauds de s'évacuer et les renvoie sur le foyer qui, privé d'oxygène, s'éteint de lui même.
- Nombreux modèles disponibles (capacité et coloris).

- Construction en acier 8/10ème.
- Bords ourlés anti-coupures en partie haute et anti-rayures en partie basse.
- Couvercle de sécurité de forme entonnoir rendant l'ensemble auto-extinguible.
- Peinture époxy : Couvercle et corps gris perle; Couvercle noir et corps rouge; Couvercle noir et corps gris métal.
- Capacité: 18, 30, 50, 80 et 110 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Coloris	Dimensions H x Ø (mm)	Capacité (L)	Poids (kg)
18GP	Corps et couvercle gris perle	360 x 255	15	1,7
18RN	Corps rouge - Couvercle noir	360 x 255	15	1,7
18MN	Corps gris métal - Couvercle noir	360 x 255	15	1,7
30GP	Corps et couvercle gris perle	470 x 335	30	3,9
30RN	Corps rouge - Couvercle noir	470 x 335	30	3,9
30MN	Corps gris métal - Couvercle noir	470 x 335	30	3,9
50GP	Corps et couvercle gris perle	625 x 335	50	4,6
50RN	Corps rouge - Couvercle noir	625 x 335	50	4,6
50MN	Corps gris métal - Couvercle noir	625 x 335	50	4,6
80GP	Corps et couvercle gris perle	510 x 450	80	8
80RN	Corps rouge - Couvercle noir	510 x 450	80	8
80MN	Corps gris métal - Couvercle noir	510 x 450	80	8
110GP	Corps et couvercle gris perle	710 x 450	110	9,3
110RN	Corps rouge - Couvercle noir	710 x 450	110	9,3
110MN	Corps gris métal - Couvercle noir	710 x 450	110	9,3

SÉRIE J) FM - UL - TÜV

POUBELLES ANTIFEU À PÉDALE







CONFORMITÉ

- Conformes aux spécifications FM (Factory Mutual), UL (Underwriters Laboratories) et TÜV.
- Pictogramme normalisé conforme aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.

AVANTAGES

- Ouverture facile par pédale.
- Ventilation naturelle permettant l'évacuation des vapeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier.
- Peinture époxy jaune ou rouge.
- Ouverture par pédale avec fermeture automatique.
- Aération naturelle à la base de la poubelle.

Référence		Dimensions	Capacité	O and a model	Poids
Jaune	Rouge ⁽¹⁾	H x Ø (mm) (L) Conform		Conformité	(kg)
09101	09100	403 x 302	20	FM - UL - TÜV	6
09301	09300	464 x 354	34	FM - UL - TÜV	7
09501	09500	514 x 408	52	FM - UL - TÜV	8
09701	09700	595 x 467	80	FM - UL - TÜV	12

⁽¹⁾ non tenu en stock





TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques

COUVERTURES ANTIFEU



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Disposées au mur, les couvertures anti-feu sont munies de deux rubans d'ouverture instantanée. En cas d'incendie, il suffit alors de les tirer afin de déployer la couverture. Elles permettent d'étouffer les incendies dès leur naissance en fonctionnant comme un bouclier thermique en privant le feu de son approvisionnement en oxygène. Elles peuvent aussi bien protéger les personnes que les biens.

CONFORMITÉ

- Conformes à la norme européenne EN 1869-1997.

AVANTAGES

- Fixation murale grâce au coffret permettant ainsi une visualisation immédiate et un accès rapide.
- Extra-plates, très légères et trés résistantes.
- Ouverture instantanée à l'aide de deux rubans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fabrication en fibre de verre (420gr/m²), texture extra plate.
- Non combustibles, résistent à plus de 900°C.
- Instructions d'utilisation apposées sur les coffrets.

Référence	Modèle	Dimensions du boitier H x L x P (mm)	Dimensions de la couverture (mm)	Conformité	Poids (kg)
180120RRP	Coffret mural rouge rectangulaire plat	360 x 160 x 35	1800 x 1200	EN	1
120120RRP	Coffret mural rouge rectangulaire plat	285 x 160 x 35	1200 x 1200	EN	1

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 06/2015

SÉRIE C FM - COMPLIANT

CENDRIERS DE SÉCURITÉ ANTIFEU « SMOKERS »







▲26800-B

▲ 26800-G

CONFORMITÉ

- Conformes aux normes FM (Factory Mutual) et ADA.

AVANTAGES

- Spécialement conçus pour réduire les risques d'incendie.
- Coque extérieure demandant peu d'entretien, aucun risque de corrosion.
- Très grande résistance aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en polyéthylène haute densité ignifugé (HDPE).
- Seau de récupération en acier galvanisé de 17,6 L.
- Tête avec ouverture latérale de 38 mm empêchant la pénétration de la pluie.
- Emplacement pour écraser les mégots de cigarettes.
- Grosse tête permettant la dissipation de la cha leur.
- Attaches moulées pour fixation au sol.

Référence	Couleur	Dimensions H x Ø (mm)	Conformité	Poids (kg)
26800-N	Noir	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-G	Gris	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-T	Terra cotta	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-B	Beige	1050 x 420	FM - ADA	7
26800-V	Vert	1050 x 420	FM - ADA	7

SÉRIE 21

ARMOIRES SÉCURISÉES À CASIERS INDIVIDUELS POUR SMARTPHONES



GÉNÉRALITÉS

Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci.

Ces armoires sont spécialement conçues pour le stockage de smartphones dans des casiers individuels.

Nous proposons des armoires de 20 ou 35 casiers ; chacun dispose d'un jeu de deux clés et d'une serrure distincte de toute autre.

CONFORMITÉ

L'article L. 511-5 précise : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. »

AVANTAGES

- Possibilité de fixation murale
- Fermeture individuelle à clef
- Porte-étiquette individuel par casier
- Clef pass disponible sur demande (option)
- Portes individuelles renforcées avec amortisseur de bruit à la fermeture

modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction de l'armoire : acier robuste et peinture époxy grise RAL 7035
- Couleur des portes : Bleues RAL 7035
- Type de portes : Battantes
- Charnières : Droite
- Fermeture des portes : Manuelle

Références	Nombre de casiers	Dimensions H x L x I (mm)	Poids (kg)
ASC20	20 casiers (4 x 5)	1100 x 800 x 150	27
ASC35	35 casiers (7 x 5)	1100 x 1380 x 150	43

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

SÉRIE AD4) NF EN ISO 1182

ARMOIRES FORTES À DOCUMENTS









CONFORMITÉ

- Plaques isolantes entre les parois classées A1 et non inflammables selon la norme EN ISO 1182.

AVANTAGE

- Armoire avec isolation thermique permettant un retard au feu.
- Armoire anti-effraction avec une fermeture en 2 points et des portes indégondables.
- Importante capacité de stockage.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 12/10ème, double paroi.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois, épaisseur 20 mm.

- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Étagères pleines, réglables en hauteur avec une charge admissible de 75 kg uniformément répartis par étagère, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Double portes battantes.
- Fermeture à clef et verrouillage en 2 points.
- Poignée de porte chromée.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Étagère à dossiers suspendus.

Référence	Désignation	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Dim. intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Poids (kg)		
AD1204	Armoire comptoir à documents	moire comptoir à documents 1295 x 1000 x 450 1145 x 950 x		2	92		
AD2004	Armoire haute à documents	2095 x 1000 x 450	1945 x 950 x 400	4	145		
ESAD4	ESAD4 Étagère supplémentaire pour AD1204 et AD2004 ADOS4 Étagère à dossiers suspendus pour AD1204 et AD2004						
ADOS4							

SÉRIE AD3 NF EN ISO 1182

ARMOIRES FORTES À DOCUMENTS







CONFORMITÉ

- Plaques isolantes non inflammables entre les parois, classées A1 selon la norme NF EN ISO 1182.

AVANTAGE

- Armoire avec isolation thermique sur tous les côtés permettant un retard
- Armoire avec retard à l'effraction, fermeture des portes en 5 points.
- Faible poids de l'armoire permettant une mise en place aisée lorsque la charge admissible au sol est limitée.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en acier 9/10ème, double paroi.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois, épaisseur 25 mm.
- Peinture époxy : Gris clair RAL 7035 pour les portes; Gris anthracite RAL 7021 pour le bâti.
- Étagères pleines, réglables en hauteur avec une charge admissible de 70 kg uniformément répartis par étagère, recouvertes de peinture époxy gris clair RAL 7035.

- Double portes battantes.
- Fermeture à clef et verrouillage par cheville en 5 points et serrure de sécurité à double penneton.
- Poignée de porte noire.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Systèmes pour dossiers suspendus, contactez-nous.





ARD AU

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 05/2016

Référence	Désignation	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Dim. intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Poids (kg)	
AD130	Armoire comptoir à documents	1226 x 930 x 500	1060 x 878 x 429	2	85	
AD300	Armoire haute à documents	1950 x 930 x 500	1810 x 878 x 429	4	120	
ESAD3	ESAD3 Étagère supplémentaire pour AD130 et AD300 ADOS3 Étagère à dossiers suspendus pour AD130 et AD300					
ADOS3						

SÉRIE AD30

ARMOIRES IGNIFUGES POUR LA PROTECTION DES DOCUMENTS PAPIER - 1/2 HEURE



CONFORMITÉ

- Testées en conformité avec la norme NT Fire 017 Paper, résistance au feu d'une demi-heure.

AVANTAGES

- Permet le stockage de vos documents papiers en toute sécurité.
- Résistance au feu d'une demi-heure selon la courbe normalisé ISO 834.
- Socle avec cache amovible pour facilité la mise en place de l'armoire avec un transpalette (à vide).
- Serrure anti-étincelle à fermeture 3 points.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en panneaux isolants de 38 mm d'épaisseur.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune.
- Étagères à rebords réglables en hauteur au pas de 32 mm.

- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

OPTIONS

- Étagère à rebords supplémentaire.
- Étagère pour dossiers suspendus.

NOMBRE DE CLASSEURS PAR ÉTAGÈRE

Largeur classeur (mm)	Étagère E48 / EDS48	Étagère E35 / EDS35 E35U / EDS35U
50	8	18
70	6	13

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)		
3033UDE	Armoire comptoir à documents, 2 portes	1198 x 1092 x 537	799 x 978 x 325	1	50	170		
3034DE	Armoire haute à documents, 1 porte	1980 x 605 x 550	1581 x 491 x 419	3	30	117		
3035DE	Armoire haute à documents, 2 portes	1980 x 1115 x 550	1581 x 1001 x 419	3	50	210		
EDS35	Étagère pour dossiers suspendus pour 30	35DE			100	6		
EDS35U	Étagère pour dossiers suspendus pour 30	33UDE			100	6		
EDS48	Étagère pour dossiers suspendus pour 30	34DE			60	3		
E48	Étagère à rebords supplémentaire pour 30	34DE			30	3		
E35	Étagère à rebords supplémentaire pour 30	Étagère à rebords supplémentaire pour 3035DE						
E35U	Étagère à rebords supplémentaire pour 30	33UDE			50	3		

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Équipements anti-feu

SÉRIE AD76+ NT Fire 017-60 Paper EN

ARMOIRES IGNIFUGES POUR LA PROTECTION Kabrication **DES DOCUMENTS PAPIER - 1 HEURE**



CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme NT Fire 017-60 Paper, résistance au feu de 1 heure.

AVANTAGES

- Permet le stockage de vos documents papiers en toute sécurité.
- Résistance au feu de 1 heure selon la courbe normalisé ISO 834.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil

- Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique d'épaisseur 50 mm entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Étagères à rebords réglables en hauteur au pas de 64 mm.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire, consultez-nous.
- Étagère pour dossiers suspendus.
- Possibilité de portes de couleur pour les modèles 764+DE et 765+DE : Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction double paroi :
- Parois extérieures en acier 12/10ème d'épaisseur recouvert de peinture époxy blanche RAL 9010.

NOMBRE DE CLASSEURS PAR ÉTAGÈRE

Largeur classeur (mm)	Étagère E48 / EDS48	Étagère E35 / EDS35
50	8	18
70	6	13

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)
768+DE	Armoire comptoir à documents, 1 porte	1100 x 635 x 620	820 x 490 x 410	2	30	191
763+DE	Armoire comptoir à documents, 2 portes	1100 x 1137 x 620	820 x 1000 x 410	2	50	332
764+DE	Armoire haute à documents, 1 porte	1900 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	3	30	319
765+DE	Armoire haute à documents, 2 portes	1900 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410	3	50	448
EDS48	Étagère pour dossiers suspendus pour 768	+DE et 764+DE			60	3
EDS35	EDS35 Étagère pour dossiers suspendus pour 763+DE et 765+DE E48 Étagère à rebords supplémentaire pour 768+DE et 764+DE					6
E48						3
E35	Étagère à rebords supplémentaire pour 763	+DE et 765+DE			50	6

© TRIONYX se réserve le droit de modifier

SÉRIE AD79+) NT Fire 017-90 Paper EN

ARMOIRES IGNIFUGES POUR LA PROTECTION DES DOCUMENTS PAPIER - 1 HEURE 30



CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme NT Fire 017-90 Paper, résistance au feu de 1 heure 30.

AVANTAGE

- Permet le stockage de vos documents papiers en toute sécurité.
- Résistance au feu de 1 heure 30 selon la courbe normalisé ISO 834.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture.
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement.
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation

- Panneaux d'isolation thermique d'épaisseur 50 mm entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Étagères à rebords réglables en hauteur au pas de 64 mm.
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire, consultez-nous.
- Étagère pour dossiers suspendus.
- Possibilité de portes de couleur pour les modèles 794+DE et 795+DE :
- Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction double paroi :
- Parois extérieures en acier 12/10^{ème} d'épaisseur recouvert de peinture époxy blanche RAL 9010.
- Parois intérieures en mélaminé, coloris blanc.

NOMBRE DE CLASSEURS PAR ÉTAGÈRE

	Largeur classeur (mm)	Étagère E48 / EDS48	Étagère E35 / EDS35
	50	8	18
C	70	6	13

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm) Dim. Intérieures H x L x P (mm)		Nombre d'étagères	Charge admissible par étagère ⁽¹⁾ (kg)	Poids (kg)
798+DE	Armoire comptoir à documents, 1 porte	1100 x 635 x 620	820 x 490 x 410	2	30	191
793+DE	Armoire comptoir à documents, 2 portes	1100 x 1137 x 620	820 x 1000 x 410	2	50	332
794+DE	Armoire haute à documents, 1 porte	1900 x 635 x 620	1620 x 490 x 410	3	30	319
795+DE	Armoire haute à documents, 2 portes	1900 x 1137 x 620	1620 x 1000 x 410		50	448
EDS48	Étagère pour dossiers suspendus pour 798	3+DE et 794DE			60	3
EDS35	Étagère pour dossiers suspendus pour 793	3+DE et 795DE			100	6
E48	Étagère à rebords supplémentaire pour 79	30	3			
E35	Étagère à rebords supplémentaire pour 79	3+DE et 795DE		·	50	6

Armoires of Armoires

Armoires corrosifs

Armoires toxiques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à (filtration - Ventilation)

Rétention et Récinients

Armoires à documents Équipements anti-feu

> Douches et premiers secours

NOTES						

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019



DOUCHES ET LAVEURS D'YEUX DE SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS











SÉRIE DL) EN 15154-1 EN 15154-2 NF x 15-221



DOUCHES ET LAVEURS D'YEUX DE SÉCURITÉ ET ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS

GÉNÉRALITÉ

Pour la sécurité des personnes, les douches et laveurs d'yeux de sécurité sont indispensables dans les locaux où des risques de projection de produits dangereux existent. Ils sont donc recommandés dans les :

- industrie chimique et pharmaceutique,
- industrie agroalimentaire et automobile,
- · laboratoires de chimie, de pétrochimie et de biochimies,
- · les ateliers municipaux, les garages et les imprimeries,
- · les universités, lycées et collèges,
- · les hôpitaux et les cliniques,
- · les stations d'épuration et les piscines...

Équipements de premier secours, les douches et laveurs d'yeux doivent être installés à proximité des zones de danger. Leur accès doit être aisé et signalé clairement.

NORMALISATION

Code du travail:

Conformément à l'article R. 4224-14 du Code du Travail, les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessibles. **ISO** 3864

ISO 3864:

Cette norme concerne la signalétique du matériel. Elle est reprise au niveau européen par la directive 92/58/CEE et au niveau national par la norme NF X08.003. Tous nos matériels de premier secours sont fournis avec des pictogrammes conformes à ces normes **NF** x 15-221

NORME FRANÇAISE NF X 15-221:

Cette norme s'applique aux douches pour le corps, raccordées au réseau d'eau et utilisées sur les sites industriels et lieux autres que les laboratoires. Les exigences de cette norme reprennent celles de la norme européenne EN 15154-1 (voir ci-dessous). **EN** 15154-1

NORME EUROPÉENNE EN 15154-1:

Cette norme s'applique aux douches pour le corps, raccordées au réseau d'eau dans les laboratoires. Les principales exigences de cette norme sont :

- la zone d'efficacité de la distribution d'eau, à une distance de 700mm sous la pomme de douche, doit suivre le schéma suivant : 95% de l'eau délivrée doit se trouver dans un cercle de 800mm de diamètre; 50% (± 10%) de doit l'eau tomber dans un rayon de 400mm de diamètre.
- le débit de l'eau doit être constant et de 60 l/min au minimum.
- la douche doit pouvoir fournir de l'eau pendant une durée minimale de 15 minutes.
- la vélocité de l'eau doit être suffisamment faible afin de ne pas blesser l'utilisateur.
- · la hauteur sous la tête de douche doit se trouver à une distance de 2200 ± 100 mm par rapport au niveau du sol.
- le robinet d'ouverture en alimentation d'eau ne doit pas se refermer automatiquement.
- le fabriquant doit fournir le matériel avec une notice d'installation, de fonctionnement et de maintenance.
- · la douche doit être fournie avec une signalétique normalisée (voir cidessus).


ATEX II 2/G:

La norme européenne Atex est associée aux produits utilisables en **AT**mosphères **EX**plosives.

Les emplacements dangereux sont classés en zones à risque, en fonction de la fréquence et de la durée de présence d'une atmosphère explosive. Ces zones sont définies comme suit :


0 en permanence ou pendant de longues périodes en fonctionnement normal.

- 1 occasionnellement en fonctionnement normal.
- 2 accidentellement, en cas de dysfonctionnement ou de courte durée.



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 11/2015

DOMAINES COUVERTS PAR LES NORMES NF X 15-221 et EN 15154-1 :



05/2016

Édition

préavis.

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les

SÉRIE DL) EN 15154-1 EN 15154-2 NF x 15-221







NORME EUROPEENNE EN 15154-2:

Cette norme s'applique aux laveurs d'yeux raccordés au réseau d'eau. Les principales exigences de cette norme sont :

- le débit de l'eau doit être constant et de 6 l/min au minimum,
- le laveur d'yeux doit pouvoir fournir de l'eau pendant une durée minimale de 15 minutes,
- · la vélocité de l'eau doit être suffisamment faible afin de ne pas blesser l'utilisateur,
- la hauteur de l'eau jaillissant des gicleurs doit-être comprise entre 100 et 300mm,
- les gicleurs doivent se trouver à une distance de 1000 (± 200 mm) par rapport au niveau du sol,
- le robinet d'ouverture en alimentation d'eau ne doit pas se refermer automatiquement,
- le fabriquant doit fournir le matériel avec une notice d'installation, de fonctionnement et de maintenance,
- le laveur d'yeux doit être fourni avec une signalétique normalisée (voir ci-dessous).

Température de l'eau :

Pour le confort, et afin de ne pas aggraver les lésions de la personne accidentée, les normes EN 15154-1 et EN 15154-2 recommandent l'utilisation d'une eau comprise entre 15°C et 37°C, la norme NF X 15-221, entre 15°C et 25°C Nous vous conseillons donc la mise en place d'un mitigeur thermostatique (en option, voir ci-dessous).

CHOISISSEZ LA SOLUTION ADAPTÉE AUX RISQUES ENCOURUS.

Risques		Solution de premier secours à mettre en oeuvre	Normes
Projection au niveau	Fixes	Douche de sécurité sur réseau d'eau	EN 15154-1 NF X 15-221
du corps	Itinérants	Douchette portative autonome	R.232-1-6
Projection au niveau	Fixes	Laveur d'yeux de sécurité sur réseau d'eau	EN 15154-2
du visage et des yeux	Itinérants	Laveur d'yeux autonome	R.232-1-6
Projection à la fois au niveau du corps, du visage	Fixes	Douche de sécurité et Laveur d'yeux de sécurité, ou Combiné Douche et Laveur d'yeux	EN 15154-1 NF X 15-221 EN 15154-2
et des yeux	Itinérants	Douchette portative autonome et laveur d'yeux autonome	R.232-1-6

INSTALLATION

Il est recommandé d'installer les équipements de premiers secours à proximité de la zone de danger. Ils doivent être facilement accessibles (moins de 10 secondes de parcours ou à 30 mètres) et dégagés de tout obstacle.

Ils doivent être clairement identifiés et l'ensemble du personnel pouvant être amené à utiliser ce type de matériel doit recevoir une formation adaptée. Enfin, il y a lieu de faire fonctionner le matériel relié au réseau d'eau, au minimum, une fois par semaine.

OPTIONS

MITIGEURS THERMOSTATIQUES (MCL-MTD)

- · Pour les laveurs d'yeux : référence MCL
- Pour les douches et les combinés douche et laveur






▲ MCL

KIT CÂBLE CHAUFFANT (KITCC2)

Afin de palier au risque de gel nous vous recommandons un câble chauffant permettant qu'à partir de -1°C, l'eau contenue en amont dans votre tuyau ne gèle pas. Ce système peut être utilisé sur n'importe quel modèle de douche ou de laveur d'yeux.

Comprend : 1 mètre de câble chauffant: 1 kit d'alimentation électrique; 1 boîtier de mise hors gel.






© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 02/2015


SÉRIE DL EN 15154-1 EN 15154-2 NF x 15-221 COMBINÉS DOUCHES ET LAVEURS D'YEUX



		Usage	Cde				Tuyauterie	uyauterie Alim.		Débit (L/mn)		Poids	EN	EN	NF
Réf.	Réf.			Fixation	Vasque	Pomme				Laveur d'yeux	Douche	(kg)	15154-1	15154-2	X 15-221
С	DLP64	Intérieur et extérieur ⁽¹⁾	Manuelle ou au pied	Au sol	Inox + peinture époxy verte RAL 6032	ABS vert RAL 6032	Acier galvanisé + peinture époxy grise RAL 7040	F1"	F 1 1/4"	11,5	90	14	oui	oui	oui
[DLI63	Extérieur	Manuelle et au pied	Au sol	ABS vert RAL 6029	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	F 1 ¼"	11.5	75	24	oui	oui	oui

SÉRIE DL EN 15154-1 EN 15154-2 NF x 15-221 COMBINÉS DOUCHES ET LAVEURS D'YEUX





								_	Débit	(L/mn)	Poids	EN	EN	NF
Réf.	Usage	Cde	Fixation	Vasque	Pomme	Tuyauterie	Alim.	Évac	Laveur d'yeux	Douche	(kg)	15154-1	15154-2	X 15-221
DLV43	Intérieur	Manuelle	Murale	ABS vert RAL 6029	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	F 1 1/4"	11,5	75	19	oui	oui	oui
DLV52	Intérieur	Manuelle	Au sol	Inox	lnox	lnox	F1"	F 1 1/4"	11,5	75	19	oui	oui	oui
DLV53	Intérieur	Manuelle	Au sol	ABS vert RAL 6029	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	F 1 1/4"	11.5	75	19	oui	oui	oui
DLP62	Intérieur	Manuelle et au pied	Au sol	Inox	Inox	lnox	F1"	F 1 1/4"	11.5	75	22	oui	oui	oui
DLP63	Intérieur	Manuelle et au pied	Au sol	ABS vert RAL 6029	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	F 1 1/4"	11.5	75	23	oui	oui	oui
DLI83	Extérieur	Manuelle	Au sol	-	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	F 1 1/4"	11.5	75	36	oui	oui	oui










© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 03/2017

SÉRIE DL EN 15154-1 EN 15154-2 🖾 || 2/G 🙀 📫 🎬 COMBINÉS DOUCHES ET LAVEURS D'YEUX ATEX





CONFORMITÉ

- Douche conforme à la norme européenne EN 15154-1
- Laveur d'yeux conforme à la norme européenne EN 15154-2
- Combiné ATEX certifié II 2/G
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE

INCLUS


- Alarme visuelle et sonore
- Thermostat mécanique ATEX

									Débit ((L/mn)	Deide	EN	EN	NF
Réf.	Usage	Cde	Fixation	Vasque	Pomme	Tuyauterie	Alim.	Évac	Laveur d'yeux	Douche	Poids (kg)	15154-1		X 08-003
DLI92	Intérieur et extérieur	Manuelle	Au sol		lnox	lnox	F1"	F 1 1⁄4"	6	60	40	oui	oui	oui

NOTES	
	_
	_
	_
	_ _
	1/2017
	© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 03/2017
	 ques techniques san
	 Jifier les caractéristiq
	 serve le droit de mod
	© TRIONYX se rés
	_
	_

SÉRIE DL EN 15154-2

LAVEURS D'YEUX DE SÉCURITÉ SUR PIED




							4	Débit (L/mn)	Poids	
Réf.	Usage	Commande	Fixation	Vasque	Tuyauterie	Alimentation	Evacuation	Laveur d'yeux	(kg)	EN 15154-2
LP24	Intérieur et extérieur ⁽¹⁾	Manuelle ou au pied	Au sol	Inox + peinture époxy verte RAL 6032	Acier galvanisé + peinture époxy grise RAL 7040	F 1"	F 1 ¼"	15	8	oui
LV22	Intérieur	Manuelle	Au sol	lnox	lnox	F 1/2"	F 1 ¼"	11,5	10	oui
LP22	Intérieur	Au pied	Au sol	Inox	lnox	F 1/2"	F 1 ¼"	11,5	11	oui
LV23	Intérieur	Manuelle	Au sol	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F 1/2"	F 1 1/4"	11,5	10	oui

(1)Kit câble chauffant recommandé.

SÉRIE DL EN 15154-2

LAVEURS D'YEUX DE SÉCURITÉ MURAUX





							<u> </u>	Débit (L/mn)	Poids	
Réf.	Usage	Commande	Fixation	Vasque	Tuyauterie	Alimentation	Evacuation	Laveur d'yeux	(kg)	EN 15154-2
LV14	Intérieur	Manuelle	Murale	Inox + peinture époxy verte RAL 6032	Acier galvanisé + peinture époxy grise RAL 7040	M 1/2"	F 1 1⁄4"	15	3,2	oui
LV13	Intérieur	Manuelle	Murale	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F 1/2"	F 1 1⁄4"	11,5	5,1	oui
LV12	Intérieur	Manuelle	Murale	lnox	Inox	F 1/2"	F 1 1⁄4"	11,5	5,8	oui





© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 05/2014

SÉRIE DL EN 15154-1 NF x 15-221 DOUCHES DE SÉCURITÉ MURALES ET SUR PIED




Réf.	Heere	Cdo	Fixation	Dommo	Turantaria	Alimontation	Débit (L/mn)	Poids	EN 15154-1	NF X 15-221
Rei.	Usage	Cde	rixation	Pomme	Tuyauterie	Alimentation	Douche	(kg)	EN 13134-1	NF X 13-221
DS13	Intérieur	Manuelle	Murale	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	75	5	oui	oui
DS24	Intérieur	Manuelle	Murale	ABS vert RAL 6032	Acier galvanisé + peinture époxy grise RAL 7040	F1"	90	4	oui	oui
DS23	Intérieur	Manuelle	Murale	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	75	4,4	oui	oui
DS32	Intérieur	Manuelle	Au sol	Inox	lnox	F1"	75	15	oui	oui
DS33	Intérieur	Manuelle	Au sol	ABS vert RAL 6029	Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029	F1"	75	14	oui	oui

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 02/2015


SÉRIE DL EN 15154-2

DOUCHETTES OCULAIRES









▲DS54



▲LV04





٠.	
-1	1/54

Réf.	Usage	Commande	Fixation	Flexible (m)	Alimentation	Débit (L/mn)	Poids	EN 15154-2
				, ,		Laveur d'yeux	(kg)	
DS04	Intérieur	Manuelle	Murale (fixation fournie)	1,5	M1/2"	16	1	oui
DS54	Intérieur	Manuelle	Sur table	1,5	M1/2"	16	1	oui
LV04	Intérieur	Manuelle	Murale (fixation fournie)	1,5	M1/2"	15	1,5	oui
LV54	Intérieur	Manuelle	Sur table	1,5	M1/2"	15	1	oui

SÉRIE DL



@+

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2015

PIÈCES DÉTACHÉES DOUCHES ET LAVEURS D'YEUX

																																_
	Aérateur M24 x100	Aérateur	Aérateur	Caches aérateur, jeu de 2	Caches aérateur, jeu de 2	Double jet rince-yeux	Double jet rince-yeux	Pédale d'activation	Pédale d'activation Inox	Plaque d'ouverture de vanne	Plaque d'ouverture de vanne	Plaque d'ouverture de vanne INOX	Pomme de douche ABS	Pomme de douche ABS	Pomme de douche INOX	Pomme de douche ABS	Tringle pour levier d'activation	Tringle pour levier d'activation INOX	Levier d'activation	Vanne 1/4 de tour F/F G1"	Vanne ¼ de tour M/F G1"	Vanne ¼ tour	Vanne ¼ tour INOX	Vanne ¼ de tour M/F G½"	Vanne ¼ tour	Vanne ¼ tour INOX	Vanne à ressort	Vasque laveur d'yeux en acier inox + peinture époxy	Vasque laveur d'yeux ABS	Vasque laveur d'yeux Inox	Plaque signalétique douche	Plaque signalétique laveur yeux
	L137	L137IS	L435AG75	91AA75	G316IS	RO9000	T555AH75IS	PLV60IS	PLV60ISAI	J853	J853IS	J853ISAI	0006	300318	9003ISAI	U580NG	T843IS	T843ISAI	LEV9200IS	2634FF	P066	P066IS	P066ISAI	P849	P849IS	P849ISAI	P992IS	U452AJ75	U452AJ75IS	U452AJ75ISAI	7668	699/
DI30	Х															Х															Х	
DLI63		Х			Х		Х	Х			Х			Х								Х					Х		Х		Х	Х
DLI73		Х			Х									Х																	Х	Х
DLI83		Х			Х									Х								Х									Х	Х
DLP60	Х				Х					Х						Х					Х			Х				Х			Х	Х
DLP62		Х			Х		Х		Х						Х			Χ					Χ			Х				Χ	Х	Х
DLP63		Х			Х		Х	Х						Х			Х	Х				Х			Х				Х		Х	Х
DLP64			Х	Х		Х							Х							Х								Х			Х	Х
DLV43		Х			Х		Х				Х			Х			Х		Χ			Х			Х				Χ		Х	Х
DLV50	Х				Х					Х						Х					Х			Χ				Χ			Х	Х
DLV52		Х			Х		Х					Х			Х			Х					Х			Х				Х	Х	Х
DLV53		Х			Х		Х				Х			Х			Х	Χ	Χ			Х			Χ				Χ		Х	Х
DP30																Х					Х							Х			Х	
DS04			Х																												Х	
DS10																Х					Х										Х	
DS13														Х								Х									Х	
DS20																Х					Х										Х	
DS23														Х					Χ			Х									Х	
DS24													Х							Х											Х	
DS30																Х					Х										Х	
DS32															Х			Х					Х								Х	
DS33														Х			Х	Χ				Х									Х	
DS54			Х																												Х	
DS55																															Х	
DTC60																Х															Х	
LI20	Х				Х																											Х
LP20	Х				Х					Х														Х								Х
LP22		Х			Х		Х		Х																	Х				Х		Х
LP24			Х	Χ		Х														Х								Х				Х
LV04			Х	Χ		Х																										Х
LV05	Х				Х																											Х
LV10	Х				Х					Х														Х				Χ				Х
LV12		Х			Х		Х					Х														Х				Х		Х
LV13		Х			Х		Х				Х														Х				Х			Х
LV14			Х	Х		Х				Х														Χ				Χ				Х
LV20	Х				Х					Х														Х								Х
LV22		Х			Х		Х					Х														Х				Х		Х
LV23		Х			Х		Х				Х														Х				Х			Х
LV54			Х	Х		Х																										Х
LV55	Х				Х																											Х
LVC60	Х				Х																											x

SÉRIE DL)







✓ KLY – Kit lave-yeux

Livré avec : 1 flacon de solution saline de 500 ml • 1 flacon laveur d'yeux • 2 compresses pour l'œil • 1 paire de ciseaux • 1 paquet de mouchoirs en papier • 1 rouleau de ruban adhésif • 2 paquets de bandes stériles (18 x 40 mm).

DPA6/DPA9 – Douches Portatives Autonomes •

Réservoir éprouvé en acier E243 et E244 • Peinture époxy verte. Capacité 6 ou 9 litres • Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre • Livrées avec une cartouche de gaz CO₂ déjà montée • Attention : Livrées vides, à remplir d'eau minérale uniquement; Ne pas utiliser en contact direct avec les yeux.





SP1F



S1F



◆ SP2F



SM1F



⋖ SM2F



◀ SF2F

DOUCHES ET STATIONS MURALES

			Fou	ırni avec : flaco	n de solution ((ml)
Référence	Désignation	Poids (kg)	yeux contar	- rinçage des ninés par un er (poussière)	pH neutr -neutralisatio et des	n des acides
			200	500	200	1000
SM1F	Station murale 1 flacon pour les yeux	0,9	-	1	-	-
SM2F	Station murale 2 flacons pour les yeux	1,7	-	2	-	-
SF2F	Station murale fermée 2 flacons pour les yeux	1,8	-	2	-	-
S1F	Sacoche 1 flacon pour les yeux	0,5	1	-	-	-
SP1F	Station murale 1 flacon pour les yeux	1,4	-	-	-	1
SP2F	Station murale 2 flacons pour les yeux et le corps	1,2	-	1	1	-
KLY	Kit lave-yeux	1	-	1	-	-
DPA6	Douche portative autonome - 6L (H460 x Ø180 mm)	4	Livrée vide	- Fournie avec	1 cartouche de	40g de CO₂
DPA9	Douche portative autonome - 9L (H605 x Ø180 mm)	5	Livrée vide	- Fournie avec	1 cartouche de 6	60g de CO₂

CONSOMMABLES

Référence	Désignation	Poids (kg)	Convient pour
FR200	Flacon de 200 ml de solution saline	0,4	S1F
FR500	Flacon de 500 ml de solution saline (jeu de 2)	1,2	SM1F - SM2F - SF2F - SP2F - KLY
FR1PH	Flacon de 1000 ml de solution pH neutral	1,1	SP1F
FR200PH	Flacon de 200 ml de solution pH neutral	0,3	SP2F
CDPA6	Cartouche de CO ₂ de rechange de 40g	0,2	DPA6
CDPA9	Cartouche de CO ₂ de rechange de 60g	0,3	DPA9

SÉRIE 19



ARMOIRES À PHARMACIE



ARMOIRES HAUTES À PHARMACIE A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier 10/10ème.

Construction en acier 10/10^{ème}.
Peinture époxy blanche RAL 9010.

- Porte battante à fermeture à clef.

- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symbole normalisé "premiers secours".

ARMOIRES MURALES À PHARMACIE ▶

- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Signalisation par symbole normalisé "premiers secours". - Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.

- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.

- Coffret à produits toxiques de série :
 - Dimensions : H 370 x L 600 x P 450 mm.
 - Renforce la protection de vos produits à risque.
 - Coffret faisant office d'étagère avec gradin.
 - Signalisation par symbole normalisé "toxiques".
 - Porte battante à fermeture à clef.
 - Serrure et clefs différentes de l'armoire principale.

OPTION

- Étagère supplémentaire.



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 06/2015

Référence	Désignation	Dim. Extérieures H x L x P (mm)	Dim. Intérieures H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Poids (kg)
MF15	Armoire murale à pharmacie (petit modèle)	380 x 470 x 205	370 x 460 x 170	2	10
MF25	Armoire murale à pharmacie (grand modèle)	580 x 470 x 205	570 x 460 x 170	4	15
AS5	Armoire haute à pharmacie à une porte	1825 x 560 x 545	1795 x 555 x 480	3x EE1 + coffret	80
AS5DD	Armoire haute à pharmacie à deux portes	1825 x 1100 x 545	1795 x 1095 x 480	3x ESASDD + 1x EE1 + coffret	155
EE1	Étagère supplémentaire pour AS5	30 x 550 x 465	-	-	3
ESASDD	Étagère supplémentaire pour AS5DD	30 x 990 x 465	-	-	6

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 07/2019

					IN	DEX F	PAR	SÉRIE						
Référence	Page	Ré	férence	Page	Référen	ce Page	Ré	férence	Page	Référence	Page	e Référen	ce Page	
Série 1 Série 2 Série 3/5 Série 4 Série 6 Série 760+ Série 790+ Série 790+ARD Série 790+LI	37 38 40 45 60 22 12 15 20	Séri Séri Séri Séri Séri Séri	ie 790+M ie 790+T ie 3030 ie 3030.M ie 3030PV ie 3030.T ie 3030.X ie 7030 ie 7630BG	59 14 24 56 27 26 86 30 32	Série 8.A Série 8.B Série 11.B Série 12 Série 12.X Série 13 Série 14 Série 14.E Série 14.L	46 47 58 81 82 57 52 51 54	Séi Séi Séi Séi Séi Séi Séi	rie 14.T rie 14.X rie 16.E rie 16.K rie 16.L rie 19 rie 21 rie A rie AD3	55 84 64 64 63 130 110 104 112	Série AD4 Série AD30 Série AD76+ Série AD79+ Série BR Série C Série DL Série G Série H	117 113 114 115 95-97 109 118 96	Série K Série M Série P Série R Série S Série S Série SAV Série V	100 - 108 95 99 107 98 102 131 90	
					INDEV	ALPI	IAN	JIVIER	IQUE					
4RPV 18GP 18MN 18RN		60 107 107 107	795+M22 795+T4 795+T5 795+T6		17 59 14 14 14	10611 10808 10811 12161		100 100 100 101	AFV35 AK28905 AK28906 AL55		96	AZ300V AZ300B AZVENT	51 51 51 64	
30GP		107	795-900+		13	12260		101	AL57		63	B04M	45 45	

			INDE	X ALPH	ANUMÉR	IQUE			
4RPV 18GP 18MN 18RN	60 107 107 107	795+M22 795+T4 795+T5 795+T6	17 59 14 14 14	10611 10808 10811 12161	100 100 100 101	AFV35 AK28905 AK28906 AL55	87 96 96 54	AZ300V AZ300B AZVENT	51 51 51 64
30GP	107	795-900+	13	12260	101	AL57	63	B04M	45
30MN 30RN	107 107	795-900+E 798+	13 13	12762 12765	100 101	AL115 AL117	54 63	B04S B1	45 13 23
50GP	107	798+DE 798+E	115 13	14018	101 101	AL157	63	B2	13 23 25
50MN 50RN	107 107	798+LI	21	14065 14561	101	AL305 AL305J	54 54	B6U B18M	45
80GP 80MN	107 107	798+M2	17 59	28234	96	AL307 ALT155	63 55	B18S B22M	4 45 45
80RN	107	1619J	99	28703	96	ALT305	55	B22S	45
91AA75 110GP	128 107	1619R 1633J	99 99	28704 28254	96 96	AMM50 AMM200 3 l	2 3 71 72 73 74	B24M B24S	45 45
110MN	107	1633R	99	28923	96	AMM203	3	B30M	45
110RN	107	2634FF	128	28926	96	AMM300 AMM303	2 3	B30S B35	45 13 21 23
761+ 761+E	23 23	3031E	4 25 31	26800-N 26800-G	109 109	AMM400 AMM500	3 3	B35U B45M	25 45
761T+	23	3031ARD	່ ່ 31	26800-T	109	AMM1300	3	B45S	45
762+ 762+E	23 23	3032ARD 3032E	31 4 25 31	26800-B 26800-V	109 109	AMM1500 AMM2300	3	B48 B60M	13 17 21 23 45
762T+	23	3032M11	5 29 31 56			AMM2500	3	B60S	45
763+ 763+DE	23 114	3033UDE 3033UE	113 25	51061B 51000	99 99	AMM3500 AMMFC	3 2	B148 B235	25 29 95 25 95
763+E	23	3034DE	113	120120RRP	108	AMS10	37	B235-900	13 23
764+ 764+DE	23 114	3034E 3034M2	25 29 56	180120RRP	108	AMS20 AMS100	37 37	BA30 BAC400	60 98
764+E 764+EJ	23 23	3034M3 3034M4	29 56 29 56	A1T	53	AMS100SE AMS200	37 37	BAC600 BB06	98 71 76
765+	23	3034PVE	27	A2CA	53	AMS200SE	37	BB09	72 76
765+DE 765+E	114 23	3034T4 3034T5	26 26	A2P A2T	53 53	APC31 APC32	4 46 4 47	BB12 BB15	73 76 9 74 76 9
765+EJ	23	3034T6	26	A2+2P	53	APC61	4 46	BCDE	60
765-900+ 765-900+E	23 23	3035DE 3035E	113 25	A2+2PCA A3P	53 53	APC62 APC91	4 47 46	BH06 BH06D	76 76
768+ 768+DE	23 114	3035M11 3035M12	29 48 56 29 56	A3PCA A3T	53 53	APC92 APC106	47 46	BH06Z BH09	76 ¹ 76 .
768+E	23	3035M13	29 56	A4T	53	APC107	47	BH09D	76 `
791+ 791+ARD	13 15	3035M22 3035PVE	29 56 27	ABST120 AB56	5 5 53	APC111 APC112	46 47	BH06Z BH12	76 76
791+E	4 13	3035T4	26	AB56SV	53	APC221	46	BH12D	76
791T+ 792+	13 14 13	3035T5 3035T6	26 26	AB60 ABOA	5 60 132	APC222 APK152	47 64	BH12Z BH15	76 · 76 ·
792+ARD 792+E	15 4 13	3035UE 3036UE	25 25	ABOA+F ABOH	132	APK302 AS	64 53	BH15D BH15G	76 · 76
792+M11	5 17 59			ABOHEP	132 132	AS5	130	BH15Z	76
792T+ 793	4 13 14 13	7031T 7032T	4 31 31	ABS90 ABST120	5 60 60	AS5DD AS60	130 5 60	BR20 BRC20	97 : 97
793+DE	115	7634BG	33	AC30	4 60	ASC20	110	BR30	97
793+E 793+LI	13 21	7635BG	33	AC150 AC300	64 64	ASC35 ASDD	110 53	BRC30 BR40	97 - 97 <u>:</u>
793+M11 793+M12	17 59 17 59	9000 9003IS	128 128	AD130 AD300	112 112	ASDP ASDM11	4 53 53	BRC40 BR60	97 97
794+	13	9003ISAI	128	AD1204	111	ASDM22	53	BRC60	97 :
794+DE 794+E	115 13	08540	101	AD2004 ADOS3	111 112	ASDV ASP	53 4 53	BR100 BRC100	97 - 97 -
794+EJ	13	08902	101	ADOS4	111	ASV	53	BR250	97
794+LI 794+M2	21 17 59	09100 09101	108 108	AF1C AF1C1	83 83	ASVM11 ASVM22	53 53	BR1000 BS60	97 5 60
794+M3 794+M4	17 59 17 59	09300 09301	108 108	AF2C AF3X	83 85	AT60 AZ50	60 51	BT60 BP03	5 60 41
794+T4	14	09500	108	AF2C1	83	AZ50R	51	BP04	41
794+T5 794+T6	14 14	09501 09700	108 108	AF5-2X AF10	85 81	AZ50V AZ50B	51 51	BP06 BV06	41 2 71 76
795+	13	09701	108	AF11	81	AZ110	51	BV09	72 76
795+DE 795+E	115 13	10111	100	AF22C AF34	83 87	AZ110R AZ110V	51 51	BV12 BV15	73 76 74 76
795+EJ 795+LI	13 21	10118 10218	101 101	AF35 AF42C	87 83	AZ110B AZ150	51 51		13 23
795+LIA4	21	10291	101	AF43C	83	AZ150R	51	C1T	13 23
795+LIX4 795+M11	21 17 59	10318 10311	101 100	AF44C AFP3X	83 85	AZ150V AZ150B	51 51	C2 C2T	13 23 13 23
795+M12	17 59	10511	100	AFP5-2X	85	AZ300	51	C6U	25
795+M13	17 59	10608	100	AFV34	87	AZ300R	51	C35	13 23

C35U 25 C48 13 17 23 C148 25 27 29 48 58 95 C235 25 27 95 C235-900 13 23 CAL155 63 CAL305 63 CAR50 85 87 88 CAR200 71 72 73 74 CAR300 83 CARFC 34 89 CDF-A 42 90 CDF-ACORG 42 90 CDF-ACORG 2 42 90 91 CDFORG 2 42 90 91 CDFORG 2 42 90 91 CDF-P 42 90 CDPA9 129 CDS100 42 90 91 CDF-P 42 90 CDPA9 129 CDS100 42 90 91 CDV-A 42 76 90 CE150 51 64 CE300 51 64 C	EP06	L137	SO2BH 103 SO2BT 102 SO2BW 102 SO5BH 103 SO5BT 102 SO5BW 102 SO5BW 102 SO5JT 103 SO5JV 103 SO5JV 103 S10FF 103 S10FT 103 S10FVS 103 S10FVS 103 S10JT 103 S10JT 103 S20JTS 103 S20JVS 103 S20JVS 103 S25FF 103 S25FF 103 S25FF 103 S25FVS 103 S25FVS 103 S25FVS 103 S25FVS 103 S25FVS 103 S25FVS 103 S50FVS
DLV52 121 DLV53 121 DPA6 129 DPA9 129 DS04 127 DS13 126 DS23 126 DS24 126 DS32 126 DS32 126 DS33 126 DS33 126 DS54 127	G804G 41 G806G 41 G1204E 41 G2004B 41 G2006B 41 GL03 41 GL04 41 60 GL06 41 H06 71 H09 72 H40 34 89	P849ISAI 128 P992IS 128 PACABLI 21 PLV60IS 128 PMAF 34 80 83 85 87 88 89 PO66 128 PO66IS 128 PO66ISAI 128 PO66ISAI 128 PO66ISAI 128 PO68ISAI 128 PSM9 79	SV30
E2 13 23 E6U 25	H70 80 H061D 71	RABG 33	TA12 73 75 TA15 74 75

TTR06 TTR09 TTR12 TTR15

V668 V669 VIG100

U452AJ75 U452AJ75IS U452AJ75ISAI U580NG

128 128 21